

Selektywne oczyszczenie rany z czarnej tkanki martwiczej

- uwadnia czarną tkankę martwiczą - opatrunek oddaje do rany 40% wody, z której jest zbudowany, co powoduje nawodnienie i rozluźnienie tkanki martwiczej; usunięcie martwej tkanki jest zasadniczym etapem rozpoczynającym proces gojenia rany
- utrzymuje wilgotne środowisko na ranie, co stwarza optymalne warunki dla procesu leczenia
- jest przezroczysty, co umożliwia wizualną kontrolę wielkości i stanu rany
- łatwy w stosowaniu - tubka zapewnia precyzyjną aplikację żelu bezpośrednio do rany

Zastosowanie do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpułwną o różnej głębokości, takich jak:

- odleżyny
- owrzodzenia podudzi

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 15 g; pakowane po 5 szt.

