

Samoprzylepny chłonny opatrunek składający się z warstwy adhezyjnej zabezpieczonej papierem, poliuretanowej pianki chłonnej oraz oddychającej folii poliuretanowej

- utrzymuje optymalną wilgotność rany i pochłania nadmiar wysięku
- chroni ranę przed czynnikami zewnętrznymi
- warstwę adhezyjną stanowi hipoalergiczny klej akrylowy, który ułatwia przymocowanie opatrunku
- obecność perforacji w zabezpieczeniu warstwy adhezyjnej ułatwia aplikację opatrunku w sposób aseptyczny

Zastosowanie do leczenia ran wysiękowych:

- odleżyny
- owrzodzenia goleni
- rany pooperacyjne
- rany oparzeniowe
- pourazowe rozległe obrażenia

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 10 cm x 10 cm; pakowany po 5 szt.
- jałowe: 15 cm x 15 cm; pakowany po 5 szt.
- jałowe: 20 cm x 20 cm; pakowane po 5 szt.



>>