

Kontrola wysięku dla ran obficie wydzielających

- właściwości chłonne opatrunku pozwalają na jego długie przebywanie na ranach z dużą ilością wydzieliny i regulowanie wilgotności przez utrzymanie wilgotnego środowiska, które stwarza optymalne warunki dla procesu leczenia
- ochrona przed urazem mechanicznym - warstwa miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej minimalizuje skutki przypadkowego urazu wtórnego rany

Zastosowanie do leczenia ran wysiękowych, w tym:

- ran poparzeniowych
- ran pooperacyjnych
- owrzodzeń goleni na tle niewydolności żyłnej
- pourazowych rozległych obrażeń
- odleżyn

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 10 cm x 10 cm; pakowany po 5 szt.

