

# FIXOPORE S opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, FIXOPORE S opatrunek włókninowy oczny z wkładem chłonnym

- podłoże wykonane z białej, elastycznej włókniny, dzięki której opatrunek świetnie dopasowuje się do kształtów ciała pacjenta i nie ogranicza jego ruchów



- porowata włóknina umożliwia skórze swobodne oddychanie
- wkład chłonny jest centralnie położony, część klejąca pozostała poza wkładem pewnie utrzymuje opatrunek na miejscu
- wkład z mikrosiateczką zabezpieczającą przed przywieraniem opatrunku
- zastosowany klej nie powoduje podrażnień skóry
- zaokrąglone brzegi opatrunku zabezpieczają przed przedwczesnym odklejeniem się go od ciała pacjenta
- szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach
- opatrunek przepuszczalny dla promieni rentgenowskich

## Zastosowanie:

- do opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych ran, skaleczeń i otarć

## Rodzaje:

- jałowy
- kształt: prostokątny, owalny (okulistyczny)

## Rozmiary i pakowanie:

- jałowy: pakowany po 25 szt., po 50 szt. i po 100 szt. w zależności od rozmiaru
- prostokątne dostępne w rozmiarach: 7,2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm, 35 cm x 10 cm
- owalne dostępne w rozmiarze: 6,5 cm x 9,5 cm

