

- kompozycja jałowych kompresów o różnych warstwowościach i rozmiarach
- całość pakietu dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta
- kombinacja kompresów zawarta w jednym opakowaniu zmniejsza ilość odpadu
- jedno opakowanie jednostkowe eliminuje koszty opakowań poszczególnych elementów składowych
- jedno opakowanie wyklucza konieczność otwierania wielu pośrednich opakowań pojedynczych i tym samym nie podnosi ryzyka zainfekowania wyrobu jałowego

Zastosowanie:


- do pochłaniania płynów w trakcie zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych

Rodzaje:

- jałowy
- kompresy z gazy: nitkowość (13-, 17-nitkowe), warstwowość (8-, 12-, 16-warstwowe), z nitką kontrastującą w promieniach rtg lub bez nitki
- kompresy z włókniny: gramatura (30 g/m², 40 g/m²), warstwowość (4-, 6-, 8-warstwowe), z nitką kontrastującą w promieniach rtg lub bez nitki
- na życzenie - przewiązywane w stosikach ułatwiających liczenie

Rozmiary i pakowanie:

- kombinacja rozmiarów: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm zawarta w 1 opakowaniu



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę
Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z
numerem 2274

>>