

- wykonany z elastycznej, wytrzymałej tkaniny
- centralnie położony wkład chłonny zabezpieczony mikrosiateczką chroniącą przed przywieraniem opatrunku do rany
- klej akrylowy nie powoduje wystąpienia podrażnień
- możliwość samodzielnego dopasowania rozmiaru plastra do indywidualnych potrzeb

Zastosowanie:

- do opatrywania otarć, skaleczeń i niewielkich ran u osób o normalnej wrażliwości skóry

Rodzaje:

- niejałowy

Rozmiary i pakowanie:

- dostępny w rozmiarze: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- niejałowy: pakowany po 1 szt.



MD

