

- wykonany z białej, elastycznej włókniny, która łatwo dopasowuje się do kształtu ciała
- porowata włóknina ułatwia skórze swobodnie oddychać
- centralnie położony wkład chłonny zabezpieczony jest mikrosiateczką, która zabezpiecza przed przywieraniem opatrunku do rany
- klej akrylowy nie powoduje wystąpienia podrażnień
- możliwość samodzielnego dopasowania rozmiaru plastra do indywidualnych potrzeb

#### Zastosowanie:

- do opatrywania otarć, skaleczeń i niewielkich ran u osób o skórze wrażliwej

#### Rodzaje:

- niejałowy

#### Rozmiary i pakowanie:

- dostępny w rozmiarze: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- niejałowy: pakowany po 1 szt.

