

Wykonane z włókniny albo laminatów, spełniających normę PN-EN 13795. Są mocowane na kończynie za pomocą taśmy medycznej.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia kończyn podczas operacji

Rodzaje:

- pakowane osobno lub jako elementy obłożenia
- z dodaną taśmą mocującą lub bez
- surowiec: SMS, TF, Blue Special lub Blue Comfort

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu lub parą wodną): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.
- rozmiary: od 60 cm x 35 cm do 130 cm x 140 cm

