

Warstwa chłonna umożliwia wchłanianie płynów z użytych podczas operacji narzędzi, natomiast warstwa folii chroni przed przenikaniem płynów na stół.

Teleskopowe złożenie usprawnia nałożenie na stół i zabezpiecza przed przypadkowym zabrudzeniem, a piaskowana folia zapobiega przesuwaniu się pokrowca.

Spełnia normę PN-EN 13795.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia stołka Mayo

Rodzaje:

- standardowa
- z grubszą folią

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary: 145 cm x 80 cm
- jałowa (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.; dodatkowo pokrowce mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu

