

Wykonane z włókniny SMS lub SB.

Pokrowce na nosze, materac i fotel do dializ posiadają dwie zakładki zapobiegające zsuwaniu się pokrowców.

Dodatkowo pokrowiec na nosze oraz pokrowiec na materac 220 cm x 15 cm są wyposażone w cztery troki umożliwiające mocowanie.

Pokrowce na słuchawki wyposażone są w gumkę do mocowania.

Zastosowanie:

- do ochrony wyposażenia szpitalnego przed zabrudzeniami

Rodzaje:

- na nosze
- na fotel do dializ
- na materac
- na słuchawki

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: pakowane w worek po 10, 20 lub 50 szt.
- rozmiary: 220 cm x 80 cm (na nosze), 240 cm x 80 cm (na fotel do dializ), 220 cm x 115 cm, 210 cm x 80 cm oraz 200 cm x 80 cm (na materac), średnica 10 cm w stanie swobodnym (na słuchawki)



>>