

# Proteza kości oczodołu Codubix® OCZODÓŁ, Codubix® OCZODÓŁ 3D, Codubix® OCZODÓŁ 3D dostosowany

Protezy kości oczodołu wytwarzane są z przędzy polipropylenowej. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością, niskim ciężarem właściwym oraz hydrofobowością, która przyczynia się do braku absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych. Nietoksyczność, brak aktywności chemicznej oraz dobry stopień wgajania powodują, że protezy można identyfikować pod względem właściwości fizycznych z naturalną kością. Łatwo poddają się również modelowaniu w czasie implantacji.

Zastosowanie:

- do wypełnienia ubytku kości oczodołu (złamania jarzmowo-oczodołowe, złamania izolowane dna oczodołu) powstałych w wyniku złamań środkowej twarzowej części czaszki po urazach oraz z powodu innych przyczyn

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą wodną)
- wersja standardowa
- wersja 3D - prawa i lewa - anatomiczny kształt
- wersja dostosowana

Rozmiary i pakowanie:

- wersja standardowa: 40 mm x 50 mm
- wersja 3D: lewa i prawa w rozmiarze S, M, L
- pakowane w podwójną torebkę papierowo-foliową z fałdą a następnie w kartonik po 1 szt.

