

- wykonany z przezroczystego, mikroporowatego nośnika przepuszczalnego dla powietrza i pary wodnej
- umożliwia obserwację poziomu płynów w zabezpieczonych przez przylepiec rurkach, przewodach i cewnikach
- bardzo delikatny dla skóry pacjenta, dzięki czemu łatwo i bezboleśnie odkleja się
- nie chłonie wilgoci
- obustronnie ząbkowane brzegi ułatwiają przerwanie przylepca w ręku
- zastosowany klej akrylowy nie powoduje wystąpienia podrażnień

Zastosowanie:

- do podtrzymywania opatrunków na twarzy i innych wrażliwych miejscach
- do mocowania sond, cewników i innych lekkich elementów medycznych

Rodzaje:

- niejłowy

Rozmiary i pakowanie:

- dostępny w długościach 5 m oraz 9,14 m oraz szerokościach 1,25 cm, 2,5 cm oraz 5 cm
- niejłowy: pakowanie uzależnione od rozmiaru



>>