

Dla bezpieczeństwa na bloku operacyjnym.

Rękawice charakteryzują się dużą elastycznością oraz wytrzymałością mechaniczną.

Stanowią skuteczną barierę ochronną, a rolowany brzeg mankietu ułatwia ich zakładanie. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PPE 2016/425.

Surgitouch – rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe

- pozbawione środka pudrującego
- powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, chroni powierzchnię dłoni przed lateksem oraz ułatwia zakładania nawet na wilgotne dłonie
- teksturowana powierzchnia części chwytnej rękawicy (cała dłoń) daje gwarancję pewnego uchwytu narzędzi
- wysoka siła zrywania
- sterylizowane radiacyjnie
- kształt anatomiczny z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń

Surgitouch H – rękawice chirurgiczne lateksowe, niepudrowane, pokryte żelem

- pozbawione środka pudrującego
- powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, chroni powierzchnię dłoni przed lateksem oraz ułatwia zakładania nawet na wilgotne dłonie
- teksturowana powierzchnia części chwytnej rękawicy daje gwarancję pewnego uchwytu narzędzi
- wysoka siła zrywania
- sterylizowane radiacyjnie
- kształt anatomiczny z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń

Zastosowanie:

- Rękawice chirurgiczne przeznaczone są do użycia w chirurgii inwazyjnej, jako bariera sterylna w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem.

Rodzaje:

- jałowe,
- niepudrowane,
- z żelem nawilżającym lub bez

Rozmiary i pakowanie:

- 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
- 50 par



>>