

Z myślą o osobach uczulonych na lateks.

Rękawice charakteryzują się brakiem w składzie lateksu kauczuku naturalnego.

Ze względu na swój skład i właściwości polecane są do procedur niskiego ryzyka zakażenia, w których nie ma obecności płynów ustrojowych, krwi oraz środków chemicznych.

Ambulex VINYL – rękawice zabiegowe winylowe, niepudrowane

- pozbawione środka pudrującego
- od wewnątrz pokryte polimerem, który wzmacnia rękawicę oraz ułatwia zakładanie nawet na wilgotne dłonie
- uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie

Zastosowanie:


- do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych
- rękawice są przeznaczone do zastosowania medycznego, polecane są do procedur, gdzie nie jest wymagana wysoka siła mechaniczna oraz do nieinwazyjnych procedur medycznych, w których nie ma obecności płynów ustrojowych, krwi oraz środków chemicznych
- rękawice te niezastąpione są również przy pracach domowych i codziennych obowiązkach

Rodzaje:

- niejałowe niepudrowane

Rozmiary i pakowanie:

- XS, S, M, L, XL
- w kartoniku po 100 szt.



>>