

Serwety do osuszania rąk są proponowane osobno lub są integralnymi elementami obłożeń. Są miękkie i wysokochłonne.

Zastosowanie:



- do osuszania rąk podczas zabiegów, usunięcia nadmiaru pudru z rękawic lub wytarcia noworodka po porodzie

Rodzaje:

- wykonane z włókny lub celulozy

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt., po 2 szt., po 4 szt.
- rozmiary: 30 cm x 30 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 35 cm, 50 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 80 cm x 60 cm, 120 cm x 60 cm



>>