

W grupie Medidrape oferujemy:

- Medidrape Serwety operacyjne
- Medidrape Pokrowce na nogi pacjenta
- Medidrape Pokrowiec na stolik Mayo
- Medidrape Zestaw operacyjny

Serwety i pokrowce wykonane są z dwóch rodzajów tkanin: w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne, a w strefie krytycznej – z trójwarstwowego laminatu.

System modułowych serwet i pokrowców pozwala na dowolne komponowanie zestawów operacyjnych w zależności od potrzeb i procedur medycznych.

Zastosowanie:


- jako zabezpieczenie pola operacyjnego podczas zabiegów operacyjnych; wyrób zgodny z normą PN-EN 13795
- jako zabezpieczenie pacjenta, personelu medycznego i urządzeń medycznych podczas zabiegów operacyjnych; wyrób zgodny z normą PN-EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- jałowe w usłudze oferowanej przez spółki CitoNet
- kolor: zielony, niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- na stół do instrumentarium: 180 cm x 140 cm
- na stolik Mayo: 160 cm x 75 cm
- pokrowce na kończynę: 100 cm x 45 cm, 75 cm x 33 cm
- serwety: 370 cm x 228 cm (z otworem 22 cm x 23 cm), 300 cm x 240 cm (z otworem 20 cm x 20 cm), 240 cm x 220 cm (z wycięciem „U” 80 cm x 15 cm), 240 cm x 180 cm, 220 cm x 220 cm (z otworem trójkątnym i rozcięciem), 220 cm x 150 cm, 150 cm x 100 cm (z wycięciem „U” 50 cm x 8,5 cm), 90 cm x 90 cm
- pakowane po 1 szt.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274. Ocena zgodności ograniczyła się do wyrobów fabrycznie nowych (nie obejmuje procesu sterylizacji po wprowadzeniu do obrotu).

>>