

Wykonane z bibuły zapewniającej doskonałą chłonność oraz folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem.

Estetyczne, wygodne w użyciu, dzięki doskonałej absorpcji płynów oraz obecności warstwy nieprzemakalnej zapewnią idealną ochronę pacjenta i sprzętu medycznego.

Duże zróżnicowanie rozmiarów pozwala na odpowiedni dobór wielkości podkładu do rodzaju i wymiarów urządzenia, które ma być zabezpieczone.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia łóżek, materacy, kozetek, foteli i innych urządzeń medycznych

Rodzaje:

- złożone lub nie
- z perforacją lub bez

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: w postaci rolki
- zróżnicowana gama rozmiarów

[>>](#)