

Blue Special (także nazywany L2) to dwuwarstwowy laminat, który:

- zachowuje wysokie parametry wytrzymałościowe nawet podczas długich i mokrych zabiegów operacyjnych
- stanowi całkowitą barierę dla cieczy i zapewnia pełną ochronę przed czynnikami mikrobiologicznymi dzięki zastosowanej folii
- cechuje się wysoką i szybką absorpcją dzięki zastosowanej od strony personelu warstwie włókninowej o specjalnej strukturze – przestrzenna konstrukcja ułatwia zatrzymywanie i dystrybucję cieczy po powierzchni włókniny, eliminując ryzyko ociekania płynów z powierzchni obłożenia
- posiada właściwości antystatyczne
- jest biozgodny – nie wykazuje działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego

Serwety z Blue Special mogą mieć dodatkowo np. przylepce oraz otwory w różnym kształcie.

Wyroby z laminatu Blue Special są zgodne z normą PN-EN 13795.

Zastosowanie:

- oferowane indywidualnie lub jako składnik zestawów operacyjnych – umożliwiają obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu

Rozmiary i pakowanie:

- szeroka oferta rozmiarów
- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.; dodatkowo jałowe serwety mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu
- niejłowe: pakowane w worek foliowy od 10 szt. do 250 szt.



>>