

FB to laminat 2-warstwowy, który:

- charakteryzuje się wytrzymałością na zrywanie
- stanowi dobrą barierę dla cieczy
- zapewnia ochronę przed czynnikami mikrobiologicznymi
- cechuje się dobrą absorpcją


Serwety z FB mogą mieć dodatkowo np. rozcięcie i otwór.

Zastosowanie:

- jako obłożenie pacjenta podczas niewielkich zabiegów
- jako przykrycie stolików zabiegowych

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.
- niejałowe: pakowane w worek foliowy od 15 do 100 szt.



>>