

TF to laminat 2-warstwowy, który:

- charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie
- od strony folii stanowi ochronę przed czynnikami mikrobiologicznymi i barierę dla cieczy
- od strony włókniny cechuje się bardzo dobrą chłonnością
- posiada właściwości antystatyczne
- jest biozgodny – nie wykazuje działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego

Serwety z TF mogą mieć dodatkowo np. przylepce oraz otwory w różnym kształcie.



Wyroby z laminatu TF są zgodne z normą PN-EN 13795.

Zastosowanie:

- oferowane indywidualnie lub jako składnik zestawów operacyjnych – umożliwiają obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu

Rozmiary i pakowanie:

- szeroka oferta rozmiarów
- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.; dodatkowo jałowe serwety mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu
- niejałowe: pakowane w opakowanie foliowe od 15 do 50 szt.



>>