

SMS to włóknina polipropylenowa , która:

- charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie
- stanowi doskonałą barierę dla kurzu, włosów, złuszczonego naskórka

Serwety z SMS mogą mieć dodatkowo np. przylepce oraz otwory w różnym kształcie.



Wyroby z włókniny SMS są zgodne z normą PN-EN 13795 dla powierzchni mniej krytycznych.

Zastosowanie:

- jako obłożenie pacjenta podczas różnych zabiegów z niewielką ilością płynów
- jako przykrycie stolików zabiegowych i sprzętu medycznego
- wchodzi w skład zestawów operacyjnych, umożliwiają obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu

Rozmiary i pakowanie:

- szeroka oferta rozmiarów
- jałowe (sterylizowane parą wodną): pakowane w opakowanie do sterylizacji po 1 szt.; dodatkowo jałowe serwety mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu
- niejłowe: pakowane w opakowanie foliowe od 15 do 100 szt.



>>