

Wykonane z bibuły i folii.

Folia polietylenowa doskonale zabezpiecza przed przemakaniem, a bibuła zapewnia chłonność.

Dzięki perforacji możliwe jest oddzielenie pojedynczego śliniaka.

Specjalne troki i wycięcie, które po ich oderwaniu wzdłuż specjalnych perforacji służą do zamocowania śliniaka na szyi pacjenta.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: w postaci rolki po 30 szt. wyrobu
- rozmiar śliniaka: 51 cm x 65 cm



>>