

Spodnie wykonane są z włókniny polipropylenowej. Spodnie są proste, luźne, z wdzianą w pasie gumką lub tasiemką, która służy do regulowania obwodu pasa. W tylnej części spodni otwór umożliwiający wykonanie badania.

Zastosowanie:

- dla pacjentów do zabiegu kolonoskopii

Rodzaje:

- niejałowe
- długie lub krótkie (z rzepem, umożliwiającym osłonięcie intymnej części ciała pacjenta)
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary:
 - długie: uniwersalny
 - krótkie: M, L, XL
- niejałowe: pakowane w worek foliowy po 10 szt.



>>