

Sukienki operacyjne Medidress są wykonane z tkanin charakteryzujących się miękkością i delikatnością. Specjalny splot przędzy zastosowany w tkaninie elanobawełnianej, nadaje wysoki komfort w użytkowaniu odzieży, a gęsty splot w tkaninie poliestrowej wpływa na wytrzymałość wyrobu.

Wyroby te mogą posiadać bakteriostatyczne wykończenie zapobiegające namnażaniu się bakterii, a wprowadzona w tkaninę nitka węglowa zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych.

Krój sukienki jest prosty, podkrój szyi wykończony w "serek", krótkie rękawy, na przodzie wyrobu naszyte są dwie kieszenie.

Zastosowanie:

- jako odzież dla personelu medycznego bloku operacyjnego; wyrób zgodny z normą PN EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- z tkaniny poliestrowej: niebieska, zielona, pomarańczowa
- z tkaniny poliestrowo-bawełnianej: niebieska, zielona, czerwona

Rozmiary i pakowanie:

- XS, S, M, L, XL, XXL - identyfikacja rozmiaru kolorem wieszaczka
- pakowane po 1 szt.
- [wymiary wyrobu gotowego](#)

