

Syntetyczny podkład podgipsowy jest bandażem wyściełającym od wewnątrz odlew gipsowy. Podkład chroni skórę pacjenta przed wysuszeniem przez skorupę gipsowa, zmniejsza ryzyko powstania otarć i wszelkiego rodzaju podrażnień. Podkład jest miękki i puszysty, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do powierzchni skóry pacjenta i opatrunku.

Wraz z rękawem Tubula stanowi idealny, kompletny opatrunek podgipsowy.

Zastosowanie:


- do ochrony skóry przed podrażnieniami i emitowanym ciepłem z twardniejącej opaski
- element opatrunku podgipsowego
- element zabezpieczający skórę pod bandażem kompresyjnym

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą) i niejłowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejłowe w rozmiarach 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm oraz 25 cm i długości 3 m pakowane po 12 szt.
- jałowe w rozmiarach 15 cm i długości 3 m pakowane po 1 szt.



Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

