

Bardzo szybko wiążąca opaska jest niezastąpiona wszędzie tam, gdzie konieczne jest natychmiastowe unieruchomienie.

- specjalnie dobrana kompozycja gipsów naniesiona na nośnik z najwyższej jakości gazy pozwala na założenie mocnego i trwałego opatrunku
- zwiększona ilość masy gipsowej pozwala na zużycie mniejszej ilości opasek i przez to szybsze nałożenie opatrunku
- specjalnie zaprojektowany rdzeń z perforacją pozwala na równomierne i szybkie namakanie opaski
- występują w kolorze niebieskim i różowym, co doskonale sprawdza się w pediatrii dla rozveselenia dzieci
- dostępne również w formie longety, czyli 4-warstwowej opaski o długości 10 m lub 20 m przeznaczonej do tworzenia łusek gipsowych oraz odcinkowych wzmocnień opatrunku gipsowego
- parametry: czas namaczania około 5 sekund, czas wiązania 3-3,5 minuty, czas modelowania około 2 minut
- wysoka wytrzymałość i szybki czas wiązania pozwala na pierwsze obciążenie już po 15-20 minutach

Zastosowanie specyficzne ze względu na krótki czas wiązania:

- unieruchamianie na salach operacyjnych, które najczęściej powiązane jest z nastawieniem i tym samym koniecznością natychmiastowego związania gipsu
- unieruchamiania złamań u dzieci (ruchliwość dzieci wymaga szybkiego związania gipsu)

Rodzaje:

- opaski
- longety

Rozmiary i pakowanie:

- opaska biała

3-metrowa o szerokości 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrowa o szerokości 15 cm

pakowane po 2 szt.

- opaska kolorowa

3-metrowa o szerokości 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

pakowane po 2 szt.

- longeta

10-metrowa o szerokości 10 cm, 15 cm

20-metrowa o szerokości 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

pakowana po 1 szt.

