

- zewnętrzna warstwa wykonana z gazy bawełnianej bielonej metoda bezchlorową
- wewnętrzną warstwę stanowi watowy wkład chłonny
- kulista forma kompresu zmniejsza jego gabaryty i ułatwia wprowadzenie do jam ciała
- bawełniana nitka przymocowana do kompresu ułatwia jego usunięcie z jam ciała
- możliwość sterylizacji wersji niejałowej

#### Zastosowanie:

- do stosowania w trakcie zabiegów ginekologicznych

#### Rodzaje:

- jałowe

#### Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarze: 30 cm x 30 cm
- jałowe: pakowane po 1 szt.

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

