

Elastyczność surowca, z jakiego wykonana jest taśma, ułatwia jej dopasowanie, a zastosowany „fingerlift” pozwala na szybką aplikację.

Taśma z rzepem składa się z dwóch części: haczyków i pętelek. Obydwie części posiadają nośnik kleju i zabezpieczajmy papier z „fingerliftem”. Jedną część taśmy przytwierdza się w określone miejsce na serwecie, a druga część może być wielokrotnie odczepiana i zaczepiana powtórnie według potrzeb i może służyć jako organizator na przewody.

Zastosowanie:

- do mocowania serwet, drenów, kabli

Rodzaje:

- wersja z rzepem lub bez

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt. lub po 2 szt.
- rozmiary: 50 cm x 9 cm, 50 cm x 10 cm, 90 cm x 5 cm, 75 cm x 10 cm (bez rzepa) i 25 cm x 2 cm (z rzepem)



>>