

Posiadają warstwę kleju, dzięki któremu dobrze przylegają do powierzchni. Nadrukowane wskaźniki chemiczne zmieniają swój kolor po procesie sterylizacji, informując, że pakiet został poddany sterylizacji.

Zastosowanie:

- służą do zamykania pakietów przeznaczonych do sterylizacji parą wodną (STEAM) i tlenkiem etylenu (EO) i suchym gorącym powietrzem

Rodzaje:

- w rolkach

Rozmiary i pakowanie:

- dostępne są w szerokościach 12 mm, 19 mm i 25 mm o długości 50 m i 55 m, pakowane po 1 szt.

