

- miękka i elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna
- doskonale dopasowuje się do ciała, pozwala pacjentowi na pełną swobodę ruchu
- porowata włóknina ułatwia skórze swobodnie oddychać
- klej akrylowy nie powoduje wystąpienia podrażnień
- biały, silikonowany papier od strony klejącej ułatwia aplikację taśmy (nawet w rękawiczkach medycznych)

## Zastosowanie:

- do mocowania opatrunków na dużych powierzchniach (rany pooperacyjne)
- utrzymywanie opatrunków w miejsca narażone na naprężenia, np. okolice stawów
- do mocowania kompresów, drenów, cewników

## Rodzaje:

- niejłowa

## Rozmiary i pakowanie:

- dostępna w długości 10 m oraz szerokościach 2,5 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm
- niejłowa: pakowana po 1 szt.

