

Specjalistyczne opakowania, w których wyrób może być poddany sterylizacji radiacyjnej.

Zastosowanie:

- jako opakowania dla sterylizacji radiacyjnej (R) i tlenkiem etylenu (EO) przy zastosowaniu dodatkowego wskaźnika dla danej metody

Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 868-6, PN-EN 868-5 PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2.

Rodzaje:

- torebki
- rękawy

Rozmiary i pakowanie:

- torebki - zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 40 mm do 600 mm; długość od 90 mm do 1200 mm; pakowane po 100 szt.
- rękawy - zróżnicowana gama rozmiarów: w postaci rolki o szerokości od 50 mm do 650 mm i długości od 60 m do 200 m; pakowane po 1 szt.



>>