

Przeznaczone do pakowania wyrobów cięższych i większych objętościowo, np. zestawów narzędzi, bielizny.

Chemiczne indykatory procesu sterylizacji bezpieczne umieszczone w zgrzewie wyrobu poza przestrzenią pakowania.

Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN ISO 11140-1.

Zastosowanie:

- jako opakowania dla sterylizacji parą wodną (STEAM), tlenkiem etylenu (EO) i formaldehydem (FORM)

Rodzaje:

- torebki
- rękawy

Rozmiary i pakowanie:

- torebki – zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 50 mm do 600 mm; długość od 150 mm do 900 mm; pakowane po 100 szt.
- rękawy – zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 50 mm do 900 mm; w postaci rolki o długości od 60 m do 200 m; pakowane po 1 szt.

