

Oferta płaskich opakowań papierowo-foliowych do sterylizacji.

Materiały wysokiej jakości użyte do produkcji opakowań oraz zwalidowany technologiczny proces wytwarzania zapewniają doskonały efekt "peel"- bezpyłowego otwierania opakowań.

To minimalizuje ryzyko zakażenia drobinami celulozy, które mogą się odrywać podczas otwierania opakowań papierowych.

Chemiczne indykatory procesu sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu nadrukowano na papierze w górnej części torebki poza linią zgrzewu.

Zastosowany pasek kleju pozwala na zamknięcie torebki bez potrzeby używania zgrzewarki.

Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN ISO 11140-1.

[Instrukcja zamykania torebek](#)

Zastosowanie:

- jako opakowania dla sterylizacji parą wodną (STEAM) i tlenkiem etylenu (EO)

Rodzaje:

- torebki

Rozmiary i pakowanie:

- zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 40 mm do 600 mm; długość od 90 mm do 1200 mm; pakowane po 100 szt.

