

Wykonane z odpornej na zrywanie włókniny SMS w postaci tunelu. Są mocowane na urządzeniu za pomocą troków lub gumki.

Zastosowanie:

- chronią urządzenia i przewody urządzeń medycznych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Rodzaje:

- na ramię C
- na kable i przewody medyczne
- z gumką lub z trokami

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane parą wodną): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.
- niejaołowe: pakowane w opakowanie foliowe po 70 szt. albo 100 szt. w zależności od rozmiaru
- rozmiary: 120 cm x 80 cm, 150 cm x 10 cm, 200 cm x 26 cm, 200 cm x 32 cm, 250 cm x 15 cm

