

Wolnowiążąca opaska gipsowa charakteryzuje się 12-minutowym czasem wiązania i możliwością modelowania opaski do 6 minut, co znacznie ułatwia pracę przy dużych i skomplikowanych opatrunkach gipsowych.

- specjalnie zaprojektowany rdzeń z perforacją pozwala na równomierne i szybkie namakanie opaski
- parametry: czas namaczania około 5 sekund, czas wiązania 12 minut, czas modelowania około 5-6 minut
- wysoka wytrzymałość pozwala na pierwsze obciążenie już po około 20-25 minutach

Zastosowanie – specyficzne ze względu na długi czas wiązania:

- długi czas modelowania pozwala na zakładanie skomplikowanych i dużych opatrunków gipsowych, składających się z kilku do kilkunastu opasek gipsowych, takich jak: gorset gipsowy czy kosz biodrowy
- długi czas wiązania pozwala na całkowite i trwałe związanie ze sobą wszystkich warstw opatrunku gipsowego

Rodzaje:

- opaski

Rozmiary i pakowanie:

- opaska biała

3-metrowa o szerokości: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrowa o szerokości: 15 cm, 20 cm

pakowane po 2 szt.



>>