

# Wyroby uciskowe do rehabilitacji blizn poparzeniowych Codopress® & Codopress® Premium

## Rehabilitacja rozległych blizn poparzeniowych

- specjalistyczny wyrób uciskowy wykorzystywany do presoterapii czyli wspomagania leczenia blizn za pomocą ucisku
- szyty na miarę - tylko indywidualne projektowanie i szycie ubranek pozwala na odpowiednie dopasowanie wyrobu do specyficznych potrzeb pacjenta gwarantując odpowiednią siłę ucisku i najlepszy efekt terapii
- mogą być stosowane w terapii skojarzonej wraz z opatrunkiem silikonowym **Codosil™ ADHESIVE**



## Zastosowanie:

- stosowane są w celu zapobiegania powstawania przerostowych blizn poparzeniowych i pooperacyjnych oraz bliznowców (keloidów)

## Rodzaje:

- Codopress® - wyroby uciskowe z wysokoelastycznej oddychającej dzianiny
- Codopress® Premium - wyroby uciskowe z wysokoelastycznej oddychającej dzianiny o podwyższonych walorach użytkowych

Więcej informacji na stronie [www.codopress.pl](http://www.codopress.pl)



**MD**

