

Zarękawki wykonane są z włókniny foliowanej nieprzepuszczalnej dla płynów. Posiadają dzianinowe, elastyczne mankiety opinające nadgarstek.

Zastosowanie:

- Zarękawki przeznaczone są do użycia jako dodatkowa odzież do ochrony przed transmisją czynników infekcyjnych.

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu)
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt. albo 1 para



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>