

PIKTOGRAMY STOSOWANE NA ETYKIETACH WYROBÓW MATOPAT













Zasada odczytywania piktogramów - parametry wyrobu w jednej linii:



Opis poszczególnych parametrów wyrobu:

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Ilość		Rodzaj wyrobu	
1 (2 x 10)	1 sztuka przewiązanie: 2 x po 10 sztuk		serweta z włókniny: z przylepcem, z otworem, z otworem i przylepcem, pod pośladki
Rodzaj wyrobu			w kształcie litery T z otworem, do okulistyki, do angiografii
	kompres, kompresy z nacięciem Y i O		do urologii, z wycięciem "U"
	kompres neurochirurgiczny		do laparoskopii, do kraniotomii, do cystoskopii
	tupfery: kula, fasolka, sączek, rożek, kaptur, groszek, papryka, tupfer laryngologiczny		wertykalna, pokrowiec na stolik Mayo
	serweta operacyjna z tasiemką, seton		na stół do instrumentarium, kieszeń 5-komorowa, podkład Seni Soft, worek foliowy na narzędzia
	podkład ginekologiczny Absorgyn		kieszeń na płyny, taśma medyczna / taśma rzep
	Absorba: kompres chłonny, kompres wysokochłonny , tampon do tamponady, tampon wato-gazowy		
	Absorba: opatrunek oczny, kompres na nos		
	rękaw Tubula, bandaż z zapinką, podkład podgipsowy Matosoft		
	plastry do zamykania ran, przylepiec z perforacją, staza		
	tulejka, Medisorb F		

2/IJ-08-001-12.01.2023

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Rodzaj wyrobu		Rodzaj wyrobu	
	ręczniki do osuszania rąk, opatrunek włókninowy Fixopore S, Fixopore S oczny, opatrunki foliowo-włókninowe do mocowania kaniul		ostrze nr 10, nr 11, nr 15 ostrze nr 20, nr 24
	pokrowiec z włókniny na nogę, pokrowiec z włókniny na rękę, osłony na uchwyt do lampy		nożyk, skalpel skalpele bezpieczne
	osłona okrągła na sprzęt medyczny, osłona protokątna na sprzęt medyczny, osłona na ramię C, osłona przewodów urządzeń medycznych Camera Cover		pęseta plastikowa, zacisk do pępowiny, pęseta chirurgiczna
	fartuch chirurgiczny: Standard, Perfect, przedni, zarękawek, ochraniacz na buty wiązany, czapeczka		strzykawka, igła, dren
	czepek pielęgniarski, czepek lekarski, czepek lekarski z napotnikiem, czepek lekarski z trokami		igła do hydrodelinacji 0,5x22mm, igła z końcówką polerowaną 06x22mm, igła do irygacji zakrzywiona
	rękawica zabiegowa, rękawica chirurgiczna, maseczka z trokami, maseczka z gumką		Cewnik Foley, worek na mocz, worek na narządy
	pojemnik prostokątny, okrągły, tacka, osłona na lampę		nici, przedłużacz, kranik trójdrożny z wężykiem
	pojemnik dwukomorowy, trzykomorowy, nerka		aparat do przetaczania płynów, venflon, zastawka bezzwrotna
	pojemnik trzykonorowy, pojemnik 2500ml, pudełko na skalpele, pudełko na igły		butla Redona, uchwyt monopolarny, wężyk Codan
	szpatułka do dezynfekcji, patyczek dowymazów, szpatułka laryngologiczna		magazynek Scalpfix, kranik trójdrożny
	strzałki do okulistyki, nożyczki plastikowe ostro-tępe, nożyczki Littauer		barraquer, barraquer zamknięte końcówki, zacisk do serwet, neurosorb
	nożyczki: ostro-tępe, ostro-ostre, do cięcia krocza		Introcan safety
	nożyczki, nożyczki do cięcia pępowiny, kleszczyki		marker, centymetr do mierzenia noworodka, czyścik do koagulacji
	kleszczyki plastikowe, kleszczyki Kocher, imadło		rampa trójdrożna
	Halsted Mosquito, Pean prosty, zacisk Backhouse		
	nożyczki do usuwania zacisków do pępowiny, przyrząd do usuwania staplerów		

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Symbole			
13,17, 20  30 g/m² , 40 g/m²    4  SMS, BP, L2, L3, TF, FB, PE   powder-free  powdered	nitkowość gazy gramatura włókniny gaza z nitką rtg, włóknina z nitką rtg warstwowość gazy lub włókniny symbole włóknin i folii oznaczenia zawartości lateksu, pudru		
Rozmiar			
320x180 (Ø8) 1 m x 2 cm 200 ml nr 11 CH14 70cm M, L, XL, XXL 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 XS, S, M, L, XL	320 cm x 180 cm, otwór o średnicy 8 cm (te same jednostki miary) 1 m x 2 cm (różne jednostki miary) pojemność 200 ml numeracja używana przy ostrzach rodzaj i długość drenu rozmiary fartuchów chirurgicznych rozmiary rękawic chirurgicznych rozmiary rękawic zabiegowych		