
Matoset

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO



ZESTAWY PROCEDURALNE




 **TZMO SA**

KATALOG PRZEZNACZONY DLA PROFESJONALISTÓW

Matoset

to gotowe do użycia, kompletne, jałowe zestawy
dostosowane pod względem składu
do wykonania danej procedury medycznej.



KOSZTY

- efektywniejszy i sprawniejszy proces zarządzania materiałem opatrunkowym w placówce (zamawianie, magazynowanie, utylizacja)
- łatwiejsze monitorowanie kosztów: 1 zużyty zestaw = 1 zabieg = 1 zestaw do domówienia
- idealnie dobrany skład pod daną procedurę eliminuje odpad w postaci niezucytego materiału
- brak kosztów związanych z samodzielnym przygotowaniem zestawów = koszt pracownika, utrzymania stanów magazynowych, opakowań do sterylizacji, sterylizacji, pomyłki, odpadu
- brak kosztów związanych z przygotowaniem do ponownego użycia elementów wielorazowych (mycie, pakowanie, sterylizacja) = cały skład zestawów Matoset jest jednorazowego użyciu
- wielodzielne twarde blistry mogą służyć jako komory na płyny, co eliminuje konieczność użycia dodatkowych pojemników

CZAS

- jałowy zestaw = zawsze i w każdych warunkach od razu gotowy do użycia
- skrócenie czasu przygotowania do zabiegu = poprawa efektywności pracy = więcej obsłużonych pacjentów
- etykieta TAG umożliwia wkładanie danych do dokumentacji oraz elektroniczną dokumentację (kod EAN) zamiast przepisywania składu

BEZPIECZEŃSTWO

- certyfikowane wyroby medyczne
- jałowość gwarantowana przez zwalidowany i monitorowany proces wytwarzania
- pewność składu zestawu i wysoka jakość elementów
- minimalizacja ryzyka zakażeń poprzez ograniczenie ilości opakowań pośrednich
- przeniesienie odpowiedzialności za jakość i jałowość na wytwórcę (TZMO SA)
- standaryzacja procedur szpitalnych = eliminacja ewentualnych błędów, np. brak użycia rękawic. Standaryzacja wymusza konieczność wyuczenia się powtarzalnych i prawidłowych nawyków.

KOMFORT

- komfort pracy pozwala skupić się na czynnościach związanych z medyczną stroną procedury, a nie pracochłonnemu kompletowaniu potrzebnego materiału opatrunkowego
- zawsze kompletny skład do danej procedury
- poszczególne elementy zestawu są ułożone w kolejności, w jakiej przebiega procedura
- pacjent ma gwarancję bezpieczeństwa i poczucie indywidualnego traktowania

TWARDY BLISTER

więcej niż opakowanie



- ✓ nadrukowany kierunek otwierania



- ✓ głębokie komory blistra z przegrodami umożliwiające uporządkowanie materiału w opakowaniu, segregację materiału czystego i brudnego jak i wykorzystanie jako pojemników na płyny – do wyboru od 1 do 3 komór



- ✓ zaokrąglone brzegi eliminują ryzyko ułucia ścięte naroża – mniejsze ryzyko zgniecenia i pęknięcia folii
- ✓ w narożach 2 wytłoczenia w folii ułatwiające oddzielenie papieru od folii podczas otwierania
- ✓ odpowiednia grubość opakowania i siła zgrzewów zgodna z normą PN-EN 868-5:2019-01 zapewniają jakość wyrobu, a jednocześnie umożliwia łatwe, bezpyłowe otwieranie opakowania



- ✓ wskaźnik sterylizacji informujący o przebiegu procesu i metodzie zastosowanej sterylizacji zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 11140-1:2014



- ✓ metalowe narzędzia znakowane kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku

typy twardych blisterów



1. Blister mały 1-komorowy 2. Blister mały 2-komorowy 3./4. Blister duży 1-komorowy 5./6. Blister duży 2-komorowy 7. Blister duży 3-komorowy



Matoset



EN Ophthalmology set
DE Ophthalmologie-Set
FR Trousse interventions ophtalmologiques
PL Zestaw do operacji okulistycznych

LT Komplektas oftalmologinėms operacijoms
LV Komplekts acu operācijām
RU Комплект для офтальмологических операций

1 90x75
1 60x50
8x6

1 
2  5x64mm
1 
1  M/115cm STANDARD

Do not use if package is damaged. • Verwendbar solange Packung unversehrt. • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. • Nenaudoti, esant pažeistai pakuotei. • Nelietot pie bojāta iepakojuma. • Не использовать при повреждении упаковки. • Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

UDI REF MA-991-ZOL2-667 Per. № ФСЗ 2011/09976 от 15.08.2011 г. Хранить в сухих помещениях



(01)05900516238483
(11)201222
(17)251231
(10)1302564758

 1302564758
 2020-12-22
 2025-12


5 900516 238483

Matoset
REF MA-991-ZOL2-667
 **UDI REF MA-991-ZOL2-667**


(01)05900516238483
(11)201222
(17)251231
(10)1302564758

 1302564758
 2020-12-22
 2025-12



Ophthalmology set

Matoset
REF MA-991-ZOL2-667
 **UDI REF MA-991-ZOL2-667**


(01)05900516238483
(11)201222
(17)251231
(10)1302564758

 1302564758
 2020-12-22
 2025-12



Ophthalmology set







4 naklejki (TAGi) do wklejania do dokumentacji






wyrób medyczny






STERILE EO

producent


Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
 ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń,
 Polska/Poland/Польша
 tzm-global.com, matopat-global.com






* Wyroby przedstawione w katalogu są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord i posiadają CE z numerem 2274. (Oznakowanie CE na etykiecie jednostkowej nie dotyczy wyrobów z dopakowaniem).

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

spis treści*



■	dezynfekcja pola operacyjnego	5
■	zakładanie / zmiana opatrunku	6-8
■	zakładanie / usuwanie szwów / zszywek skórnych	8-10
■	poród	10-11
■	cewnikowanie	11-13
■	dializa przez centralny cewnik żylny	13
■	dializa przez przetokę tętniczo-żylną	14-16
■	zakładanie wenflonu	17
■	podłączenie kroplówki	17
■	wklucie lędźwiowe	18
■	wklucie centralne	19-20
■	zestawy uniwersalne	20-21
■	zestawy do tracheostomii	22

*oferta wybranych zestawów proceduralnych

Matoset ZESTAW DO DEZYNFEKCJI



Twardy blister
1-komorowy

MA-991-ZBB2-001

	sztuki
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	5
rękawica zabiegowa niepodrowana L	2
korcang plastikowy 19 cm	1

ZALETY

- pojemna komora blistra – pojemnik na płyn dezynfekcyjny
- długi korcang – bezpieczne wykonanie procedury
- poręczne opakowanie – łatwość przeprowadzenia procedury



Matoset ZESTAW DO DEZYNFEKCJI



Torebka
papierowo-foliowa

MA-991-ZESA-529

	sztuki
tupfer kula z gazy 50 cm × 50 cm	3
pojemnik okrągły plastikowy 250 ml	1
korcang plastikowy 24 cm	1

ZALETY

- tupfery umieszczone bezpośrednio w transparentnym pojemniku plastikowym
- długi korcang – łatwość przeprowadzenia procedury



Matoset ZESTAW OPATRUNKOWY

MA-991-ZAB2-002

sztuki

tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 11 cm	1



Twardy blister
2-komorowy

ZALETY

- uniwersalne zastosowanie przy wielu procedurach zabiegowych
- dwie komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia jednej z komór jako pojemnika na płyny



Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU

MA-991-ZAB2-001

sztuki

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	2
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	2



Twardy blister
3-komorowy

ZALETY

- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny



Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU



Twardy blister
3-komorowy

MB-991-ZBB2-002

sztuki

kompres z włókny 7,5 cm × 7,5 cm	2
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	2
ostrze chirurgiczne nr 11	1
rękawica zabiegowa nieprudrowana M	2
worek foliowy z zamknięciem samoprzylepnym na odpady	1



ZALETY

- jałowe rękawice dostępne jako pierwsze po otwarciu zestawu dla bezpiecznego wykonania procedury
- ostrze do chirurgicznego opracowania rany
- worek na skażony odpad medyczny
- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny

Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU



Twardy blister
3-komorowy

MA-991-ZEB2-295

sztuki

kompres z włókny 7,5 cm x 7,5 cm	6
tupfer kula z gazy 20 cm x 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa	2
ostrze chirurgiczne nr 11	1
roztwór do płukania ran Prontosan 40 m	1



ZALETY

- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny
- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- ostrze do chirurgicznego opracowania rany

Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU

MA-991-ZEB2-296

sztuki

kompres z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm	6
tupfer kula z gazy 20 cm x 20 cm	6
peśeta anatomiczna plastikowa	2
ostrze chirurgiczne nr 11	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	4
roztwór do płukania ran Prontosan 40 m	1
worek foliowy z zamknięciem samoprzylepnym na odpady	1



Twardy blister
3-komorowy

ZALETY

- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny
- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- ostrze do chirurgicznego opracowania rany
- worek na skażony materiał medyczny



Matoset ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW

MA-991-ZBB2-011

sztuki

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	5
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	3
imadło metalowe 13 cm	1
nożyczki ostro-ostre metalowe 11 cm	1
pęseta chirurgiczna metalowa 12,5 cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
serwetka podfoliowana 75 cm × 45 cm (owinięcie części zestawu)	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 8 cm i przyklepem	1



Twardy blister
3-komorowy

ZALETY

- szczególnie sposób ułożenia elementów w blistrze: tupfery i pęseta do dezynfekcji rany ułożone na wierzchu zestawu, a elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury są dodatkowo zabezpieczone jałową serwetką
- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- metalowe narzędzia jednorazowego użytku – precyzyjne założenie szwów



Matoset ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW



Twardy blister
3-komorowy

MB-991-ZBB2-003

sztuki

tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
nożyk do szwów typu Stitch Cutter 11 cm	1
rękawica zabiegowa niepodróżana M	2

ZALETY

- praktyczny nożyk Stitch Cutter – łatwe i bezpieczne przecinanie szwów
- trzy komory blistra – porządek elementów w zestawie oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny



Matoset ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW



Twardy blister
2-komorowy

MA-991-ZBB2-009

sztuki

tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
nożyczki ostro-ostre metalowe 11 cm	1
pęseta anatomiczna metalowa 12,5 cm	1
rękawica zabiegowa niepodróżana M	2

ZALETY

- metalowa pęseta – precyzyjny chwyt szwów
- metalowe nożyczki ostro-ostre – precyzyjne przecięcie szwów
- dwie komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia jednej z komór jako pojemnika na płyny



Matoset ZESTAW DO USUWANIA ZSZYWEK SKÓRNYCH

MA-991-ZBB2-013

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	4
narzędzie do usuwania zszywek skórnych	1
rękawica zabiegowa niepunderowana M	2



Twardy blister
1-komorowy



ZALETY

- nitylowe, niepunderowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący
- narzędzie do usuwania zszywek skórnych – gwarancja bezpiecznego i szybkiego usunięcia zszywek



Matoset ZESTAW DO PORODU

MA-991-ZES2-526

sztuki

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	10
kompres z włókniny 10 cm × 20 cm	5
tupfer kula z gazy 30 cm × 30 cm	5
nożyczki metalowe do cięcia krocza 18 cm	1
nożyczki metalowe do cięcia pępownicy 10,5 cm	1
korcang plastikowy 24 cm	1
zacisk do pępownicy	2
pojemnik plastikowy typu nerka 700 ml	1
rękawica zabiegowa niepunderowana M	2
serwetka podfoliowana 150 cm × 90 cm	1
pokrowiec na nogę 120 cm × 80 cm	1



Torebka
papierowo-foliowa

ZALETY

- narzędzia metalowe jednorazowego użytku – precyzyjne wykonanie nacięcia krocza i odcięcia pępownicy



Matoset ZESTAW DO USUWANIA ZACISKÓW DO PĘPOWINY



Twardy blister
1-komorowy

MA-991-ZBB2-015

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	3
narzędzie do przecinania zacisków do pępowiny	1

ZALETY

- narzędzie do przecinania zacisków do pępowiny
– gwarancja bezpiecznego i szybkiego przecięcia zacisku



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA



Twardy blister
1-komorowy

MB-991-ZBB2-004

sztuki

tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125 ml	1
strzykawka Luer 10 ml	1
igła iniekcyjna 1,2 mm × 40 mm	1
cewnik lateksowy Foley* (różne indeksy wyrobu) w zależności od rozmiaru	1
cewnika FG 14 16 18 20	
worek na mocz z zaworkiem 2 l	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 5 cm i rozcięciem	1

ZALETY

- kompletny zestaw wyposażony w cewnik, worek na mocz, pojemnik na dezynfektant oraz strzykawkę i igłę do wypełnienia balonika
- kodowanie kolorystyczne rozmiaru cewnika



- 16 Foley 14 MA-991-ZBB2-012
- 18 Foley 16 MA-991-ZBB2-004
- 20 Foley 18 MA-991-ZBB2-005
- 22 Foley 20 MA-991-ZBB2-006



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

MA-991-ZCB2-001

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	8
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
kleszczyki plastikowe typu pean 13 cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125 ml	1
lubrykant w strzykawce 6 ml*	1
woda sterylna z 10 % gliceryną w strzykawce 10 ml	1
rękawica zabiegowa niepurowana M	2
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 5 cm i rozcięciem	1

* MA-991-ZCB2-003 - lubrykant zawiera dodatkowo 2 % lidokainę (środek znieczulający)
i 0,25 % chlorheksydynę (środek antyseptyczny)

ZALETY

- zestaw wyposażony w: strzykawkę z wodą sterylną z 10 % roztworem gliceryny do wypełnienia cewnika (gliceryna daje dodatkowe uszczelnienie balonika w cewniku) oraz strzykawkę z lubrykantem (łatwiejsza aplikacja cewnika)
- nitrylowe, niepurowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



Twardy blister
1-komorowy z dopakowaniem

Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

MB-991-ZCB2-002

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	8
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
kleszczyki plastikowe typu pean 13 cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125 ml	1
lubrykant w strzykawce 6 ml*	1
woda sterylna z gliceryną w strzykawce 10 ml	1
roztwór do płukania ran Prontosan 40 ml	1
rękawica zabiegowa niepurowana M	2
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 5 cm i rozcięciem	1

* MB-991-ZCB2-004 - lubrykant zawiera dodatkowo 2 % lidokainę (środek znieczulający)
i 0,25 % chlorheksydynę (środek antyseptyczny)

ZALETY

- zestaw wyposażony w: strzykawkę z wodą sterylną z 10 % roztworem gliceryny do wypełnienia cewnika (gliceryna daje dodatkowe uszczelnienie balonika w cewniku) oraz strzykawkę z lubrykantem (łatwiejsza aplikacja cewnika)
- nitrylowe, niepurowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



Twardy blister
1-komorowy z dopakowaniem

Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA



Twardy blister
2-komorowy

MB-991-ZAB2-003

sztuki

tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 5 cm i rozcięciem	1

ZALETY

- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- serwetka z otworem i rozcięciem – optymalne obłożenie cewnikowanego miejsca



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



Miękki blister
2-dzielny z perforacją

MA-991-ZES2-494

sztuki

START	
kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	4
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka podfoliowana 45 cm × 45 cm z rozcięciem	1
STOP	
kompres z włókny 7,5 cm × 7,5 cm	4
samoprzylepny opatrunek do zabezpieczania cewnika 16 cm × 5,5 cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2

* MA-991-ZES2-495 - z rękawicami w rozmiarze M



ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy
- samoprzylepny opatrunek w formie kieszonki do zabezpieczenia cewnika naczyniowego
- nitrylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący

Matoset ZESTAW DO DIALIZY

MA-991-ZEST-385

sztuki

START	
kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	3
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8 cm × 5,8 cm	2
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm	1
STOP	
kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	4



Miękki blister
2-dzielny z perforacją

ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy
- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniuli w miejscach wkłuć



Matoset ZESTAW DO DIALIZY

MA-991-ZEST-487

sztuki

START	
kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8 cm × 5,8 cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15 cm × 2 cm	2
rękawica zabiegowa niepurowana S*	2
serwetka z włókniny 45 cm × 40 cm	1

* MA-991-ZEST-458 - z rękawicami w rozmiarze M



Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniuli w miejscach wkłuć



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



MA-991-ZEST-488

sztuki

STOP

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	6
przylepiec włókninowy z perforacją 15 cm × 2 cm	4
rękawica zabiegowa niepudrowana S*	2
rękawica zabiegowa niepudrowana L	1

* MA-991-ZEST-459 - z rękawicami lateksowymi w rozmiarze M / MA-991-ZAS2-002 - z rękawicami nitylowymi w rozmiarze M

Miękki blister
1-komorowy



ZALETY

- dodatkowa rękawica dla pacjenta – pacjent może sam, w jałowy sposób, przytrzymać opatrunek uciskowy po zakończeniu procedury

Matoset ZESTAW DO DIALIZY



MA-991-ZAS2-004

sztuki

START

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8 cm × 5,8 cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15 cm × 2 cm	2
rękawica zabiegowa niepudrowana S*	2
serwetka podfoliowana 50 cm × 35 cm	1

* MA-991-ZAS2-001 - z rękawicami w rozmiarze M

Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniul w miejscach wkuć
- nitylowe, niepudrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



MA-991-ZES2-232

sztuki

START	
kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	6
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8 cm × 5,8 cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15 cm × 2 cm	4
rękawica zabiegowa niepuddrowana S*	2
serwetka podfoliowana 50 cm × 35 cm	1
STOP	
kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek 7,2 cm × 5 cm	2
rękawica zabiegowa niepuddrowana S*	2
rękawica zabiegowa niepuddrowana L	1

* MA-991-ZES2-234 - z rękawicami w rozmiarze M / MA-991-ZES2-233 - z rękawicami w rozmiarze L



Miękki blister
2-dzielny z perforacją



ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy
- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniul w miejscach wkłuć
- dodatkowa rękawica dla pacjenta w zestawie do zakończenia procedury – pacjent może sam, w sposób jałowy, przytrzymać opatrunek uciskowy po usunięciu kaniuli
- samoprzylepne opatrunki wyspowe do zabezpieczenia miejsc wkłuć po usunięciu kaniul

Matoset ZESTAW DO ZAKŁADANIA WENFLONU



Twardy blister
2-komorowy

MA-991-ZBB2-014

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	5
samoprzylepny foliowo-włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8 cm x 5,8 cm	1
rękawica zabiegowa niepurowana M	2
serwetka podfoliowana 45 cm × 45 cm	1
staza	1

ZALETY

- dwukomorowy blister pełni funkcję segregacyjną
- samoprzylepny opatrunek na transparentnym, foliowym nośniku umożliwia obserwację miejsca wkłucia
- nitrylowe, niepurowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



Matoset ZESTAW DO PODŁĄCZENIA KROPLÓWKI



Torebka
papierowo-foliowa

MA-991-ZESA-608

sztuki

kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm	2
rękawiczka zabiegowa niepurowana	2
samoprzylepny foliowo-włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 5,8 cm x 8 cm	1
staza	1

ZALETY

- samoprzylepny foliowo-włókninowy opatrunek do zabezpieczenia miejsca wkłucia
- staza – umożliwia wkłucie do żyły



Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO

MA-991-ZBB2-008

sztuki

kompres z włókniny 7,5 cm × 7,5 cm	10
samoprzylepny opatrunek włókninowy 7,2 cm × 5 cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
strzykawka Luer 3 ml	1
strzykawka Luer Lock 5 ml*	1
igła iniekcyjna 0,5 mm × 25 mm	1
igła iniekcyjna 1,2 mm × 40 mm	1
serwetka podfoliowana 75 cm × 45 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 10 cm i przylepcem	1

* MA-991-ZBB2-020 - ze strzykawką Luer 5 ml



Twardy blister
3-komorowy

ZALETY

- trzy komory blistra – porządek elementów w zestawie
- barierowa serwetka z przylepcem wokół otworu – optymalne i pewne obłożenie miejsca zabiegu
- samoprzylepny opatrunek wyspowy zabezpiecza miejsce wkłucia



WKŁUCIE LĘDŹWIOWE

Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO

MA-991-ZESA-410

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	8
strzykawka Luer Lock 5 ml	1
strzykawka Luer Lock 10 ml	1
strzykawka Luer Lock 20 ml	1
igła iniekcyjna 0,5 mm × 25 mm	1
igła iniekcyjna 1,2 mm × 40 mm	1
pojemnik plastikowy typu nerka 700 ml	1
serwetka podfoliowana 45 cm × 45 cm	1
serwetka podfoliowana 75 cm × 45 cm	1
serwetka podfoliowana 60 cm × 50 cm z otworem 10 cm i przylepcem na rogach	1



Torebka
papierowo-foliowa

ZALETY

- barierowa serwetka z przylepcem wokół otworu i na rogach – optymalne i pewne obłożenie miejsca zabiegu
- elementy zestawu umieszczone w pojemniku plastikowym



WKŁUCIE LĘDŹWIOWE

Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO



Twardy blister
2-komorowy

MA-991-ZBB2-010

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	10
tupfer kula z gazy 20 cm × 20 cm	10
imadło metalowe 13 cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
ostrze chirurgiczne nr 11	1
strzykawka Luer 10 ml	1
strzykawka Luer 20 ml	1
igła iniekcyjna 0,8 mm × 40 mm	1
igła iniekcyjna 1,2 mm × 40 mm	1
serwetka podfoliowana 75 cm × 45 cm (owinięcie części zestawu)	1
serwetka podfoliowana 75 cm × 45 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1

ZALETY

- szczególny sposób ułożenia elementów w blisterze: tupfery i pęseta do dezynfekcji miejsca wkłucia ułożone są luzem w blisterze, a elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury są dodatkowo zabezpieczone jałową serwetką
- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- metalowe imadło – zapewnia precyzyjny i pewny chwyt



Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

MA-991-ZES2-430

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	10
imadło metalowe 13 cm	1
nożyczki ostro-ostre metalowe 11 cm	1
pęseta anatomiczna metalowa 14 cm	1
serwetka podfoliowana 90 cm × 75 cm (owinięcie zestawu)	1
serwetka podfoliowana 90 cm × 75 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1



Torebka
papierowo-foliowa



ZALETY

- metalowe imadło – zapewnia precyzyjny i pewny chwyt igły
- metalowa pęseta – precyzyjny chwyt szwów
- metalowe nożyczki ostro-ostre – precyzyjne przecięcie szwów



WKŁUCIE CENTRALNE

Matoset ZESTAW ZABIEGOWY

MA-991-ZES2-184

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm × 7,5 cm	5
kompres chłonny włókninowo-gazowy 10 cm × 7,5 cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
pojemnik plastikowy typu nerka 700 ml	1



Torebka
papierowo-foliowa

ZALETY

- uniwersalność składu pozwala na szeroki zakres użycia
- bardzo chłonny kompres



ZESTAWY UNIWERSALNE

Matoset ZESTAW ZABIEGOWY



Miękki blister
1-komorowy

MA-991-ZEST-067

sztuki

kompres z włókniny 5 cm × 5 cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125 ml	1

ZALETY

- uniwersalność składu pozwala na szeroki zakres użycia
- plastikowy pojemnik z podziałką co 25 ml umożliwia identyfikację objętości płynów



Matoset ZESTAW ZABIEGOWY



Torebka
papierowo-foliowa

MA-991-ZEST-049

sztuki

kompres z gazy 10 cm x 10 cm	5
tupfer kula z gazy 20 cm x 20 cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa	1
pojemnik okrągły plastikowy 125 ml	1
pojemnik plastikowy typu nerka 700 ml	1

ZALETY

- uniwersalność zestawu pozwala na szeroki zakres użycia
- plastikowy pojemnik z podziałką co 25 ml umożliwia identyfikację objętości płynów



Matoset ZESTAW DO TRACHEOSTOMII

MA-991-ZEB2-294

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm x 7,5 cm	5
kompresy z włókniny z nacięciem Ø 10 cm x 10 cm	2
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1



Twardy blister
1-komorowy

ZALETY

- kompresy z nacięciem zabezpiecza rurkę tracheostomijną



Matoset ZESTAW DO TRACHEOSTOMII

MA-991-ZEB2-282

sztuki

kompres z gazy 7,5 cm x 7,5 cm	5
kompresy z włókniny z nacięciem Ø 10 cm x 10 cm	2
pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm	1
opaska do mocowania rurek tracheostomijnych	1



Twardy blister
1-komorowy

ZALETY

- kompresy z nacięciem zabezpiecza rurkę tracheostomijną
- dodatkowa opaska do mocowania stabilizuje rurkę





tzmo-global.com
matopat-global.com