



PLASTRY MATOPAT
na wszelki wypadek



PROFESJONALNA OCHRONA


HYDROKOLOID

CO TO JEST HYDROKOLOID?

Hydrokoloid to sprawdzony materiał medyczny, który od lat wykorzystywany jest do produkcji opatrunków medycznych z powodzeniem stosowanych w profesjonalnym leczeniu ran trudnogojących.

JAK DZIAŁAJĄ PASTRY HYDROKOLOIDOWE?

Zarówno pastry, jak i opatrunki wykonane z tego materiału działają na ranie jak „druga skóra”, czyli od wewnątrz tworzą optymalne warunki dla leczenia rany, a od zewnątrz stanowią barierę dla wody, brudu oraz bakterii. Grubość wyrobu doskonale amortyzuje ucisk i tarcie oraz ewentualne urazy mechaniczne. Nowoczesna technologia zapewnia możliwość pozostawiania wyrobu na ranie maksymalnie długo – nawet do 7 dni!



Rany leczone „na wilgotno” goją się bez powstania strupa, co jest ważne dla osób dbających o urodę – brak strupa minimalizuje możliwość powstania blizny.

OPTYMALNE WARUNKI DO GOJENIA – CO TO OZNACZA?


Optymalne warunki gojenia to przede wszystkim wilgotne środowisko, odpowiednia temperatura i ochrona rany przed czynnikami zewnętrznymi. Klinicznie udowodniono, że rany leczone w wilgotnym środowisku goją się średnio o 50% szybciej niż rany gojone w suchym środowisku, za pomocą opatrunków z gazy.*

* © Nature Publishing Group, 20 01 1962, vol. 193.

PLASTRY HYDROKOLOIDOWE


PĘCHERZE I OTARCIA

zaawansowana ochrona stóp



COMFORT PLUS

Plastry hydrokoloidowe – pierwsza pomoc na pęcherze. Warstwa hydrokoloidowa tworzy w ranie wilgotne środowisko, które przyspiesza proces gojenia i minimalizuje odczucie bólu. Plastry hydrokoloidowe są wodoodporne, chłonne, redukują ucisk, pozostają na skórze do 7 dni, czyli siedem razy dłużej niż zwykłe plastry.



STERILE

OFERTA STERYLNA

Sterylny opatrunki i plastry stanowią najbezpieczniejszy rodzaj ochrony dla ran, w których doszło do przerwania ciągłości skóry. Oferta dotyczy zestawów plastrów S i M.

**NON
STERILE**

OFERTA NIESTERYLNA

Dotyczy zestawu plastrów L




Zestaw zawiera **5 sztuk**
plastrów w 1 rozmiarze

S 5x 17mm x 48mm



Zestaw zawiera **5 sztuk**
plastrów w 1 rozmiarze

M 5x 29mm x 59mm



Zestaw zawiera **5 sztuk**
plastrów w 1 rozmiarze

L 5x 42mm x 68mm



z kwasem salicylowym

Plastry z kwasem salicylowym – pierwsza pomoc na odciski.
Kwas salicylowy w postaci masy z dodatkiem kwasu mlekowego i lanoliny nawilża i zmiękcza odcisk.
Podłoże plastra wykonane jest z elastycznej i wytrzymałej tkaniny.
Asymetryczna konstrukcja ułatwia aplikację i poprawia stabilność plastra na palcach stóp.

Plastry są pakowane po **2 sztuki** w saszetki.
Indywidualne pakowanie plastrów zwiększa ich trwałość.



Zestaw zawiera **6 sztuk** plastrów w 1 rozmiarze.

Średnica krążka z masą aktywną wynosi 8mm.



ESTETYCZNY EFEKT GOJENIA

efekt „drugiej skóry”

► MEDISORB F

Poliuretanowy opatrunek foliowy utrzymuje wilgotne środowisko, w którym rana goi się szybciej i bez powstawania strupa (brak strupa minimalizuje możliwość powstania blizny). Ekonomiczny w użyciu, nie wymaga codziennej zmiany – 1 opatrunek może przebywać na ranie do 7 dni. Wodoodporny w 100%.

Dostępny w rozmiarach:

6cm x 7cm lub 10cm x 12cm.



KOREKCJA BLIZN

gdy nie ma miejsca na blizny

► CODOSIL™ ADHESIVE

Opatrunek silikonowy służy do rehabilitacji przerostłych blizn i bliznowców. Redukuje wielkość i zaczerwienienie blizny, zmniejsza uczucie swędzenia. Przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania.

Dostępny w rozmiarach:

7cm x 7cm; 7cm x 14cm oraz 14cm x 14cm.





OPATRUNKI STERYLNE

WODOODPORNĄ OCHRONĄ RAN SĄCZĄCYCH



profesjonalne opatrywanie ran

► FIXOPORE F

Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym przeznaczony jest do opatrywania ran pooperacyjnych oraz mniejszych skaleczeń i otarć. Wodoodporny w 100%.

Dostępny w rozmiarach:

5cm x 7,2cm; 6cm x 10cm;
8cm x 15cm; 10cm x 20cm.



OPATRUNKI STERYLNE

OCHRONA RAN SĄCZĄCYCH


profesjonalne opatrywanie ran

► FIXOPORE S

Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, pochłania nadmiar wydzieliny z rany i tym samym stanowi idealne zabezpieczenie ran sączących, w tym pooperacyjnych.

Dostępny w rozmiarach:

10cm x 20cm; 10cm x 25cm;
10cm x 30cm; 10cm x 35cm;
5cm x 7,2cm; 6cm x 10cm;
8cm x 10cm; 8cm x 15cm;
oczny/owalny 6,5cm x 9,5cm.





ZESTAWY PŁASTRÓW

WESOŁE ZWIERZAKI

mikroperforowane,
pozwalają skórze oddychać

KIDS ZOO



„Uśmiechnięte” plastry
z wizerunkami zwierząt.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 1 rozmiarze.

12x 19mm x 76mm



KIDS ZOO



GARFIELD

mikroperforowane,
pozwalają skórze oddychać

HAPPY

Kolorowe motywy z kotem
Garfieldem rozweselą każdego.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 2 rozmiarach.

2x 25mm x 76mm **10x** 19mm x 76mm

Rozmiar 19mm x 76mm dostępny w opakowaniu
po 100szt.



ZESTAWY PŁASTRÓW

WESOŁE POTWORKI

mikroperforowane,
pozwalają skórze oddychać

MONSTERS


Kolorowe motywy rozweselą
każdego.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 1 rozmiarze.

12x 19mm x 76mm



BAW SIĘ Z NAMI
KOLORAMI



WODOODPORNE TATUAŻE
efekt „drugiej skóry”

HAPPY TATTOO

Wykonane są z supercienkiego materiału,
który działa jak „druga skóra” – zabezpiecza
ranę przed wnikaniem: wody, bakterii
i zanieczyszczeń, pozwalając jej jednocześnie
swobodnie „oddychać”. Zmiany opatrunku
zależą od wyglądu plastra oraz rany i nie mogą
być wykonywane rzadziej niż raz na 3 dni
– mniej zmian – szczęśliwsze dziecko.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 1 rozmiarze.

12x 25mm x 57mm





ZESTAWY PASTRÓW

NIEPRZEJRZYSTA OSŁONA OKA
do terapii wad wzroku

▶ OPTIMED JUNIOR

Plastry okulistyczne polecane są do zastosowania w terapii wad wzroku u dzieci. Służą do zasłaniania zdrowego oka celem uaktywnienia drugiego oka.

Zestaw zawiera **10 sztuk** plastrów w 1 rozmiarze

10x 60mm x 48mm



IDEALNE W PODRÓŻY
zestaw wielu różnych plastrów

▶ TRAVEL SET

Zestaw różnorodnych plastrów, które mogą się przydać w każdej podróży. Duży wybór kształtów i rozmiarów pozwoli zabezpieczyć każde drobne otarcie i skaleczenie.

Zestaw zawiera **25 sztuk** plastrów w 7 rozmiarach.

CLASSIC	2x	6cm x 10cm,
FIXOPORE S	2x	5cm x 7,2cm,
UNIVERSAL	4x	25mm x 76mm,
KIDS ZOO	4x	19mm x 76mm,
UNIVERSAL	5x	15mm x 58mm,
UNIVERSAL	4x	9mm x 38mm,
UNIVERSAL	4x	Ø22mm



ZESTAWY PŁASTRÓW

RODZINNA MINI APTECZKA

zestaw najczęściej używanych plastrów

FAMILY

To zestaw najczęściej używanych plastrów, do których zaliczamy: delikatny SOFT, wytrzymały CLASSIC, wodoodporny AQUA STOP, ekonomiczny UNIVERSAL, dyskretny TRANSPARENT oraz HAPPY dla tych, którzy czują się dziećmi.

Zestaw zawiera **17 sztuk** plastrów w 6 rozmiarach.

CLASSIC	1x 6cm x 10cm,
SOFT	1x 6cm x 10cm,
HAPPY	2x 19mm x 76mm,
AQUA STOP	1x 50mm x 76mm,
UNIVERSAL	4x 25mm x 76mm,
UNIVERSAL	4x 15mm x 58mm,
TRANSPARENT	4x Ø22mm



PRZEZROCZYSTE
dyskretna ochrona ran

TRANSPARENT

Posiadają przezroczyste podłoże oraz widoczną część wkładu chłonnego w kolorze cielistym, co sprawia, że są prawie niewidoczne na skórze.

Zestaw zawiera **20 sztuk** plastrów w 5 rozmiarach.

4x 25mm x 76mm,	4x 9mm x 38mm
6x 19mm x 76mm,	2x Ø22mm
4x 15mm x 58mm,	

Rozmiar Ø22mm dostępny w opakowaniu po 100 szt.





ZESTAWY PŁASTRÓW

WODOODPORNE


do pływania i kąpieli

▶ AQUA STOP

Wykonane są z elastycznego materiału, który chroni w 100% przed wodą. Są „wyspawę”, czyli posiadają dokładnie wyśrodkowany wkład chłonny, który otoczony jest szerokim paskiem kleju, co dodatkowo chroni ranę przed wodą w trakcie kąpieli.

Zestaw zawiera **18 sztuk** plastrów w 4 rozmiarach.

2x 50mm x 76mm, **4x** 25mm x 76mm,
8x 19mm x 76mm, **4x** 38mm x 38mm




DLA AKTYWNYCH
elastyczne i wytrzymałe

▶ CLASSIC

Wykonane są z elastycznej, wytrzymałej i przewiewnej tkaniny, która świetnie się sprawdza na ruchomych częściach ciała u osób uprawiających sport.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 2 rozmiarach.

4x 25mm x 76mm, **8x** 19mm x 76mm



ZESTAWY PŁASTRÓW

PRAKTYCZNE

podstawowa ochrona ran



► UNIVERSAL

Zawierają 5 różnych rozmiarów, które pozwalają dostosować wielkość plastra do rozmiaru rany.

Zestaw zawiera **20 sztuk** plastrów w 5 rozmiarach.

4x 25mm x 76mm, **4x** 9mm x 38mm,
6x 19mm x 76mm, **2x** Ø22mm
4x 15mm x 58mm,

Rozmiary 25mm x 76mm oraz 19mm x 76mm dostępne w opakowaniach po 100 szt.



OCHRONA PRZED UCISKIEM
profilaktyka odcisków i otarć

► COMFORT

Wykonane są ze specjalnie dobranej pianki – miękkiej pianki – która minimalizuje ucisk i chroni miejsca na niego narażone. Polecane są na otarcia na stopach i pęcherze na dłoniach.

Zestaw zawiera **12 sztuk** plastrów w 2 rozmiarach.

4x 25mm x 76mm, **8x** 19mm x 76mm





PLASTRY DO CIĘCIA

MIĘKKI I ODDYCHAJĄCY
dla delikatnej skóry

► **SOFT plaster**

Wykonany jest z włókny, która pozwala skórze swobodnie „oddychać”. Specjalnie zaprojektowany dla osób o delikatnej skórze.

Opakowanie zawiera **1 zwój** plastra do cięcia.

Dostępny w rozmiarach: 6cm x 1m, 8cm x 1m.

Rozmiar 6cm x 10cm dostępny w opakowaniu po 100 szt.



WYTRZYMAŁY
elastyczny i przewiewny

► **CLASSIC plaster**

Wykonany jest z elastycznej, wytrzymałej i przewiewnej tkaniny. Odpowiedni dla skóry o normalnej wrażliwości.

Opakowanie zawiera **1 zwój** plastra do cięcia.

Dostępny w rozmiarach: 6cm x 1m, 8cm x 1m.

Rozmiar 6cm x 10cm dostępny w opakowaniu po 100 szt.





DELIKATNY W DOTYKU

przyjazny dla skóry

► SOFT przylepiec

Przylepiec wykonany jest z mikroporowatej włókniny, która pozwala skórze „oddychać”. Polecany do podtrzymywania opatrunków na skórze wrażliwej.

Dostępny w szerokościach:
1,25cm; 2,5cm oraz 5cm i długości 5m.



WYTRZYMAŁY

niezawodna ochrona

► CLASSIC przylepiec

Przylepiec wykonany jest z wytrzymałej tkaniny, która pozwala skórze „oddychać”. Polecany jest do podtrzymywania dużych opatrunków na skórze o normalnej wrażliwości.

Dostępny w szerokościach:
1,25cm; 2,5cm oraz 5cm i długości 5m.





+plus
COMFORT

idealne plastry na pęcherze
długotrwała ochrona



SZYBKĄ ULGĄ
DLA STÓP!