



Pościel wielokrotnego użytku

Pościel, jako podstawowy asortyment stanowiący wyposażenie szpitali, hoteli i innych instytucji, ze względu na stałą rotację musi posiadać bardzo wysoką jakość.

Mówi się "od nitki do kłębka" i właśnie w taki sposób jest produkowana pościel, którą Państwu oferujemy.

Wytwarzamy tkaniny od samej przędzy, więc już od początku wyselekcjonowane surowce są pod czujnym okiem kontroli jakości. Dbamy, aby nasze tkaniny pościelowe posiadały nie tylko **bardzo dobre parametry wytrzymałościowe**, ale także, aby dobrze się prezentowały i dawały komfort pacjentom.

Tkaniny, z których wytwarzana jest pościel, **posiadają certyfikaty zgodności z normami o tekstyliach** w systemie ochrony zdrowia oraz certyfikat OEKO TEX® STANDARD 100.

Pościeł

z trwałym wykończeniem
bakteriostatycznym



- hamuje aktywność i namnażanie bakterii *Staphylococcus aureus*
- niweluje przykry zapach potu
- posiada właściwości antyalergiczne

Medilinen to linia wyrobów, która doskonale spełnia wymagania jakościowe i użytkowe. Przeznaczona do stosowania podczas hospitalizacji pacjentów w podmiotach medycznych jako wyrób do ochrony pacjenta przed zakażeniami.

Pościeł Medilinen spełnia wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR).


Powłoczka (jasiek) z zakładem

- 1 długość - 40 cm
- 2 szerokość - 40 cm
- 3 szerokość zakładu - 20 cm
- 4 długość od brzegu do zamocowania - 5 cm
- 5 długość otworu - 30 cm



Powłoczka z zakładem

- 1 długość - 70 cm
- 2 szerokość - 80 cm
- 3 szerokość zakładu - 20 cm
- 4 długość od brzegu do zamocowania - 5 cm
- 5 długość otworu - 65 cm



Powłoka z zakładem

- 1 długość - 210 cm
- 2 szerokość - 160 cm
- 3 szerokość zakładu - 30 cm
- 4 długość od brzegu do zamocowania - 5 cm
- 5 długość otworu - 145-150 cm



Podkład

- 1 długość - 160 cm
- 2 szerokość - 90 cm




Prześcieradło

- 1 długość - 250 cm
- 2 szerokość - 160 cm



Powłoka dwustronna

- 1 długość - 210 cm
- 2 szerokość - 160 cm
- 3 długość od brzegu do zamocowania - 20 cm




Powłoczka dwustronna

- 1 długość - 70 cm
- 2 szerokość - 80 cm
- 3 długość od brzegu do zamocowania - 10 cm



Kodowanie pościeli




Pościel wielokrotnego użytku

4


- 1 Symbol pościeli:** PD - powłoka, PM - powłoczka, PR - prześcieradło, PRG - prześcieradło z gumką, PK - podkład
- 2 Rozmiar wyrobu** – z tabeli umieszczonej na końcu katalogu
- 3 Rodzaj i kolor tkaniny** – nazwa tkaniny-numer koloru – z palety na stronach 5 i 6 np. MEDYK3-3
- 4 Informacja dotycząca dwustronności pościeli** – DW (dwustronna)
- 5 Informacja dotycząca apretury bakteriostatycznej** – B (bakteriostatyczna)


Paleta kolorów



Uwaga:

Kolor wtkanego w strukturę tkaniny napisu może być dowolny





Uwaga:

Tkanina Tiwoli dostępna bez wtkanego w strukturę tkaniny napisu

7

Proszę właściwiego użytku.



PM/80X70/MAKAO-1/B



PM/70X50/MAKAO-1/B

PR/280X160/MEDYK3-1/B



PD/210X160/MAKAO-3/B

Podłoga wielokrotnego użytku

8





Uwaga:

Tkanina Makao dostępna bez wtkanego w strukturę tkaniny napisu





PM/80X70/MAKAO-7

PR/280X160/MEDYK4-1

PD/210X160/MAKAO-6

Posciel wielokrotnego użyciu



PM/80X70/MEDYK3-3/DW

PD/210X160/MEDYK3-3/DW



PK/160X90/MEDYK-3

PR/280X160/MEDYK-1



Uwaga:

Tkanina Medyk3 w ozdobne paski dostępna tylko dla CitoNet - usługa

11

Poścień wielokrotnego użytku



Poścień dwustronna

PM/60X50/MEDYK3-2/B




PRG/220X90/MEDYK3-5/DW

PK/150X90/MEDYK-1/B



PD/200X140/MEDYK3-2/B





Uwaga:


Minimalne zamówienie dla tkaniny z kolorowym wtkanym napisem wynosi 100 kompletów pościeli



PM/80X70/MEDYK3-3/DW



PR/280X160/MEDYK-5/DW



PK/160X90/MEDYK-3

PD/210X160/MEDYK3-3/DW

Poścień wielokrotnego użytku

14



Poścień dwustronna

PM/70X50/NORIS-4



PD/140X115/NORIS-4

PGR/220X90/MEDYK3-2

15


Połączenie wielokrotnego użytku



Pozytywna Opinia
Mamki i Dziecka
nr Op-5321-5322

Opinie można sprawdzić
na stronie www.epozytywnaopinia.pl

PM/62X50/NORIS-1



PR/250X160/MEDYK-2

PD/140X100/NORIS-1

Pociń wiskrotnego użytku

16

Pozytywna Opinia
Matki i Dziecka
nr Op-5321-5322.

Opinie można sprawdzić
na stronie www.epozytywnaopinia.pl



MEDYK

1

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK / 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	NIEBIESKI
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

2

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK / 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BIAŁY
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

3

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK / 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	ZIELONY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

MEDYK3

1

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	BIAŁY
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

2

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	NIEBIESKI
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

3

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	BIAŁY z gładkim ozdobnym paskiem
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

4

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	BIAŁY z kolorowym napisem
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

5

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	BIAŁY z szarym ozdobnym paskiem
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

6

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK3 / 140g/m ²
SUROWIEC	50% BAWĘLNA 50% POLIESTER
KOLOR	NIEBIESKI z kolorowym napisem
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

MEDYK4

1

TKANINA / GRAMATURA	MEDYK4 / 120g/m ²
SUROWIEC	65% BAWĘLNA 35% POLIESTER
KOLOR	BIAŁY z gładkim napisem
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

TIWOLI

1

TKANINA / GRAMATURA	TIWOLI 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BLĘKITNY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

2

TKANINA / GRAMATURA	TIWOLI 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BIAŁY
WYKOŃCZENIE	tkanina biała

3

TKANINA / GRAMATURA	TIWOLI 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	ECRU
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

MAKAO

1	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BORDO
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

2	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	ECRU
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

3	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BŁĘKITNY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

4	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	SZARY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

5	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BIAŁY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

6	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	POPIELATY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

7	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	WIRZOS
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

8	
TKANINA / GRAMATURA	MAKAO 160g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	BEŻOWY
WYKOŃCZENIE	tkanina barwiona barwnikami kadziowymi

NORIS

1	
TKANINA / GRAMATURA	NORIS 150g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	WZORY DZIECIĘCE
WYKOŃCZENIE	tkanina drukowana we wzory dziecięce

2	
TKANINA / GRAMATURA	NORIS 150g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	WZORY DZIECIĘCE
WYKOŃCZENIE	tkanina drukowana we wzory dziecięce

3	
TKANINA / GRAMATURA	NORIS 150g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	WZORY DZIECIĘCE z kolorowym napisem
WYKOŃCZENIE	tkanina drukowana we wzory dziecięce

4	
TKANINA / GRAMATURA	NORIS 150g/m ²
SUROWIEC	100% BAWĘLNA
KOLOR	WZORY DZIECIĘCE z kolorowym napisem
WYKOŃCZENIE	tkanina drukowana we wzory dziecięce



Standardowe rozmiary pościeli i możliwości wtkania napisów

	Medyk	Medyk 3	Medyk 4	Tiwoli	Makao	Noris
Powłoka na kołdrę - PD						
210 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
210 x 160 dwustronna		⊙				
200 x 140	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
140 x 115						⊙
140 x 100						⊙
160 x 100						⊙
85 x 75						⊙
Powłoczka na poduszkę - PM						
80 x 70	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
80 x 70 dwustronna		⊙				
70 x 50				⊙	⊙	⊙
62 x 50						⊙
60 x 50						⊙
40 x 40			⊙	⊙	⊙	
Podkład na łóżko - PK						
160 x 90	⊙	⊙	⊙			
160 x 90 dwustronny		⊙				
150 x 90	⊙	⊙	⊙			
Prześcieradło na materac - PR						
280 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
280 x 160 dwustronne		⊙				
260 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
250 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
240 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
210 x 160	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
220 x 90 z gumką	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
160 x 100	⊙	⊙	⊙			⊙
145 x 120						⊙
120 x 70						⊙

Wymiary podane w [cm]

- ⊙ brak możliwości wtkania napisu
- ⊙ możliwość wtkania napisu
- ⊙ z ozdobnym graficznym paskiem
- ⊙ z ozdobnym szarym paskiem
- tkanina dla CitoNet

TZMO
GRUPA



matopat.pl



citonet.pl



tzmo-global.com
matopat-global.com