

Możliwości komponowania zestawów z serwet i pokrowców modułowych

Wszystkie elementy zestawów są dobrane w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe i skuteczne obłożenie pacjenta i osłonięcie stolików do narzędzi, a jednocześnie tak, aby tworzyły one barierę dla zanieczyszczeń i drobnoustrojów.

Zestaw uniwersalny składa się z:

- Serwety górnej 240 cm x 180 cm
- Serwety dolnej 220 cm x 150 cm
- Serwet bocznych 90 cm x 90 cm (2x)
- Serwety na stół do instrumentarium 180 cm x 140 cm
- Pokrowca na stół Mayo 160 cm x 75 cm

Zestaw do artroskopii kolana składa się z:

- Serwety głównej 370 cm x 228 cm z otworem 22 cm x 23 cm
- Pokrowca na nogę pacjenta 75 cm x 33 cm
- Serwety na stół do instrumentarium 180 cm x 140 cm
- Pokrowca na stół Mayo 160 cm x 75 cm

Zestaw do operacji biodra składa się z:

- Serwety głównej 220 cm x 240 cm z wycięciem w kształcie „U” 80 cm x 15 cm
- Serwety górnej 240 cm x 180 cm
- Pokrowca na nogę pacjenta 100 cm x 45 cm
- Serwety na stół do instrumentarium 180 cm x 140 cm
- Pokrowca na stół Mayo 160 cm x 75 cm