


















PIKTOGRAMY MATOSET - INSTRUKCJA

Zasada odczytywania piktogramów - parametry wyrobu w jednej linii:



Opis poszczególnych parametrów wyrobu:

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Ilość		Rodzaj wyrobu	
1 (2 x 10)	1 sztuka przewiązanie: 2 x po 10 sztuk		serweta z włókniny: z przylepcem, z otworem, z otworem i przylepcem, pod pośladki
Rodzaj wyrobu			w kształcie litery T z otworem, do okulistyki, do angiografii
	kompres, kompresy z nacięciem Y i O		do urologii, z wycięciem "U"
	kompres neurochirurgiczny		do laparoskopii, do kraniotomii, do cystoskopii
	tupfery: kula, fasolka, sącze, rożek, kaptur, groszek, papryka		wertykalna, pokrowiec na stół Mayo
	seton		na stół do instrumentarium, kieszeń 5-komorowa, podkład Seni Soft, worek foliowy na narzędzia
	serweta operacyjna z tasiemką		kieszeń na płyny, taśma medyczna
	podkład ginekologiczny Absorgyn		
	Absorba: kompres chłonny, kompres wysokochłonny , tampon do tamponady, tampon wato-gazowy		
	Absorba: opatrunek oczny, kompres na nos		
	rękaw Tubula, bandaż z zapinką, podkład podgipsowy Matosoft		
	plastry do zamykania ran, opatrunek Medisorb, staza		
	przylepiec, tulejka		

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Rodzaj wyrobu		Rodzaj wyrobu	
	ręczniki do osuszania rąk, opatrunek włókninowy Fixopore S pokrowiec z włókny na nogę, pokrowiec z włókny na rękę opatrunki foliowo-włókninowe do mocowania kaniul		ostrze nr 10, nr 11, nr 15 ostrze nr 20, nr 24 nożyk, skalpel pęseta plastikowa, zacisk do pępowiny, pęseta chirurgiczna strzykawka, igła, dren
	osłona na sprzęt medyczny, osłona na ramię C, osłona przewodów urządzeń medycznych Camera Cover fartuch chirurgiczny: Standard, Perfect, przedni, zarękawek, ochraniacz na buty wiązany, czapeczka		igła do hydrodelinacji 0,5x22mm, igła z końcówką polerowaną 06x22mm, igła do irygacji zakrzywiona
	czepek pielęgniarski, czepek lekarski, czepek lekarski z napotnikiem, czepek lekarski z trokami		Cewnik Foley, worek na mocz, worek na narządy
	rękawica zabiegowa, rękawica chirurgiczna, maseczka z trokami, maseczka z gumką		nici, przedłużacz, kranik trójdrożny z wężykiem
	pojemnik prostokątny, okrągły, tacka, osłona na lampę		aparat do przetaczania płynów, venflon, zastawka bezzwrotna
	pojemnik dwukomorowy, trzykomorowy, nerka		butla Redona, uchwyt monopolarny, wężyk Codan
	pojemnik trzykomorowy, pojemnik 2500ml, pudełko na skalpele, pudełko na igły		magazynek Scalpfix, kranik trójdrożny
	szpatułka do dezynfekcji, patyczek dowymazów, szpatułka laryngologiczna		barraquer, zacisk do serwet, neurosorb
	strzałki do okulistyki, nożyczki plastikowe ostro-tępe, nożyczki Littauer		Introcan safety
	nożyczki: ostro-tępe, ostro-ostre, do cięcia krocza		marker, centymetr do mierzenia noworodka, czyścik do koagulacji
	nożyczki, nożyczki do cięcia pępowiny, kleszczyki		rampa trójdrożna
	kleszczyki plastikowe, kleszczyki Kocher, imadło		
	Halsted Mosquito, Pean prosty, zacisk Backhouse		
	nożyczki do usuwania zacisków do pępowiny, przyrząd do usuwania staplerów		

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
Symbole			
13,17, 20  30 g/m _e , 40 g/m _e    TMS, BP, Special, Comfort, TF, FB, PE   powder-free powdered 17  , 4 	nitkowość gazy gramatura włókniny gaza z nitką rtg, włóknina z nitką rtg symbole włóknin i folii oznaczenia zawartości lateksu, pudru warstwowość gazy lub włókniny		
Rozmiar			
320x180 (Ř8) 1 m x 2 cm 200 ml nr 11 M, L, XL, XXL 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 XS, S, M, L, XL	320 cm x 180 cm, otwór o średnicy 8 cm (te same jednostki miary) 1 m x 2 cm (różne jednostki miary) pojemność 200 ml numeracja używana przy ostrzach rozmiary fartuchów chirurgicznych rozmiary rękawic chirurgicznych rozmiary rękawic zabiegowych		