
Matoset Matodrape

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO



BLOK OPERACYJNY



 **TZMO SA**

KATALOG PRZEZNACZONY DLA PROFESJONALISTÓW



Szanowni Państwo!

Wyroby medyczne pod marką **Matopat** to prawie 70 lat tradycji i historii, a przede wszystkim rozwoju szerokiej gamy wyrobów przeznaczonych na blok operacyjny. Rozwój ten jest możliwy dzięki ciągłemu wprowadzaniu innowacyjnych technologii, jak i ścisłej współpracy ze specjalistami i autorytetami w dziedzinie medycyny oraz dzięki elastyczności oferty.

Wszystkie te działania mają na celu kreowanie nowych wyrobów, sukcesywne doskonalenie bieżącej oferty oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Dzięki temu projektujemy wyroby, które są odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb personelu medycznego.

Projektując nasze wyroby ściśle współpracujemy ze **Szpitałem Specjalistycznym Matopat**, gdzie w samym centrum szpitala, na bloku operacyjnym testujemy nasze pomysły oraz korzystamy z informacji zwrotnej od specjalistów odnośnie parametrów naszych wyrobów. Efektem tej współpracy są obłożenia pola operacyjnego **Matodrape** oraz zestawy operacyjne **Matoset**, które pozwalają na kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie operacji.

Na przełomie wieków zmienił się model funkcjonowania placówek służby zdrowia. By móc skupić się na swojej głównej misji – leczeniu pacjentów – szpitale coraz częściej decydują się na outsourcing procesów niezwiązanych bezpośrednio z leczeniem chorych. Wychodząc naprzeciw tym trendom **TZMO SA** od kilkunastu lat buduje sieć **Centrów Usług CitoNet**, która wykorzystując procesy prania i sterylizacji dostarcza naszym klientom czystą bieliznę, sterylne narzędzia chirurgiczne i sterylną odzież operacyjną oraz jałowe sety składające się z materiału opatrunkowego, obłożań, fartuchów i instrumentarium chirurgicznego. Dziś sieć **Centrów Usług CitoNet** tworzy sześć placówek: w Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Swarzędzie. Zarządzanie ww. centrami odbywa się w zgodzie z najwyższymi standardami, w oparciu o międzynarodowe normy **ISO 9001 i ISO 13485**, a przeprowadzane procesy dezynfekcji, sterylizacji i prania są walidowane, dzięki czemu mamy pewność, że ich skuteczność jest powtarzalna.

Dyrektor TZMO SA
Sprzedaży i Usług Szpitalnych CitoNet

spis treści

■	CHIRURGIA GŁOWY I SZYI	7-10
■	CHIRURGIA NACZYNIOWA	11-16
■	CHIRURGIA OGÓLNA	17-23
■	GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO	24-32
■	OKULISTYKA	33-34
■	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA	35-41
■	UROLOGIA	42-46
■	ODZIEŻ	47-50

legenda oznaczeń

■ Kolory składowych:

■	obłożenie pola operacyjnego
■	pokrowce, osłony, elementy pomocnicze
■	odzież
■	materiały opatrunkowe
■	biomateriały
■	narzędzia, akcesoria

■ Oznaczenie surowca serwety głównej można znaleźć w indeksie wyrobu, np.:

MA-991-ZOTM-013	----- włóknina SMS
MB-991-ZOTF-003	----- laminat TF
MB-991-ZOL2-042	----- laminat L2
MB-136-ZOL3-010	----- laminat L3
MB-135-ZOMI-008	----- wykonane z różnych surowców (MIX)
MA-136-ZOPE-001	----- folia PE

■ Typy opakowań:

Blister (BLI)	----- opakowanie typu miękki blister wykonane z papieru medycznego i transparentnej folii
Torebka papierowo-foliowa (TPF)	----- torebka wykonana z papieru medycznego i transparentnej folii
Tyvek®-folia (Tyvek®)	- bardzo wytrzymałe opakowanie do pakowania cięższych zestawów wykonane z syntetycznego materiału Tyvek® i transparentnej folii



obłożenie pola operacyjnego

osłony i pokrowce na sprzęt medyczny

elementy organizujące pracę:

- taśmy
- organizery
- kieszenie
- worki na płyny
- worki na odpady

odzież operacyjna:

- fartuchy
- komplety
- rękawice
- czepek
- maseczki

materiał opatrunkowy

biomateriały

narzędzia chirurgiczne:

- metalowe i plastikowe

elementy dodatkowe:

- pojemniki
- strzykawki i igły
- dreny
- butle





JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

Matoset zestaw operacyjny

Wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia danego zabiegu operacyjnego w jednym kompletnym zestawie.

Zestawy Matodrape i Matoset

to nowoczesne rozwiązania w celu poprawy efektywności na sali operacyjnej.

Zestawy są:

- jałowe, co minimalizuje ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych,
- jednorazowego użytku, co eliminuje koszty związane z ponownym praniem, prasowaniem i wyjaławianiem, typowe dla wyrobów wielorazowego użytku,
- dostosowane składem do danego zabiegu, co zmniejsza obciążenie personelu medycznego potrzebą kompletowania poszczególnych elementów, a tym samym skraca czas przygotowania do zabiegu,
- kompletne, co ogranicza ilość opakowań pośrednich; zapewnia to większe bezpieczeństwo i ogranicza ilość odpadu.

Matodrape

zestawy składające się
z obłożeń, akcesoriów i odzieży



Matoset

zestawy mogące zawierać:
obłożenia, akcesoria, odzież
oraz instrumenty i materiał opatrunkowy



Barierowe*
laminaty
zastosowane
w obłożeniach:



Laminat TF
2-warstwowy wytrzymały,
chłonny i w pełni barierowy



Laminat L2 tzw. Blue Special
2-warstwowy bardzo wytrzymały,
bardzo chłonny i w pełni barierowy




Laminat L3 tzw. Blue Comfort
3-warstwowy najbardziej wytrzymały,
bardzo chłonny i w pełni barierowy

* Bariera dla przenikania płynów;
mikroorganizmów zgodnie
z normą EN 13756



PLUS – dodatkowa warstwa chłonna o wyjątkowych właściwościach absorpcyjnych zastosowana w części krytycznej serwetki głównej doskonale rozprządza krew, płyny używane podczas zabiegu oraz płyny ustrojowe. Płyny są rozprzodane we wszystkich kierunkach nawet na pionowej powierzchni. Dodatkowa warstwa chłonna pozwala na zwiększenie chłonności całkowitej obłożenia jednocześnie pozostawiając je miękkim i łatwym do ułożenia w polu operacyjnym.



Rozbudowane etykiety typu TAG

1 Matoset

2

- Ophthalmology set
- Ophthalmologie-Set
- Trousse interventions ophtalmologiques
- Komplektas oftalmologičeskich operacij
- Komplektas au operacij
- Комплект для офтальмологических операций
- Zestaw do operacji okulistycznych

3

150x150

150x120

1 17 2 5x6

12 17 8 5x5

* 2 LL 3ml

* 1 L 5ml

* 1 L 20ml

2 60x40

1 30ml

L / 125cm STANDARD

M / 115cm STANDARD

4

5

6

7

8

9

1 grupa produktowa

2 nazwa zestawu

3 skład zestawu

4 znaki technologiczne

5 wyrób medyczny

6 numer jednostki notyfikowanej certyfikującej zestaw*

7 informacje dodatkowe

8 4 naklejki (TAGi) do wklejania do dokumentacji

9 producent

1 Matodrape

2

- Arthroscopy set
- Arthroskopie-Set
- Trousse arthroscopie
- Apliku komplektas artroskopijas
- Čeļa iekavas artroskopijas komplekts
- Комплекет для артроскопии
- Zestaw do artroskopii

3

L2

240x200

180x150

240x150

1 15x200

2 50x8

1 145x80

2 40x20

75x37

XL / 140cm PERFECT

4

5

6

7

8

9

1 grupa produktowa

2 nazwa zestawu

3 skład zestawu

4 znaki technologiczne

5 wyrób medyczny

6 numer jednostki notyfikowanej certyfikującej zestaw*

7 informacje dodatkowe

8 4 naklejki (TAGi) do wklejania do dokumentacji

9 producent

* Wyroby przedstawione w katalogu są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord i posiadają CE z numerem 2274. (Oznakowanie CE na etykiecie jednostkowej nie dotyczy wyrobów z dopakowaniem).

Praktyczne podwójne pakowanie z dyspenserem




Katalog zawiera ofertę standardową. Serweta główna zestawu dostępna jest zarówno w wersji **TF, Blue Special i Blue Comfort**. Istnieje również możliwość stworzenia zestawu pod indywidualne potrzeby Klienta z szeroką gamą elementów składowych. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

KRANIOTOMIA




Matodrape

MB-136-ZOL2-005	Blue Special	TPF	sztuki
A - Serweta 240cm×200cm z otworem 20cm×25cm, folią chirurgiczną i workiem na płyny*			1
B - Serweta 60cm×50cm z przylepcem			2
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			2
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2



Matodrape

MB-991-ZOL3-028	Blue Comfort	TPF	sztuki
A - Serweta 300cm×240cm z otworem 30cm×20cm, folią chirurgiczną, workiem na płyny, warstwą chłonną			1
B - Serweta 60cm×50cm z przylepcem			4
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E - Taśma typu rzep 2cm×25cm			1
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2
G - Uchwyt na lampę z kołnierzem 12cm×14cm			2
H - Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			50
I - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 10cm×20cm			8
J - Kompres włókninowy 4-warstwowy 40g/m² z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			50
K - Kompres neurochirurgiczny ze 100% bawełny 6-warstwowy z nitką RTG 1,5cm×15cm – 10 sztuk na kartowej podkładce			1
L - Serweta z gazy 17-nitkowej 6-warstwowa z nitką RTG 45cm×45cm			1
M - Gąbka do czyszczenia elektrod			1
N - Pojemnik plastikowy 700ml			1
O - Podstawa na ostrza do skalpeli z przylepcem			1
P - Strzykawka 2-częściowa L 20ml			2
Q - Ostrze do skalpela nr 11			1
R - Ostrze do skalpela nr 24			1
S - Worek na mocz 2l z portem			1
T - Zacisk plastikowy do skóry głowy Scalpfix (magazynek po 10 sztuk)			2



OPERACJA SZCZĘKI





Matoset

MB-991-ZOL2-058	Blue Special	TPF	sztuki
A - Serweta 240cm×200cm z wycięciem U 50cm×20cm i przylepcem			1
B - Serweta 130cm×90cm z 2 przylepcami - typu turban*			1
C - Serweta 130cm×90cm - typu turban*			1
D - Serweta 130cm×80cm			1
E - Serweta 90cm×75cm			2
F - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
G - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
H - Samoprzylepna taśma - rzep 2cm×25cm**			1
I - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4
J - Fartuch chirurgiczny Standard XL			4
K - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 5cm×5cm			5
L - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 7,5cm×7,5cm			30
M - Tupfer fasolka z gazy 17-nitkowej 9,5cm×9,5cm			4
N - Seton z gazy 17-nitkowej 4-warstwowy 5cm×2m			1
O - Dren do odsysania pola operacyjnego CH24 180cm			1
P - Raspator Molt 18cm***			1

* serweta turban umożliwia obłożenie głowy pacjenta podczas zabiegu

** rzep daje możliwość wielokrotnego oddepięcia w razie potrzeby

*** metalowy raspator do czyszczenia kości z tkanek



Matoset

MB-991-ZOL3-003*	SMS	TPF	sztuki
A - Serweta 160cm×90cm z otworem 10cm×15cm i rzepem**			1
B - Serweta 90cm×90cm (do owinięcia zestawu)			1
C - Plastikowy pokrowiec na uchwyt do lampy			1
D - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 5cm×5cm			5
E - Dren ze ssakiem typu Yankauer 185cm			1
F - Pojemnik plastikowy 125ml			1
G - Strzykawka z zagiętą końcówką 12ml			1
H - Ostrze do skalpela nr 15			1

* informacja o laminacie podana w indeksie nie jest zgodna z instrukcją na str. 5;

w tym przypadku serweta główna wykonana jest z włókniny polipropylenowej typu SMS

** rzep daje możliwość wielokrotnego oddepięcia w razie potrzeby




OPERACJA GŁOWY/SZYI



Matodrape

MB-135-ZOL2-117	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 240cm×180cm z otworem 15cm×10cm i przylepcem	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1




OPERACJA TARCZYCY

Matodrape

MB-135-ZOL2-020	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------


A - Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
B - Serweta 240cm×150cm z wycięciem U 63cm×7cm i przylepcem	1
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL3-020	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
B - Serweta 240cm×150cm z wycięciem U 63cm×7cm i przylepcem	1
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4




LARYNGOLOGIA

Matodrape

MB-135-ZOTF-010	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------

A -	Serweta 240cm×180cm z otworem 10cm i przylepcem	1
B -	Serweta 180cm×150cm (do owinięcia zestawu)	1
C -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	1



Matodrape

MB-135-ZOL2-120	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------


A -	Serweta 210cm×150cm z otworem 10cm	1
B -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
C -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1



Matodrape

MB-135-ZOL2-085	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 210cm×150cm z otworem 8cm×6cm i przylepcem	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2



WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA SERCA



plus

Matoset

MA-991-ZOL2-654


Blue Special

Tyvek®

sztuki



A -	Serweta 320cm×240cm z 2 otworami 12cm, folią chirurgiczną i warstwą chłonną	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Foliowa osłona na sprzęt okrągły z gumką (22+60cm)×30cm	1
E -	Foliowa osłona na sprzęt prostokątny z gumką (17+71cm)×91cm	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2
H -	Fartuch chirurgiczny Perfect L	1
I -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL	1
J -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 10cm×10cm	50
K -	Pojemnik plastikowy 125ml	1
L -	Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego	2
M -	Skalpel chirurgiczny bezpieczny nr 10	1



ANGIOGRAFIA

Matodrape

MB-136-ZOL2-009

Blue Special


TPF

sztuki



A -	Serweta 320cm×180cm z 2 otworami 8cm i folią chirurgiczną	1
B -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem	2
C -	Serweta 90cm×75cm	2
D -	Serweta 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)	1
E -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2
F -	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm*	1
G -	Pojemnik plastikowy 250ml	3

* idealne do trzymania materiału opatrunkowego



ANGIOGRAFIA

plus

Matoset

MA-991-ZOL2-701


PLUS

Tyvek®

sztuki



A-	Serweta 340cm×240cm z 2 otworami 12cm, 2 otworami 10cm, folią chirurgiczną we wszystkich otworach, warstwą chłonną i 2 panelami foliowymi	1
B-	Serweta 75cm×45cm	1
C-	Serweta 200cm×150cm (do owinięcia zestawu)	1
D-	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (17÷71cm)×91cm	1
E-	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (28÷102cm)×91cm	1
F-	Foliowa osłona na przewody 15cm×250cm	1
G-	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2
H-	Fartuch chirurgiczny Perfect L	1
I-	Fartuch chirurgiczny Perfect XL	1
J-	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 10cm×10cm	100
K-	Bandaż elastyczny 15cm×5m	5
L-	Igła 1,2mm×40mm	1
M-	Igła 0,7mm×30mm	1
N-	Kleszczyki metalowe typu pean 14cm	1
O-	Pojemnik plastikowy 2500ml na kable	1
P-	Pojemnik plastikowy 500ml	1
Q-	Pojemnik plastikowy 500ml	1
R-	Strzykawka 2-częściowa L 20ml	1
S-	Strzykawka 3-częściowa L 20ml	1
T-	Strzykawka 2-częściowa L 10ml	1
U-	Strzykawka 3-częściowa L 10ml	1
V-	Strzykawka 3-częściowa LL 10ml	1
W-	Strzykawka 3-częściowa LL 5ml	1
X-	Skalpel chirurgiczny nr 11	1
Y-	Saszetka z żelem do ultrasonografii 20ml	1



ANGIOGRAFIA





plus



Matodrape

	MA-135-ZOL2-438	PLUS	TPF	sztuki
A -	Serweta 340cm×240cm z 2 otworami 12cm, przylepcami, warstwą chłonną i panelem foliowym			1
B -	Serweta 90cm×75cm			4
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D -	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (17+71cm)×91cm			2
E -	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (28+102cm)×91cm			1
F -	Kieszka foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką i przylepcem			1
G -	Fartuch chirurgiczny Comfort Plus XL			2
H -	Kompres włókninowy 4-warstwowy 40g/m ² 10cm×20cm			20
I -	Pojemnik plastikowy 200ml			2
J -	Pojemnik plastikowy 125ml			1
K -	Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego			1





plus



Matodrape

	MB-136-ZOL2-016	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 320cm×235cm z 2 otworami 12cm, warstwą chłonną, folią chirurgiczną i panelem foliowym*			1
B -	Serweta 150cm×90cm			1
C -	Serweta 200cm×180cm (do owinięcia zestawu)			1
D -	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (28+102cm)×91cm			1
E -	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką (33+112cm)×56cm			1
F -	Podkład Soft Basic 60cm×60cm			1
G -	Fartuch chirurgiczny Standard L			2


* przezroczysty panel foliowy chroni, ale nie zaburza pola widzenia



ANGIOGRAFIA

Matodrape


MA-135-ZOL3-046	Blue Comfort	TPF	sztuki
A - Serweta 320cm×180cm z 2 otworami 8cm i przylepcami			1
B - Serweta 200cm×180cm (do owinięcia zestawu)			1
C - Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką (33÷112cm)×56cm			2
D - Podkład Soft Basic 60cm×60cm			1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2
F - Fartuch Standard L			1
G - Fartuch Perfect XL			1
H - Pojemnik plastikowy 500ml			1
I - Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego			2



plus

Matoset

MB-991-ZOL2-042	Blue Special	TPF	sztuki
A - Serweta 330cm×235cm z 2 otworami 12cm, przylepcami, warstwą chłonną i panelem foliowym*			1
B - Serweta 150cm×150cm (do owinięcia zestawu)			1
C - Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką (33÷112cm)×56cm			1
D - Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką (28÷102cm)×91cm			1
E - Podkład Soft Basic 90cm×60cm			1
F - Ręczniczek celulozowy 50cm×40cm			1
G - Fartuch chirurgiczny Standard L			1
H - Fartuch chirurgiczny Perfect L			1
I - Kompres z gazy 13-nitkowej 8-warstwowy 7,5cm×7,5cm			100
J - Igła 0,7mm×30mm			1
K - Kleszczyki metalowe typu pean 14cm			1
L - Pojemnik plastikowy 2500ml na kable**			1
M - Pojemnik plastikowy 1000ml			1
N - Pojemnik plastikowy 500ml			1
O - Strzykawka 3-częściowa LL 20ml			3
P - Strzykawka 3-częściowa LL 10ml			5
Q - Strzykawka 3-częściowa LL 5ml			1
R - Strzykawka 3-częściowa LL 3ml			1
S - Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego			1
T - Skalpel chirurgiczny nr 11			1



* przezroczysty panel foliowy chroni, ale nie zaburza pola widzenia
 ** pojemnik tego typu umożliwia segregację kabli podczas zabiegu

OPERACJA ŻYŁAKÓW



Matodrape

MB-135-ZOL2-045


Blue Special

TPF

sztuki



A -	Serweta 240cm×180cm z wycięciem U 63cm×7cm i przylepcem	1
B -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
C -	Serweta 200cm×180cm	1
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2



Matoset

MB-991-ZOL2-014

Blue Special


TPF

sztuki




A -	Serweta 240cm×180cm z wycięciem U 63cm×7cm i przylepcem	1
B -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
C -	Serweta 200cm×180cm	1
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2
H -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 10cm×10cm*	100
I -	Tupfer fasolka z gazy 17-nitkowej z nitką RTG 9,5cm×9,5cm**	5
J -	Serweta z gazy 17-nitkowej 6-warstwowa z nitką RTG i tasiemką 45cm×45cm	6

* wiązanie w stosiki po 25 szt., co ułatwia liczenie przed zabiegiem




OPERACJA ŻYŁAKÓW



Matoset

	MB-991-ZOL3-007	Blue Comfort	Tyvek®	sztuki
A -	Serweta 240cm×200cm z wycięciem U 60cm×7cm i przylepcem			1
B -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem			1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D -	Serweta z włókniny kompresowej 80cm×60cm			5
E -	Podkład Soft Super 90cm×60cm			1
F -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm			2
G -	Fartuch chirurgiczny Standard L			2
H -	Ochroniacz na stopę włókninowy wiązany			1
I -	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			50
J -	Bandaż elastyczny 12cm×5m z zapinką			1
K -	Bandaż elastyczny 15cm×5m z zapinką			3




KARDIOCHIRURGIA

plus

Matodrape

	MB-136-ZOL3-016	Blue Comfort	TPF	sztuki
A -	Serweta 325cm×250cm z 2 otworami 14cm, folią chirurgiczną, warstwą chłonną, kieszenią i panelem foliowym*			1
B -	Serweta 150cm×120cm (do owinięcia zestawu)			1

* przezroczysty panel foliowy chroni, ale nie zaburza pola widzenia




ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape

MB-135-ZOTF-011	TF	BLI	sztuki
-----------------	----	-----	--------


A -	Serweta 200cm×180cm z przylepcem	1
B -	Serweta 180cm×180cm z przylepcem	1
C -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem	2
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1



Matodrape

MB-135-ZOTF-015	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------

A -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
B -	Serweta 180cm×150cm z przylepcem	1
C -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem	2
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F -	Fartuch chirurgiczny Standard L	1
G -	Fartuch chirurgiczny Standard XL	1




ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape

MB-135-ZOL2-024	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------


A - Serweta 240cm×150cm z przylepcem	1
B - Serweta 180cm×170cm z przylepcem	1
C - Serweta 90cm×75cm z przylepcem	2
D - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-025	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 240cm×150cm z przylepcem	1
B - Serweta 180cm×170cm z przylepcem	1
C - Serweta 90cm×75cm z przylepcem	2
D - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




plus



Matodrape

MB-135-ZOL2-353	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 240cm×150cm z przylepcem i warstwą chłonną	1
B - Serweta 200cm×170cm z przylepcem i warstwą chłonną	1
C - Serweta 90cm×75cm z przylepcem i warstwą chłonną	2
D - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape


	MB-135-ZOL2-082	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem			1
B -	Serweta 180cm×170cm z przylepcem			1
C -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem			2
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
F -	Kieszon foliowa 2-komorowa 42cm×35cm z kształtką* i przylepcem			1
G -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
H -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2
I -	Fartuch chirurgiczny Perfect L			1
J -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL			2

* kształtka umożliwia lepsze dostosowanie otworu



Matodrape

	MB-135-ZOL2-110	Blue Special	BLI	sztuki
A -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem			1
B -	Serweta 200cm×180cm z przylepcem			1
C -	Serweta 100cm×75cm z przylepcem			2
D -	Serweta 45cm×45cm z przylepcem			1
E -	Serweta 45cm×45cm			4
F -	Serweta 200cm×150cm (do owinięcia zestawu)			1
G -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
H -	Kieszon foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką i przylepcem			1
I -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
J -	Samoprzylepna taśma - rzep 2cm×25cm*			2
K -	Ręczniczek włókninowy 30cm×30cm			2
L -	Organizer na przewody 15cm×10cm z przylepcem**			2


* rzep daje możliwość wielokrotnego odczepiania w razie potrzeby
** organizer pomaga uporządkować i podtrzymać kable i dreny

ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape

	MB-135-ZOL3-028	Blue Comfort	BLI	sztuki
A -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem			1
B -	Serweta 180cm×170cm z przylepcem			1
C -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem			2
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4




CHIRURGIA OGÓLNA

Matoset

	MB-991-ZOL2-072	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem			1
B -	Serweta 180cm×150cm z przylepcem			1
C -	Serweta 180cm×150cm			1
D -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem			2
E -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
F -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4
H -	Fartuch chirurgiczny Standard L z 2 ręczniczkami 40cm×20cm*			1
I -	Fartuch chirurgiczny Standard XL			2
J -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			20
K -	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej z nitką RTG 15cm×15cm			40
L -	Strzykawka 3-częściowa LL 20ml			1

* 2 ręczniczki dopakowane osobno umożliwiają oddzielenie odzieży od materiałów do wykonania zabiegu




LAPAROTOMIA



Matodrape

MB-135-ZOL2-009	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------


A - Serweta 300cm×240cm z otworem 10cm×20cm i przylepcem	1
B - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-010	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 300cm×240cm z otworem 10cm×20cm i przylepcem	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stółik Mayo 145cm×80cm	1
D - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




LAPAROSKOPIA

Matodrape

MB-135-ZOL2-046	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 300cm×180cm z otworem 28cm×19cm×20cm i przylepcem	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stółik Mayo 145cm×80cm	1
D - Kieszeń foliowa 2-komorowa 42cm×35cm z kształtką* i przylepcem	1
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* kształtka umożliwia lepsze dostosowanie otworu




LAPAROSKOPIA

plus



Matodrape


	MA-135-ZOL2-437	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 300cm×230cm z otworem 34cm×30cm, przylepcem i warstwą chłonną			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm niebieski			1
D -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
E -	Organizer na przewody 15cm×10cm z przylepcem			2
F -	Kieszka foliowa 2-komorowa 42cm×35cm z kształtką i przylepcem			1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2



Matodrape


	MB-135-ZOL2-048	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 260cm×240cm z otworem 34cm×30cm, przylepcem i zintegrowanymi nogawicami*			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm			1
D -	Kieszka foliowa 2-komorowa 42cm×35cm z kształtką i przylepcem			2
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi



Matodrape


	MB-135-ZOL3-038	Blue Comfort	TPF	sztuki
A -	Serweta 300cm×180cm z otworem 28cm×19cm×20cm i przylepcem			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm			1
D -	Kieszka foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką i przylepcem			1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4



OPERACJA PLASTYCZNA

**Matodrape** zestaw do pediatrycznych operacji plastycznych


MB-135-ZOL3-029	Blue Comfort	TPF	sztuki
A - Serweta 150cm×120cm z wycięciem U 8cm×8cm i przylepcem			1
B - Serweta 90cm×75cm z przylepcem			1
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4



TORAKOTOMIA

**Matodrape**

MB-135-ZOL2-042	Blue Special	TPF	sztuki
A - Serweta 300cm×180cm z wycięciem 60cm×30cm i przylepcem			1
B - Serweta 180cm×90cm z przylepcem			1
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2




OPERACJA GINEKOLOGICZNA

Matodrape

MB-135-ZOL2-012	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------


A -	Serweta 200cm×180cm z otworem 20cm×10cm i przylepcem	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×75cm	2
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL3-011	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 200cm×180cm z otworem 20cm×10cm i przylepcem	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×75cm	2
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4




Matodrape zestaw do laparoskopowych operacji ginekologicznych

MB-135-ZOL2-040	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 265cm×180cm z 2 otworami 28cm×20cm×19cm i 15cm×10cm (dolny otwór zasłonięty dodatkowo klapką) i zintegrowanymi nogawicami*	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi



OPERACJA GINEKOLOGICZNA




Matodrape

MB-135-ZOL3-034	Blue Comfort	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta 245cm×180cm z otworem 15cm×10cm, przylepcem i zintegrowanymi nogawicami*	1
B - Serweta 90cm×75cm	1
C - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D - Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm	1
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi




Matoset

MB-991-ZOL2-172	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta 275cm×200cm z otworem 10cm×15cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i workiem z sitem	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm	1
D - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
E - Podkład Soft Super 90cm×60cm	1
F - Fartuch chirurgiczny Perfect L	1
G - Fartuch chirurgiczny Perfect XL	2
H - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG 10cm×20cm	5
I - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm	50
J - Tupfer kula z gazy 17-nitkowej z nitką RTG 15cm×15cm	20
K - Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką 45×45cm	5




OPERACJA GINEKOLOGICZNA




Matoset

	MA-991-ZES2-439	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 275cm×200cm z otworem 10cm×15cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i workiem z sitem			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 10cm×10cm			20
D -	Seton z gazy 17-nitkowej 4-warstwowy 5cm×2m			1
E -	Taśma do chirurgicznego leczenia moczu Dallop NM 45cm			1
F -	Strzykawka 2-częściowa L 20ml			1
G -	Ostrze do skalpela nr 20			1



Matoset

	MB-991-ZOL2-164	Blue Special	Tyvek®	sztuki
A -	Serweta 275cm×200cm z otworem 10cm×15cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i workiem z sitem			1
B -	Serweta 90cm×75cm			1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E -	Foliowa osłona na przewody 15cm×250cm			1
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2
G -	Fartuch chirurgiczny Perfect L			1
H -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL			1
I -	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG 10cm×10cm			20
J -	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 50cm×50cm			3
K -	Pojemnik typu blister 10cm×20cm×4cm			1



OPERACJA BRZUSZNO-KROCZNA




Matodrape

MB-136-ZOL3-008	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A -	Serweta 260cm×240cm z 2 otworami (górnym otwór 34cm×30cm wypełniony folią chirurgiczną, dolny otwór 15cm×10cm przyszyty klapką) i zintegrowanymi nogawicami*	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Kieszki foliowa 2-komorowa 42cm×35cm z kształtką i przylepcem	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi




PORÓD

Matodrape

MB-135-ZOMI-011	MIX	TPF	sztuki
-----------------	-----	-----	--------

A -	Serweta L2 130cm×90cm	1
B -	Serweta L2 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)	1
C -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm	2
D -	Podkład Soft Super 90cm×60cm	1
E -	Podkład Soft Super 60cm×60cm	1
F -	Kocyk flanelowy 160cm×75cm*	1
G -	Czapeczka dla noworodka	1


* różne wzory



PORÓD


Matodrape

	MB-135-ZOMI-008	MIX	TPF	sztuki
A -	Serweta L2 113cm×90cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką			1
B -	Serweta L3 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)			1
C -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm			1
D -	Ręczniczek włókninowy 25cm×20cm			6
E -	Podkład Soft Super 90cm×60cm			1
F -	Podkład Soft Super 60cm×60cm			1



Matoset

	MB-991-ZBS2-002	Blue Special	Tyvek®	sztuki
A -	Serweta L2 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)			1
B -	Pokrowiec na kończynę 120cm×80cm			1
C -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm			1
D -	Podkład Soft Super 90cm×60cm			1
E -	Kocyk flanelowy 160cm×75cm*			1
F -	Czapeczka dla noworodka			1
G -	Rękawica zabiegowa niepuddrowana M			2
H -	Kompres włókninowy 4-warstwowy 40g/m ² 7,5cm×7,5cm			10
I -	Kompres włókninowy 4-warstwowy 40g/m ² 10cm×20cm			5
J -	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 30cm×30cm			5
K -	Centymetr do mierzenia noworodka			1
L -	Zacisk do pępowiny			2
M -	Nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm**			1
N -	Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5cm			1
O -	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm***			1
P -	Pojemnik plastikowy typu nerka 700ml			1



* różne wzory
** nożyczki metalowe z kulą zabezpieczającą
*** idealne do trzymania materiału opatrunkowego

PORÓD




Matoset zestaw do porodu nr 1

MB-991-ZOL2-048	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta L2 113cm×90cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką	1
B - Serweta TF 90cm×75cm	1
C - Ręczniczek włókninowy 40cm×35cm	3
D - Podkład Soft Super 60cm×60cm	1
E - Fartuch chirurgiczny Perfect L	1
F - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 7,5cm×7,5cm	10



CESARSKIE CIĘCIE


Matodrape

MB-136-ZOL2-003	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta 325cm×250cm z otworem 35cm×32cm, workiem na płyny*, folią chirurgiczną i organizernami na kable**	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D - Podkład Soft Basic 90cm×60cm	1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów
** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny




CESARSKIE CIĘCIE



Matoset


	MA-991-ZOL2-449	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 270cm×200cm z otworem 35cm×32cm, workiem na płyny, folią chirurgiczną i wycięciem w folii oraz ze zintegrowanymi nogawicami			1
B -	Serweta 100cm×105cm			1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			1
F -	Ręczniczek celulozowy 50cm×40cm			3
G -	Kocyk flanelowy 80cm×75cm			1
H -	Czapeczka dla noworodka			1
I -	Fartuch chirurgiczny Standard M			1
J -	Fartuch chirurgiczny Perfect L			1
K -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL			1
L -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10cm×10cm			10
M -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10cm×20cm			20
N -	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką 45cm×45cm			4



Matodrape

	MB-136-ZOL2-010	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 320cm×180cm z otworem 35cm×32cm, workiem na płyny*, folią chirurgiczną i organizernami na kable**			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
D -	Podkład Soft Basic 90cm×60cm			1
E -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów
** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i drenaż



CESARSKIE CIĘCIE



Matodrape


MB-136-ZOL2-015	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A -	Serweta 320cm×180cm z otworem 35cm×32cm, workiem na płyny*, folią chirurgiczną i organizernami na kable**	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Podkład Soft Super 90cm×60cm	1
E -	Fartuch chirurgiczny Perfect L	1
F -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów

** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny



Matodrape

MB-136-ZOL3-002	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------




A -	Serweta 325cm×250cm z otworem 35cm×32cm, workiem na płyny*, folią chirurgiczną i organizernami na kable**	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
E -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4
F -	Koczek flanelowy 160cm×75cm***	1
G -	Czapeczka dla noworodka	1

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów

** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny

*** różne wzory



ZESTAWY DLA NOWORODKA




Matodrape

MB-135-ZOMI-010	MIX	TPF	sztuki
-----------------	-----	-----	--------

A -	Podkład Soft Super 60cm×60cm	1
B -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm	2
C -	Kocyk flanelowy 160cm×75cm*	1
D -	Czapeczka dla noworodka	1

* różne wzory




OKULISTYKA



Matoset

MA-991-ZES2-846	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 90cm×75cm z otworem 8cm×6cm i przylepcem	1
B -	Serweta 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)	1
C -	Kompres włókninowy 4-warstwowy 30g/m² 10cm×10cm	5
D -	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 20cm×20cm	3
E -	Barraquer metalowy dla dorosłych 4cm, zamknięte końcówki	1
F -	Przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji z końcówkami 3,5mm-4,0 mm	1
G -	Patyczek chłonny Pro Ophta 5mm×64mm	2





OKULISTYKA



Matoset

MB-991-ZOTF-001	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------


A - Serweta 75cm×45cm z otworem 5cm i przylepcem	1
B - Serweta 90cm×75cm	2
C - Serweta 130cm×90cm (do owinięcia zestawu)	1
D - Pokrowiec na podłokietnik 60cm×20cm	2
E - Fartuch chirurgiczny Standard L	1
F - Fartuch chirurgiczny Standard XL	1
G - Kompres włókninowy 4-warstwowy 40g/m ² 7,5cm×7,5cm	5
H - Opatrunek oczny z gazy 17-nitkowej 2-warstwowy 5cm×6cm	1



Matoset

MA-991-ZOTM-013	SMS	TPF	sztuki
-----------------	-----	-----	--------

A - Serweta 90cm×80cm z otworem 10cm×7cm, folią chirurgiczną i rozcięciem w folii	1
B - Serweta 90cm×75cm (do owinięcia zestawu)	1
C - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 7,5cm×7,5cm	5
D - Opatrunek oczny z gazy 17-nitkowej 5cm×6cm	1
E - Barraquer metalowy dla dorosłych 4cm, zamknięte końcówki	1
F - Pojemnik plastikowy 125ml	1
G - Strzykawka 2-częściowa L 10ml	1
H - Strzykawka 2-częściowa L 2ml	1
I - Kleszczyki plastikowe typu pean 13cm	1
J - Patyczek plastikowy z watową główką 15cm	1
K - Przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji z końcówkami 3,5mm-4,0 mm	1






Matoset

MB-991-ZOL2-016	Blue Special	BLI	sztuki
A - Serweta 150cm×150cm z otworem 8cm, folią chirurgiczną i 2 kieszeniami na płyny*			1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C - Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm			2
D - Fartuch chirurgiczny Standard L			2
E - Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy 7,5cm×7,5cm			10
F - Igła 1,2mm×40mm			1
G - Igła 0,5mm×25mm			1
H - Osłona plastikowa na oko			1
I - Pojemnik plastikowy 125ml			1
J - Strzykawka 3-częściowa LL 20ml			1
K - Strzykawka 3-częściowa LL 3ml			3
L - Strzykawka 3-częściowa LL 1ml			1


* kieszenie z kształtką dla lepszego dopasowania otworu



Matoset

MA-991-ZOL2-661	Blue Special	TPF	sztuki
A - Serweta 150cm×150cm z otworem 8cm, folią chirurgiczną i 2 kieszeniami na płyny*			1
B - Serweta 150cm×120cm (do owinięcia zestawu)			1
C - Pokrowiec na podłokietnik 60cm×40cm z gumką			2
D - Fartuch chirurgiczny Standard M			1
E - Fartuch chirurgiczny Standard L			1
F - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 5cm×5cm			12
G - Opatrunek oczny 17-nitkowej 2-warstwowy 5cm×6cm			1
H - Pojemnik plastikowy typu kieliszek 30ml			1
I - Strzykawka 3-częściowa L 20ml			1
J - Strzykawka 3-częściowa L 5ml			1
K - Strzykawka 3-częściowa LL 3ml			2

* kieszenie z kształtką dla lepszego dopasowania otworu




ARTROSKOPIA KOLANA



Matodrape

MB-135-ZOTF-001	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------


A -	Serweta 180cm×150cm z wycięciem półokrągłym i przylepcami	1
B -	Serweta 180cm×150cm z wycięciem półokrągłym i przylepcem	1
C -	Pokrowiec na kończynę 80cm×45cm	1
D -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-003	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm i elementem elastycznym	1
B -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
C -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
D -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2





ARTROSKOPIA KOLANA

plus

Matodrape

MA-135-ZOL2-436	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 320×230cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i warstwą chłonną	1
B -	Serweta na stół instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
F -	Ręczniczek włókninowy 40×20cm	2




Matodrape

MB-135-ZOL2-004	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów




ARTROSKOPIA KOLANA



Matodrape

	MB-135-ZOL3-004	Blue Comfort	TPF	sztuki
A -	Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stółik Mayo 145cm×80cm			1
D -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm			1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			2
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			4



* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów



Matoset

	MB-991-ZOL2-006	Blue Special	Tyvek®	sztuki
A -	Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm			1
D -	Foliowa osłona na przewody 15cm×250cm**			2
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			2
F -	Ręczniczek włókninowy 80cm×60cm			2
G -	Fartuch chirurgiczny Comfort Plus L			2
H -	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			10
I -	Skalpel chirurgiczny nr 11			1

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów




ARTROSKOPIA KOLANA

Matoset

MB-991-ZOL2-027	Blue Special	Tyvek®	sztuki
A - Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm i elementem elastycznym			1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C - Pokrowiec na kończynę 75cm×45cm			1
D - Foliowa osłona na przewody 15cm×250cm			2
E - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			2
F - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			3
G - Fartuch chirurgiczny Standard M			1
H - Fartuch chirurgiczny Perfect XL			2
I - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG 7,5cm×7,5cm			20
J - Bandaż elastyczny 15cm×4m z zapinką			1
K - Podkład watowy syntetyczny 10cm×3m			1
L - Dren Redona CH10 50cm**			1
M - Butla Redona 200ml**			1
N - Igła do wkłucia lędźwiowego 1,2mm×90mm			1
O - Kleszczyki metalowe do trzymania igły 13cm			1
P - Kleszczyki plastikowe typu korcang 19cm*			2
Q - Kleszczyki plastikowe typu pean 13cm			3
R - Nożyczki metalowe chirurgiczne ostro-ostre 11cm			1
S - Skalpel chirurgiczny nr 11			1



* idealne do trzymania materiału opatrunkowego
** do odsączenia płynów po operacji




OPERACJA STAWU BIODROWEGO




Matodrape

MB-135-ZOL3-017	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A -	Serweta 260cm×240cm z wycięciem U 100cm×20cm i przylepcem	1
B -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×37cm	1
F -	Kieszka foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką* i przylepcem	1
G -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	6
H -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu




Matodrape

MA-135-ZOL2-435	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A -	Serweta 320cm×240cm z 2 otworami 10cm×15cm i 2 elementami elastycznymi	1
B -	Serweta 150cm×80cm	2
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×37cm	2
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	6





OPERACJA STAWU BIODROWEGO

plus


Matodrape

	MA-135-ZOL2-439	Blue Special	TPF	sztuki
A -	Serweta 260cm×230cm z wycięciem U 100cm×20cm, przylepcem i warstwą chłonną			1
B -	Serweta 240×150cm z przylepcem i warstwą chłonną			1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
D -	Pokrowiec na stolik Mayo 145cm×80cm			1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×37cm			1
F -	Kieszka foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką i przylepcem			1
G -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			6
H -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2



Matoset

	MA-991-ZOL3-189	Blue Comfort	Tyvek®	sztuki
A -	Serweta 260cm×240cm z wycięciem U100cm×20cm i przylepcem			1
B -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem			1
C -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem			1
D -	Serweta 180cm×150cm			2
E -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
F -	Pokrowiec na kończynę 120cm×37cm			1
G -	Kieszka foliowa 40cm×30cm z kształtką i przylepcem			1
H -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm			4
I -	Folia chirurgiczna 55cm×45cm			1
J -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL			1
K -	Fartuch chirurgiczny Perfect XXL			1
L -	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 10cm×10cm			80
M -	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG 45cm×45cm			6
N -	Gąbka do czyszczenia elektrod			1
O -	Końcówka ssaka Yankauer CH28			1
P -	Dren do odsysania pola operacyjnego CH30 300cm			1
Q -	Dren Redona CH14 70cm			2
R -	Butla Redona 400ml			2
S -	Strzykawka 3-częściowa L 100ml			1



OPERACJA STAWU BIODROWEGO




Matoset

MB-991-ZOL3-057

Blue Comfort


Tyvek®

sztuki



A -	Serweta 260cm×240cm z wycięciem U 100cm×20cm i przylepcem	1
B -	Serweta 240cm×180cm z przylepcem	1
C -	Serweta 180cm×150cm	1
D -	Serweta 90cm×75cm	3
E -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
F -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
G -	Pokrowiec na kończynę 120cm×37cm	1
H -	Kieszka foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką* i przylepcem	1
I -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
J -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	6
K -	Fartuch chirurgiczny Perfect L z 2 ręczniczkami 40cm×20cm**	1
L -	Fartuch chirurgiczny Perfect XL	2
M -	Fartuch chirurgiczny Perfect XXL	1
N -	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10cm×10cm	30
O -	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej z nitką RTG 30cm×30cm	60
P -	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG 45cm×45cm	10
Q -	Końcówka do ssaka Yankauer CH28	1
R -	Dren Redona CH18 75cm	1
S -	Dren do odsysania pola operacyjnego CH28 350cm	1
T -	Butla Redona 600ml z drenem łączącym	1
U -	Strzykawka 3-częściowa L 100ml	1
V -	Ostrze do skalpela nr 22	3



* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu
 ** fartuch z 2 ręczniczkami, dopakowane osobno umożliwiają oddzielenie odzieży od materiałów do wykonania zabiegu



ZESTAW WERTYKALNY



Matodrape

	MA-136-ZOPE-001	PE	TPF	sztuki
A -	Serweta wertykalna 330cm×240cm z otworem 25cm×86cm, folią chirurgiczną, 2 kieszeniami, organizernami na przewody, workiem na płyny			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
D -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2



Matodrape

	MA-136-ZOPE-002	PE	TPF	sztuki
A -	Serweta wertykalna 330cm×240cm z otworem 30cm×40cm, folią chirurgiczną, 2 kieszeniami, organizernami na przewody, workiem na płyny			1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm			1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm			1
D -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm			2




OPERACJA STAWU BARKOWEGO




Matodrape

MB-135-ZOL2-049 Blue Special TPF sztuki



A -	Serweta 240cm×200cm z wycięciem U 60cm×7cm i przylepcem	1
B -	Serweta 240cm×150cm z przylepcem	1
C -	Serweta 180cm×150cm	1
D -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
E -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
F -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
G -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
H -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




Matodrape

MB-135-ZOL3-035 Blue Comfort TPF sztuki



A -	Serweta 320cm×240cm z otworem 6cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*	1
B -	Serweta 90cm×75cm z przylepcem	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
F -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
G -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów




OPERACJA KOŃCZYNY GÓRNEJ



Matodrape

MB-135-ZOL2-051	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 260cm×240cm z otworem 5cm, elementem elastycznym i dklejaną serwetą 150cm×90cm	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Pokrowiec na kończynę 75cm×37cm	1
E -	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




OPERACJA DŁONI/STOPY



Matodrape

MB-135-ZOTF-014	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------


A -	Serweta 200cm×180cm z otworem 4cm i elementem elastycznym	1
B -	Serweta 180cm×150cm (do owinięcia)	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Fartuch chirurgiczny Standard L	1
E -	Fartuch chirurgiczny Standard XL	1



Matodrape

MB-135-ZOL3-030	Blue Comfort	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 300cm×240cm z otworem 4cm i elementem elastycznym	1
B -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C -	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4




Matoset

MB-991-ZOL2-026	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta 113cm×90cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką*	1
B - Pokrowiec na kończynę 130cm×40cm	2
C - Fartuch chirurgiczny Standard L	1
D - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 7,5cm×7,5cm	10

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu




Matoset

MB-991-ZOL2-030	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------



A - Serweta 200cm×180cm z otworem 10cm×20cm i przylepcem	1
B - Serweta 150cm×90cm (do owinięcia zestawu)	1
C - Pokrowiec na kończynę 120cm×80cm	2
D - Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy 10cm×10cm	5




OPERACJA UROLOGICZNA

Matoset

MA-991-ZES2-923	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A-	Serweta 200cm×180cm z otworem 10cm×20cm i przylepcem	1
B-	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C-	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
D-	Pokrowiec na kończynę 120cm×80cm	2
E-	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	2
F-	Podkład Soft Super 90cm×60cm	1
G-	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG 10cm×10cm	10
H-	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 30cm×30cm	5
I-	Seton z gazy 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG 2cm×2m	1
J-	Seton z gazy 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG 5cm×1m	1
K-	Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Dallop NM 45cm	1
L-	Kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm	1




OPERACJA UROLOGICZNA TUR

Matodrape

MB-135-ZOL2-031	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A-	Serweta 240cm×100cm z 2 otworami 5cm i 4cm, wycięciami półokrągłymi, elastyczną osłoną na palec i workiem z sitem*	1
B-	Serweta 90cm×75cm	1
C-	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D-	Pokrowiec na stół Mayo 145cm×80cm	1
E-	Pokrowiec na kończynę 120cm×75cm	2
F-	Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	4
G-	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* worek z sitem na usunięcie resztki i z zaworkiem do odprowadzania nadmiaru płynów



Matodrape




MB-135-ZOL2-065	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A - Serweta 215cm×180cm z 2 otworami 5cm i 4cm, elastyczną osłoną na palec, workiem z sitem* oraz zintegrowanymi nogawicami**	1
B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
C - Pokrowiec na stółik Mayo 145cm×80cm	1
D - Samoprzylepna taśma medyczna 9cm×50cm	1
E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2

* worek z sitem na usunięcie resztki i z zaworkiem do odprowadzania nadmiaru płynów

** zintegrowane nogawice – jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i dwóch pokrowców na nogi




Matoset



MB-991-ZOTF-003	TF	TPF	sztuki
-----------------	----	-----	--------

A - Serweta 180cm×75cm z otworem 10cm×20cm, wydęciami półokrągłymi i przylepcem	1
B - Serweta 130cm×90cm (do owinięcia)	1
C - Pokrowiec na kończynę 120cm×80cm	2
D - Fartuch chirurgiczny Standard XL	1
E - Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 5cm×5cm	10
F - Kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm*	1

* idealne do trzymania materiału opatrunkowego



OPERACJA UROLOGICZNA PCNL



Matodrape

MB-135-ZOL3-023	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

- | | |
|---|---|
| A - Serweta 300cm×180cm z otworem 22cm×15cm, przylepcem i workiem na płyny* | 1 |
| B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm | 1 |

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu



NEFROSTOMIA




Matoset

MB-991-ZOL2-071	Blue Special	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

- | | |
|--|----|
| A - Serweta 180cm×170cm z otworem 22cm×15cm i przylepcem | 1 |
| B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm | 1 |
| C - Foliowa osłona na przewody 15cm×250cm | 1 |
| D - Kieszon foliowa 1-komorowa 40cm×30cm z kształtką* i przylepcem | 1 |
| E - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm | 2 |
| F - Fartuch chirurgiczny Standard L | 1 |
| G - Fartuch chirurgiczny Standard XL | 1 |
| H - Rękawice chirurgiczne niepurowane 6,5 | 2 |
| I - Kompres z gazy 13-nitkowej 12-warstwowy 7,5cm×7,5cm | 20 |

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu



ELEKTRORESEKCJA PROSTATY




Matodrape

MB-135-ZOMI-003	MIX	TPF	sztuki
-----------------	-----	-----	--------

- A - Serweta TF 240cm×180cm z otworem 8cm, przylepcami* i rozcięciami 1
- B - Fartuch chirurgiczny Perfect XL 1
- C - Worek z sitem typu lej** 1

* przylepce umożliwiają zamocowanie serwety wokół nóg pacjenta tworząc nogawki
 ** do mocowania z przodu operatora do odprowadzania płynów i resztek podczas zabiegu




CYSTOSKOPIA

Matodrape

MB-135-ZOTF-002	TF	BLI	sztuki
-----------------	----	-----	--------

- A - Serweta 180cm×75cm z otworem 20cm×10cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem 1
- B - Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm 1
- C - Pokrowiec na kończyne 120cm×60cm 2
- D - Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm 2




CYSTOSKOPIA

Matodrape



MB-135-ZOL2-008	Blue Special	BLI	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 180cm×75cm z otworem 20cm×10cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Serweta na stół do instrumentarium 190cm×150cm	1
D -	Pokrowiec na stółik Mayo 145cm×80cm	1
E -	Pokrowiec na kończynę 120cm×75cm	2
F -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	2




Matodrape



MB-135-ZOL3-006	Blue Comfort	TPF	sztuki
-----------------	--------------	-----	--------

A -	Serweta 180cm×75cm z otworem 20cm×10cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem	1
B -	Serweta 90cm×75cm	1
C -	Pokrowiec na kończynę 120cm×75cm	2
D -	Ręczniczek włókninowy 40cm×20cm	4



FARTUCHY CHIRURGICZNE



Matodress

JEDNORAZOWE



zgodność z normą PN EN 13795




bezpieczna i funkcjonalna konstrukcja

wysoka barierowość na płyny

wysoka chłonność w części krytycznej

wysoka wytrzymałość

Fartuchy chirurgiczne jednorazowe - Matodress

	Fartuchy chirurgiczne jednorazowe - Matodress							
	Standardowego ryzyka				Wysokiego ryzyka			
nazwa	Standard	Standard PLUS*	Com'fort	Com'fort PLUS*	Perfect	Perfect PLUS*	Com'fort HP	Com'fort HP PLUS*
								
surowiec wersje kolorystyczne	włóknina polipropylenowa		włóknina bawełnopodobna		włóknina polipropylenowa i barierowy laminat		włóknina bawełnopodobna i barierowy laminat	
								
rozmiary	M-XXL							
dodatkowe wersje	 z rącznikami i dodatkowo owijane w papier krepowany * linia PLUS - fartuchy wydłużone, odporne na środki z zawartością alkoholu							

WIELORAZOWE

zgodność z normą PN EN 13795

bezpieczna i funkcjonalna konstrukcja

wysoka barierowość na płyny

wysoka chłonność w części krytycznej

wysoka wytrzymałość



Fartuchy chirurgiczne wielorazowe - Medidress

	Standardowego ryzyka	Wysokiego ryzyka
nazwa	Standard 	Perfect 
surowiec wersje kolorystyczne	tkanina poliesterowa 	tkanina poliesterowa i barierowy laminat 
rozmiary	S-XXL	

Matodress



JEDNORAZOWE

zgodność z normą PN EN 13795

antystatyczność

wysoka wytrzymałość

paroprzepuszczalność

atrakcyjny i praktyczny wygląd

szeroki zakres rozmiarów

Odzież operacyjna jednorazowa - **Matodress**

	Odzież operacyjna jednorazowa - Matodress	
	Komplet odzieży operacyjnej	Sukienka operacyjna
nazwa		
surowiec wersje kolorystyczne	włóknina polipropylenowa	
		
rozmiary	XS-XXXL	S-XL

WIELORAZOWE

zgodność z normą PN EN 13795

antystatyczność

wysoka wytrzymałość

paroprzepuszczalność

atrakcyjny i praktyczny wygląd

szeroki zakres rozmiarów



Odzież operacyjna wielorazowa - Medidress		
nazwa	Komplet odzieży operacyjnej męski	Sukienka operacyjna damski
surowiec wersje kolorystyczne	tkanina poliestrowa	tkanina bawełniano-poliestrowa
rozmiary	XS-3XL / 158-164; 170-176; 182-188	



tzmo-global.com
matopat-global.com

tel. 801 300 601
fax 56 612 36 13