

---

# Matoset INSTRUMENT

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO



---

## JEDNORAZOWE

instrumety medyczne



 TZMO SA

# Matoset INSTRUMENT

to gama jałowych narzędzi jednorazowego użytku

wybrana przez profesjonalistów i zarazem bezpośrednich użytkowników.  
Idealne do wykorzystania na oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych,  
jak i w gabinetach zabiegowych.

## Dlaczego Matoset Instrument?

Narzędzia wykonane są:

- ze stali nierdzewnej (nieodbijającej światła),
- plastiku (trwałego i zapewniającego precyzję),
- innych surowców.

Instrumenty mogą być pakowane indywidualnie w wersji jałowej pod marką **MATOSSET INSTRUMENT** lub jako składniki jednorazowych jałowych zestawów zabiegowych i operacyjnych **MATOSSET**.



- 1 widocznie umieszczony znak jednorazowego użytku, co uniemożliwia pomylenie go z narzędziem wielorazowym




- 2 części ostre są zabezpieczone nakładką



- 3 mimo jednorazowego przeznaczenia narzędzia charakteryzują się wysoką jakością, dbałością wykonania, wytrzymałością i precyzją



STERILE



- 4 wybrane narzędzia metalowe są zapakowane w wygodny dispenser, który umożliwia swobodne pobieranie narzędzi (podstawową jednostką sprzedaży jest dispenser)

- 5 część chwytana jest zawsze skierowana w stronę otwarcia opakowania

- 6 jałowe, z terminem ważności 5 lat

## Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla użytkownika:

- precyzyjne – bardzo dobre spasowanie
- profesjonalne – zaprojektowane przez i dla specjalistów
- łatwe do odróżnienia od narzędzi wielorazowych dzięki wyraźnemu oznaczeniu symbolem jednorazowego użytku
- gotowe do użycia – jałowe
- zawsze dostępne – brak czasochłonnych i kosztownych etapów przygotowania narzędzi do ponownego użycia:



Obieg narzędzi wielorazowego użytku



Obieg narzędzi jednorazowego użytku



przygotowanie narzędzi do użycia

rzeczywiste użycie narzędzi w trakcie procedury



## Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla pacjenta:

- najbezpieczniejsze dla pacjenta ze względu na jednorazowość i zapewnienie jakości przez TZMO SA



### ZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE NARZĘDZI METALOWYCH

dla wybranych narzędzi i zestawów wprowadzamy znakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację i odróżnienie od narzędzi wielorazowych

# JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

## spis treści

---

|                                                                                     |                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
|    | narzędzia metalowe                          | 4  |
|  | pęsety                                      |    |
|  | kleszcze                                    |    |
|  | imadła                                      |    |
|  | nożyczki                                    |    |
|  | uchwyty do skalpela                         |    |
|  | narzędzia i elementy plastikowe             | 10 |
|  | narzędzia                                   |    |
|  | pojemniki                                   |    |
|  | osłony                                      |    |
|  | pozostałe elementy                          | 12 |
|  | patyczki do wymazów                         |    |
|  | przykładowe zestawy Matoset z instrumentami | 13 |



## PĘSETY



pęseta chirurgiczna

pęseta anatomiczna

karbowany uchwyt  
dla pewniejszego trzymania

| TYP                                                                                 | KOŃCÓWKA                                                                             | DŁUGOŚĆ | INDEKS          | ILOŚĆ W DYSP. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| PĘSETY CHIRURGICZNE                                                                 |                                                                                      |         |                 |               |
| ADSON                                                                               |  | 12,5 cm | MA-291-PENS-004 | 25            |
| GILLIES                                                                             |  | 15 cm   | MA-291-PENS-006 | 25            |
|                                                                                     |  | 25 cm   | MA-291-PENS-007 | 25            |
| PĘSETY ANATOMICZNE                                                                  |                                                                                      |         |                 |               |
|  |  | 12,5 cm | MA-291-PENS-019 | 25            |
|                                                                                     |                                                                                      | 14 cm   | MA-291-PENS-005 | 25            |
|                                                                                     |                                                                                      | 30 cm   | MA-291-PENS-023 | 1             |
| DO UCHA                                                                             |   | 12,5 cm | MA-291-PENS-008 | 20            |
| DO NOSA                                                                             |   | 16 cm   | MA-291-PENS-009 | 20            |
| OKULISTYCZNA                                                                        |   | 10 cm   | MA-291-PENS-020 | 25            |

# KLESZCZE



PEAN



KOCHER



OKIENKOWE

| TYP | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | IŁOŚĆ W DYSP. |
|-----|----------|---------|--------|---------------|
|-----|----------|---------|--------|---------------|

## PEANY

ZAGIĘTE HALSTEAD-MOSQUITO



12,5 cm MA-291-KLE1-009 25

PROSTE HALSTEAD-MOSQUITO



12,5 cm MA-291-KLE1-038 25

PROSTE ROCHESTER-PEAN



14 cm MA-291-KLE1-004 25  
20 cm MA-291-KLE1-036 25

## KOCHERY



14 cm MA-291-KLE1-033 25  
18 cm MA-291-KLE1-032 25

## OKIENKOWE



25 cm MA-291-KLE1-034 25  
17 cm MA-291-KLE1-042 25


| TYP | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | ILOŚĆ W DYSP. |
|-----|----------|---------|--------|---------------|
|-----|----------|---------|--------|---------------|

MIXTER



15,5 cm MA-291-KLE1-043 10


ROZWIERACZ



16 cm MA-291-KLE1-041 7

IMADŁA

tzw. IGŁOTRZYMACZE



bransze  
wewnętrzne nacinanie



zamek blokujący

| TYP | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | ILOŚĆ W DYSP. |
|-----|----------|---------|--------|---------------|
|-----|----------|---------|--------|---------------|

IMADŁA



bransze gładkie

13 cm MA-291-KLE1-003 25



15 cm MA-291-KLE1-008 25



20 cm MA-291-KLE1-006 25

# NOŻYCZKI



tępo-tępe (T-T)



ostro-tępe (O-T)



ostro-ostre (O-O)

| TYP | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | ILOŚĆ W DYSP. |
|-----|----------|---------|--------|---------------|
|-----|----------|---------|--------|---------------|

## NOŻYCZKI T-T

### PROSTE



17 cm MA-291-NAT1-005 25

### ZAGIĘTE



|         |                 |    |
|---------|-----------------|----|
| 11,5 cm | MA-291-NAT1-028 | 25 |
| 15 cm   | MA-291-NAT1-004 | 25 |
| 18 cm   | MA-291-NAT1-017 | 25 |
| 20 cm   | MA-291-NAT1-009 | 25 |
| 23 cm   | MA-291-NAT1-016 | 25 |

## NOŻYCZKI O-T

### PROSTE



14 cm MA-291-NAT1-006 25


### ZAGIĘTE



15 cm MA-291-NAT1-008 25

| TYP                              | KOŃCÓWKA                                                                            | DŁUGOŚĆ                                                                                                                                                                    | INDEKS  | ILOŚĆ W DYSP.      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| NOŻYCZKI O-O                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |         |                    |
| PROSTE                           |    |       | 11 cm   | MA-291-NAT1-007 25 |
|                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 15 cm   | MA-291-NAT1-010 25 |
| ZAGIĘTE                          |    |       | 11 cm   | MA-291-NAT1-034 25 |
| NOŻYCZKI SPECJALISTYCZNE         |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |         |                    |
| DO PRZECINANIA PĘPOWINY          |  |   | 10,5 cm | MA-291-NAT1-012 25 |
| DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE T-T     |  |   | 14,5 cm | MA-291-NAT1-013 25 |
| DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE O-T     |   |   | 18 cm   | MA-291-NAT1-011 20 |
| OKULISTYCZNE YASARGIL PROSTE O-O |   |   | 16 cm   | MA-291-NAT1-029 25 |

## UCHWYTY DO SKALPELA



| TYP                 | ROZMIAR / DŁUGOŚĆ | INDEKS | IŁOŚĆ W DYSP. |
|---------------------|-------------------|--------|---------------|
| UCHWYTY DO SKALPELA |                   |        |               |



Nr 3  
długość 12,5 cm

MA-291-NAT2-003

25

Pasuje do ostrzy nr 10, 11, 12, 12d, 13, 14, 15, 15c, 16, 17



Nr 4  
długość 13,5 cm

MA-291-NAT2-004

25

Pasuje do ostrzy nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36

## RASPATORY

| TYP | ROZMIAR / DŁUGOŚĆ | INDEKS | IŁOŚĆ W DYSP. |
|-----|-------------------|--------|---------------|
|     |                   |        |               |



16 cm

MA-291-RASP-001

20

## NARZĘDZIA, POJEMNIKI, OSŁONY



| TYP       | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | ILOŚĆ W DYSP. |
|-----------|----------|---------|--------|---------------|
| NARZĘDZIA |          |         |        |               |

### PĘSETA ANATOMICZNA



13 cm      MA-291-PENS-018    20

### KLESZCZE PEAN



13 cm      MA-291-KLE1-037    25

### SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA



15,5 cm      MA-291-PAT1-017    20

### SZPATUŁKA Z GĄBKĄ DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO



14 cm      MA-291-PAT1-018    25

| TYP                | INDEKS | OP. HANDLOWE |
|--------------------|--------|--------------|
| ZACISK DO PĘPOWINY |        |              |



MA-291-KLEM-002

1



| TYP       | POJEMNOŚĆ | INDEKS | OP. HANDLOWE |
|-----------|-----------|--------|--------------|
| POJEMNIKI |           |        |              |



podziałka co 10 ml

60 ml

MA-291-POJ1-008

4

podziałka co 25 ml

125 ml

MA-291-POJ1-004

1

podziałka co 50 ml

250 ml

MA-291-POJ1-005

1

podziałka co 50 ml

500 ml

MA-291-POJ1-006

1



podziałka co 100 ml

1500 ml

MA-291-POJ1-018

1

6000 ml

MA-291-POJ1-028

1



na kable  
podziałka co 100 ml

2500 ml

MA-291-POJ1-021

1



nerkowaty z dzióbkiem  
podziałka co 100 ml

700 ml

MA-291-POJ1-022

1

| TYP    | ZASTOSOWANIE | INDEKS | OP. HANDLOWE |
|--------|--------------|--------|--------------|
| OSŁONY |              |        |              |



na uchwyt do lampy

MA-134-OSPE-016 1



na uchwyt z kołnierzem

MA-134-OSPE-022 1

## POZOSTAŁE ELEMENTY

| TYP                 | KOŃCÓWKA | DŁUGOŚĆ | INDEKS | OP. HANDLOWE |
|---------------------|----------|---------|--------|--------------|
| PATYCZKI DO WYMAZÓW |          |         |        |              |



15 cm MA-291-PAT1-008 10

15 cm MA-291-PAT1-009 30

15 cm MA-291-PAT1-003 5

# ZESTAWY MATOSET



## PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATOSET Z INSTRUMENTAMI



W ofercie zestawów Matoset dostępna jest bardzo szeroka gama narzędzi jednorazowego użytku.

| PRZEZNACZENIE    | INDEKS / SKŁAD |
|------------------|----------------|
| ZESTAW DO PORODU |                |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>MB-991-ZOL2-163</b>                                                             | sztuki |
| Serweta L2 113 cm x 90 cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką | 1      |
| Serweta L3 150 cm x 90 cm (do owinięcia zestawu)                                   | 1      |
| Podkład Soft 90 cm x 60 cm                                                         | 1      |
| Podkład Soft 60 cm x 60 cm                                                         | 1      |
| Ręczniczek włókninowy 80 cm x 60 cm                                                | 1      |
| Ręczniczek włókninowy 25 cm x 20 cm                                                | 6      |
| Kompres z gazy 17-nitkowy 12-warstwowy 7,5 cm x 7,5 cm                             | 30     |
| Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm                                           | 1      |
| Kleszczyki metalowe typu Pean 20 cm proste                                         | 1      |
| Kleszczyki metalowe do trzymania igły 20 cm                                        | 1      |
| Kleszczyki metalowe typu Rochester-Pean 14 cm proste                               | 1      |
| Nożyczki metalowe do cięcia krocza 18 cm                                           | 1      |
| Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm                                       | 1      |
| Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm                                    | 1      |
| Zacisk do pępowiny                                                                 | 1      |



| PRZEZNACZENIE              | INDEKS / SKŁAD |
|----------------------------|----------------|
| ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW |                |



|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| MA-991-ZBB2-011                                                   | sztuki |
|                                                                   |        |
| Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem              | 1      |
| Serweta FB 75 cm x 45 cm (do owinięcia zestawu)                   | 1      |
| Kompres włókninowy 4-warstwowy 30g/m <sup>2</sup> 7,5 cm x 7,5 cm | 5      |
| Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 20 cm x 20 cm                      | 3      |
| Pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm                             | 1      |
| Kleszczyki metalowe do trzymania igły 13 cm                       | 1      |
| Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm                              | 1      |
| Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm                   | 1      |

| PRZEZNACZENIE    | INDEKS / SKŁAD |
|------------------|----------------|
| ZESTAW ZABIEGOWY |                |



|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| MA-991-ZEB2-033                                             | sztuki |
|                                                             |        |
| Serweta SMS 60 cm x 40 cm z otworem 8 cm i przylepcem       | 1      |
| Serweta SMS 80 cm x 60 cm                                   | 1      |
| Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 30 cm x 30 cm                | 6      |
| Kleszczyki plastikowe typu kocher 13 cm                     | 1      |
| Kleszczyki metalowe do trzymania igły typu Mayo-Hegar 13 cm | 1      |
| Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm                        | 1      |
| Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm             | 1      |



[tzmo-global.com](http://tzmo-global.com)  
[matopat-global.com](http://matopat-global.com)

tel. 801 300 601  
fax 56 612 36 13