
Matoset Instrument

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO



JEDNORAZOWE

instrumety medyczne



 TZMO SA

Matoset INSTRUMENT

to gama jałowych narzędzi jednorazowego użytku

wybrana przez profesjonalistów i zarazem bezpośrednich użytkowników.
Idealne do wykorzystania na oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych,
jak i w gabinetach zabiegowych.

Dlaczego Matoset Instrument?

Narzędzia wykonane są:

- ze stali nierdzewnej (nieodbijającej światła),
- plastiku (trwałego i zapewniającego precyzję),
- innych surowców (drewna lub surowców mieszanych).

Instrumenty mogą być pakowane indywidualnie w wersji jałowej pod marką **MATOSSET INSTRUMENT** lub jako składniki jednorazowych jałowych zestawów zabiegowych i operacyjnych **MATOSSET**.



- 1 widocznie umieszczony znak jednorazowego użytku, co uniemożliwia pomylenie go z narzędziem wielorazowym



- 2 części ostre są zabezpieczone nakładką



- 3 mimo jednorazowego przeznaczenia narzędzia charakteryzują się wysoką jakością, dbałością wykonania, wytrzymałością i precyzją



- 4 wybrane narzędzia metalowe są zapakowane w wygodny dispenser, który umożliwia swobodne pobieranie narzędzi


- 5 część chwytana jest zawsze skierowana w stronę otwarcia opakowania

Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla użytkownika:

- precyzyjne – bardzo dobre spasowanie
- profesjonalne – zaprojektowane przez i dla specjalistów
- łatwe do odróżnienia od narzędzi wielorazowych dzięki wyraźnemu oznaczeniu symbolem jednorazowego użytku
- gotowe do użycia – jałowe
- zawsze dostępne – brak czasochłonnych i kosztownych etapów przygotowania narzędzi do ponownego użycia:

 czyszczenie
  kontrola
  pakietowanie
  etykietowanie
  sterylizacja

Obieg narzędzi wielorazowego użytku



Obieg narzędzi jednorazowego użytku



 przygotowanie narzędzi do użycia

 rzeczywiste użycie narzędzi w trakcie procedury

 czyszczenie
 kontrola
 pakietowanie
 etykietowanie

 sterylizacja
 dostawa
 użycie w szpitalu
 koszty na przywrócenie do ponownego użycia

 utylizacja
 zakup

Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla pacjenta:

- najbezpieczniejsze dla pacjenta ze względu na jednorazowość i zapewnienie jakości przez TZMO SA

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

spis treści

narzędzia metalowe 4

-  pęsety
-  kleszcze
-  imadła
-  nożyczki
-  uchwyty do skalpela

narzędzia i elementy plastikowe 10

-  narzędzia
-  pojemniki
-  osłony

pozostałe elementy 12

-  patyczki do wymazów
-  taśma medyczna mocująca
-  nerka tekturowa

przykładowe zestawy matoset z instrumentami 13



PĘSETY



pęseta chirurgiczna

pęseta anatomiczna

karbowany uchwyt
dla pewniejszego trzymania

TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	IŁOŚĆ W DYSK.
PĘSETY CHIRURGICZNE				
ADSON			MA-291-PENS-004	25
GILLIS			MA-291-PENS-006	25
			MA-291-PENS-007	25
PĘSETY ANATOMICZNE				
			MA-291-PENS-005	25
DO UCHA			MA-291-PENS-008	20
DO NOSA			MA-291-PENS-009	20

KLESZCZE



końcówka prosta

końcówka zgięta

zamek blokujący

TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	IŁOŚĆ W DYSP.
-----	---------	----------	--------	---------------

MOSQUITO ZAGIĘTE



-----12,5 cm



MA-291-KLE1-009

25

ROCHESTER-PEAN PROSTE



-----14 cm



MA-291-KLE1-004

25

ROCHESTER-PEAN PROSTE



-----20 cm



MA-291-KLE1-013

1*

* bez dyspensera

IMADŁA

tzw. IGŁOTRZYMACZE



bransze
wewnętrzne nacinanie



zamek blokujący

	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	IŁOŚĆ W DYSP.
  13 cm			MA-291-KLE1-003	25
  15 cm			MA-291-KLE1-008	25
  20 cm			MA-291-KLE1-006	25

NOŻYCZKI



tępo-tępo (T-T)



ostro-tępo (O-T)



ostro-ostre (O-O)

TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	ILOŚĆ W DYSK.
NOŻYCZKI				
ZAGIĘTE T-T	 15 cm	 	MA-291-NAT1-004	25
PROSTE T-T MAYO-STILLE	 17 cm	 	MA-291-NAT1-005	25
ZAGIĘTE T-T	 20 cm	 	MA-291-NAT1-009	25
PROSTE O-T	 14,5 cm	 	MA-291-NAT1-006	25

ZAGIĘTE O-T



MA-291-NAT1-008 25

PROSTE O-O



MA-291-NAT1-007 25

PROSTE O-O



MA-291-NAT1-010 25

TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	IŁOŚĆ W DYSP.
NOŻYCKI SPECJALISTYCZNE				

DO PRZECINANIA PĘPOWINY



MA-291-NAT1-012 25

DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE T-T



MA-291-NAT1-013 25

DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE O-T



MA-291-NAT1-011 20

UCHWYTY DO SKALPELA



TYP	ROZMIAR	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
-----	---------	--------	-----------------



Nr 3
długość 12,5 cm

MA-291-NAT2-001

1

Pasuje do ostrzy nr 10, 11, 12



Nr 4
długość 13,5 cm

MA-291-NAT2-002

1


Pasuje do ostrzy nr 22, 23, 24

NARZĘDZIA, POJEMNIKI, OSŁONY



TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
NARZĘDZIA				
PEŹSETA ANATOMICZNA				
		MA-291-KLE1-001	1	
	13 cm			
KLESZCZE PEAN				
		MA-291-KLEM-003	1	
	14 cm			
SZPATUŁKA Z GĄBKĄ DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO				
		MA-291-PAT1-004	1	
	14 cm			
SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA				
		MA-291-PAT1-001	1	
	15,5 cm			

TYP	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
ZACISK DO PĘPOWINY		
		MA-291-KLEM-002 1



TYP	POJEMNOŚĆ	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
POJEMNIKI			
	podziałka co 10 ml	60 ml	MA-291-POJ1-008 4
	podziałka co 25 ml	125 ml	MA-291-POJ1-004 1
	podziałka co 50 ml	250 ml	MA-291-POJ1-005 1
	podziałka co 50 ml	500 ml	MA-291-POJ1-006 1

TYP	ZASTOSOWANIE	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
OSŁONA			
	na uchwyt do lampy	MA-134-OSPE-016	1

POZOSTAŁE ELEMENTY



TYP	DŁUGOŚĆ	KOŃCÓWKA	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
PATYCZKI DO WYMAZÓW				



MA-291-PAT1-003	5
MA-291-PAT1-008	10
MA-291-PAT1-009	30

TYP	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
TAŚMA MEDYCZNA MOCUJĄCA - RZEP		



MA-134-TARZ-001	1
-----------------	---

TYP	POJEMNOŚĆ	INDEKS	OP. JEDNOSTKOWE
NERKA TEKSTUROWA			



500 ml	MA-291-POJ1-002	1
--------	-----------------	---

ZESTAWY MATOSET



PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATOSET Z INSTRUMENTAMI



PRZEZNACZENIE

INDEKS / SKŁAD

ZESTAW DO PORODU

MB-991-ZOL2-163

sztuki

Serweta L2 113 cm x 90 cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką	1
Serweta L3 150 cm x 90 cm (do owinięcia zestawu)	1
Podkład Soft 90 cm x 60 cm	1
Podkład Soft 60 cm x 60 cm	1
Ręczniczek włókninowy 80 cm x 60 cm	1
Ręczniczek włókninowy 25 cm x 20 cm	6
Kompres gazowy 17-nitkowy 12-warstwowy 7,5 cm x 7,5 cm	30
Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm	1
Kleszczyki metalowe typu Pean 20 cm proste	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły 20 cm	1
Kleszczyki metalowe typu Rochester-Pean 14 cm proste	1
Nożyczki metalowe do cięcia krocza 18 cm	1
Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1
Zacisk do pępowiny	1



ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW



MA-991-ZBB2-011

sztuki

Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1
Serweta FB 75 cm x 45 cm (do owinięcia zestawu)	1
Kompres włókninowy 4-warstwowy 30g/m ² 7,5 cm x 7,5 cm	5
Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 20 cm x 20 cm	3
Pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły 13 cm	1
Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1

ZESTAW ZABIEGOWY



MA-991-ZEB2-033

sztuki

Serweta TMS 60 cm x 40 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1
Serweta TMS 80 cm x 60 cm	1
Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 30 cm x 30 cm	6
Kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły typu Mayo-Hegar 13 cm	1
Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1

