















































SYMBOL	ZNACZENIE
	CE z numerem jednostki notyfikowanej – potwierdzenie spełnienia norm UE
	wyrób medyczny <i>Medical Device</i>
	producent
	data wytworzenia
	numer referencyjny wyrobu
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany parą wodną w nadciśnieniu
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany tlenkiem etylenu
	wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany radiacyjnie
	wyrób jałowy (sterylny); bez podania metody sterylizacji, gdy może być różna metoda
	wyrób niejadalny (niesterylny)
	numer serii
	termin przydatności wyrobu do użycia
	wyrób jednorazowego użytku
	nie sterylizować ponownie
	nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	wielokrotne użycie u jednego pacjenta
	wyrób niedopuszczony do kontaktu z żywnością
	wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością
	chronić przed światłem słonecznym
	przechowywać w suchym miejscu
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	informacja o zawartości lateksu w wyrobie
	informacja o braku lateksu w wyrobie
	wyrób zapewnia ochronę przed mikroorganizmami (na rękawicach)

	wyrób zapewnia ograniczoną ochronę przed substancjami chemicznymi (na rękawicach)
	konieczność zapoznania się z dołączoną do wyrobu ulotką / instrukcją używania
	wilgotność względna przechowywania
	„Zielony punkt” oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
	informacja o surowcu z jakiego wykonane jest dane opakowanie
	wyrzucić do kosza
	nie spłukiwać w toalecie
	wyrób jest apirogenny
	prać ręcznie
	maksymalna temperatura prania 40°C
	suszyć w pozycji pionowej
	nie prasować
	prasować w temperaturze max. 150°C
	nie chlorować (wybielać)
	nie czyścić chemicznie
	dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
	nie stosować bielenia
	wskaźnik z której strony należy otwierać opakowanie
	tą stroną do góry – pokazuje sposób ułożenia wyrobu w trakcie transportu
	obchodzić się ostrożnie z wyrobem
KJ	kontrola jakości – miejsce na pieczęć przebytej kontroli
	numer rejestracyjny dla Ukrainy – informuje od kiedy wyrób jest zarejestrowany
	numer rejestracyjny dla Rosji – informuje od kiedy wyrób jest zarejestrowany

Per. № ФСЗ 2012/12667
от 22.08.2012 г.