
































# PIKTOGRAMY MATOSET - INSTRUKCJA

Zasada odczytywania piktogramów - parametry wyrobu w jednej linii:



## Opis poszczególnych parametrów wyrobu:

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
<b>Ilość</b>		<b>Rodzaj wyrobu</b>	
1 (2 x 10)	1 sztuka przewiązanie: 2 x po 10 sztuk		serweta z włókniny:
<b>Rodzaj wyrobu</b>			- z przylepcem
	kompres, kompresy z nacięciem Y i O		- z otworem
			- z otworem i z przylepcem
	kompres neurochirurgiczny		- pod pośladki
	tupfery: kula, fasolka, sącdek, rożek, kaptur, groszek		- w kształcie litery T z otworem
	seton		- na stół do instrumentarium
	serweta operacyjna z tasiemką		pokrowiec na stolik Mayo
	podkład ginekologiczny Absorgyn		kieszka na płyny, taśma medyczna
	kompres chłonny, kompres wysokochłonny Absorba		
	opatrunek oczny, kompres na nos		
	podkład podgipsowy Matosoft		
	Tubula		
	bandaż z zapinką		

Piktogram	Wyjaśnienie	Piktogram	Wyjaśnienie
<b>Rodzaj wyrobu</b>		<b>Symbole</b>	
	<p>ręczniki do osuszania rąk</p> <p>pokrowiec z włókniny na nogę, pokrowiec z włókniny na rękę</p> <p>osłona na sprzęt medyczny, osłona na ramię C, osłona przewodów urządzeń medycznych Camera Cover</p> <p>fartuch chirurgiczny: Standard, Perfect, przedni, zarękawek, czepek pielęgniarski</p> <p>rękawica zabiegowa, rękawica chirurgiczna, maseczka z trokami, maseczka z gumką</p>	<p>13,17, 20  30 g/m<sup>2</sup>, 40 g/m<sup>2</sup> </p> <p> </p> <p>TMS, BP, Special, Comfort, TF, FB, PE</p> <p>  powder-free powdered</p> <p>17 , 4 </p>	<p>nitkowość gazy</p> <p>gramatura włókniny</p> <p>gaza z nitką rtg, włóknina z nitką rtg</p> <p>symbole włóknin i folii</p> <p>oznaczenia zawartości lateksu, pudru</p> <p>warstwowość gazy lub włókniny</p>
		<b>Rozmiar</b>	
	<p>pojemnik prostokątny, okrągły, tacka, osłona na lampę</p> <p>pojemnik dwukomorowy, trzykomorowy, nerka</p> <p>szpatułka do dezynfekcji, patyczek dowymazów, szpatułka laryngologiczna</p> <p>kleszczyki, imadło, nożyczki</p> <p>nożyk, ostrze</p> <p>pęseta plastikowa, zacisk do pępowiny, pęseta chirurgiczna</p> <p>strzykawka, igła, dren</p> <p>Cewnik Foley, worek na mocz, worek na narządy</p> <p>aparat do przetaczania płynów, venflon</p> <p>przylepiec</p> <p>opatrunek włókninowy Fixopore S</p> <p>opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul</p>	<p>320x180 (Ø8)</p> <p>1 m x 2 cm</p> <p>200 ml</p> <p>nr 11</p> <p>M, L, XL, XXL</p> <p>6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9</p> <p>XS, S, M, L, XL</p>	<p>320 cm x 180 cm, otwór o średnicy 8 cm</p> <p>1 m x 2 cm</p> <p>pojemność 200 ml</p> <p>numeracja używana przy ostrzach</p> <p>rozmiary fartuchów chirurgicznych</p> <p>rozmiary rękawic chirurgicznych</p> <p>rozmiary rękawic zabiegowych</p>