



KATALOG

DLA FARMACJI



SPIS TREŚCI



PROFESJONALNA OCHRONA STÓP

Plastry hydrokoloidowe

Comfort PLUS	4
---------------------------	---



PLASTRY NA WSZELKI WYPADEK

Zestawy plastrów

TRAVEL SET	6
FAMILY	7
AQUA STOP	8
UNIVERSAL	9
TRANSPARENT	10
KIDS ZOO	11
HAPPY	12
OPTIMED JUNIOR	13
HAPPY TATTOO	14
COMFORT	15
SPECIAL	16
CLASSIC	17

Plastry dla przemysłu spożywczego

BLUE STRIPS	18
--------------------------	----

Plastry do cięcia

SOFT	19
CLASSIC	20



LECZENIE RAN

Opatrunki profesjonalne

MEDISORB F	22
FIXOPORE F	23
FIXOPORE S	24
CANNULA PLAST	25
CODOSIL ADHESIVE	26

Opatrunki tradycyjne

MATOCOMP kompresy z gazy	27
MATOVRIES	29
MATOCOMP gaza opatrunkowa	30

Przylepce mocujące

SOFT	31
CLASSIC	32

Bandaż

MATOVIS	33
MATOLAST	34
MATOPAT UNIVERSAL	35
MATOFIX COHESIVE	36

Bandaż specjalistyczne

MATOPRESS	37
CODOBAN	38

Siatki opatrunkowe

CODOFIX	39
----------------------	----



PRODUKTY CHŁONNE

Produkty chłonne

ABSORGYN	41
WATA	42



RĘKAWICE ZABIEGOWE

Rękawice


LATEKSOWE	44
NITRYLOWE	45
WINYLOWE	46



PROFESJONALNA OCHRONA STÓP


Plastry hydrokoloidowe

- najwyższej jakości
- przebadane zgodnie z normą ISO 10993, biogodne – nie uczulają, nie drażnią, nie są cytotoksyczne
- hydrokoloid działa na ranie jak „warstwa nowej skóry”
- w ranach tworzą optymalne warunki dla gojenia, minimalizują odczucie bólu
- minimalizują uciski i tarcie oraz urazy mechaniczne
- stanowią barierę dla wody, brudu oraz bakterii
- bezbarwne, wtapiają się w koloryt skóry
- chłonne
- mają optymalnie dobraną grubość: grubsze na środku – lepiej chłoną
- zaokrąglone, cienkie brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu
- sterylne w wersji S i M, idealne do leczenia drobnych skaleczeń



Opatrunki wykonane z hydrokoloidu od lat wykorzystywane są w profesjonalnym leczeniu ran trudno gojących, takich jak odleżyny czy owrzodzenia podudzi.


PLASTRY hydrokoloidowe



COMFORT PLUS

LECZĄ OTARCIA I PĘCHERZE

- Plastry hydrokoloidowe – pierwsza pomoc na pęcherze.
- Tworzą w ranie wilgotne środowisko, które przyspiesza proces gojenia i minimalizuje odczucie bólu.
- Plastry redukują ucisk i tarcie, mogą pozostawać na skórze do 7 dni, czyli 7 razy dłużej niż zwykłe plastry.



ZASTOSOWANIE

profilaktyka i leczenie pęcherzy, w wersji sterylnej idealne również do leczenia drobnych ran, skaleczeń, otarć i oparzeń



STERYLNE

ARTYKUŁ	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ W DYSPENSERZE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMMM - 075	5 szt. × 17 mm × 48 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.
MA - 167 - MMMM - 076	5 szt. × 29 mm × 59 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.

NIESTERYLNE

ARTYKUŁ	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ W DYSPENSERZE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMMM - 077	5 szt. × 42 mm × 68 mm	6 op. × 5 szt.	60 op. × 5 szt.




PLASTRY

NA WSZELKI WYPADEK

Zestawy plastrów

Plastry do cięcia



- najwyższej jakości
- przebadane zgodnie z normą ISO 10993, biogodne – nie uczulają, nie drażnią, nie są cytotoksyczne
- stanowią barierę dla zanieczyszczeń
- chłonne, wkład chłonny zabezpieczony specjalną siateczką, która zapobiega jego przyklejaniu się do rany
- zastosowany klej zapewnia pewne i długotrwałe mocowanie, nawet gdy plaster zostanie pomoczony
- zaokrąglone, cienkie brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu
- przepuszczalne dla powietrza pozwalają skórze „oddychać”
- delikatne, elastyczne, łatwo dostosowują się do kształtu ciała

ZESTAW plastrów

TRAVEL SET

IDEALNE W PODRÓŻY

- Jedno opakowanie zawiera szeroki wachlarz plastrów wykonanych z różnych materiałów, w różnych rozmiarach.
- Taka różnorodność pozwala zabezpieczyć podstawowe rany, które mogą przydarzyć się w podróży.
- Małe opakowanie zestawu zmieści się w każdym plecaku czy walizce, dzięki czemu zawsze możesz mieć zestaw przy sobie.



ZASTOSOWANIE

dla ochrony drobnych ran i otarć w podróży oraz na wakacjach



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMMM - 083	CLASSIC 2 szt. × 6 cm × 10 cm FIXOPORE S 2 szt. × 5 cm × 7,6 cm UNIVERSAL 4 szt. × 25 mm × 76 mm KIDS ZOO 4 szt. × 19 mm × 76 mm UNIVERSAL 5 szt. × 15 mm × 58 mm UNIVERSAL 4 szt. × 9 mm × 38 mm UNIVERSAL 4 szt. × Ø 22 mm	25	12

ZESTAW plastrów

FAMILY


RODZINNA MINI APTECZKA

- Niezastąpiony zestaw plastrów dla całej rodziny.
- Opakowanie zawiera szeroki wachlarz plastrów wykonanych z różnych materiałów i w różnych rozmiarach.
- Taka różnorodność pozwala spełnić wszystkie gusta i potrzeby domowników.



ZASTOSOWANIE


dla ochrony drobnych ran i otarć skóry w domu



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA		ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 046	CLASSIC	1 szt. × 6 cm × 10 cm	17	12
	SOFT	1 szt. × 6 cm × 10 cm		
	AQUA STOP	1 szt. × 50 mm × 76 mm		
	UNIVERSAL	4 szt. × 25 mm × 76 mm		
	UNIVERSAL	4 szt. × 15 mm × 58 mm		
	HAPPY	2 szt. × 19 mm × 76 mm		
	TRANSPARENT	4 szt. × Ø 22 mm		

ZESTAW plastrów



AQUA STOP

WODOODPORNE

- Plastry wykonane z cienkiego, beżowego, wodoszczelnego filmu poliuretanowego, elastyczne i „oddychające”.
- 100% ochronę przed wodą gwarantuje również szeroki pasek kleju wokół wkładu chłonnego, który dobrze stabilizuje plaster i nie pozwala na wnikanie wody.
- W zestawie znajdują się 4 różne rozmiary, w tym jeden bardzo duży 5 cm x 7,6 cm.



ZASTOSOWANIE

do ochrony przed wodą drobnych ran, skaleczeń i otarć



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 010	2 szt. × 50 mm × 76 mm 4 szt. × 25 mm × 76 mm 8 szt. × 19 mm × 76 mm 4 szt. × 38 mm × 38 mm	18	12

ZESTAW plastrów



UNIVERSAL

EKONOMICZNE

- Cienkie plastry w kolorze beżowym, dobrze dostosowują się do konturów ciała.
- Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów plastrów, które pozwalają zabezpieczyć różnej wielkości skaleczenia.



ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 0004	4 szt. × 25 mm × 76 mm 6 szt. × 19 mm × 76 mm 4 szt. × 15 mm × 58 mm 4 szt. × 9 mm × 38 mm 2 szt. × Ø 22 mm	20	12
MA - 167 - MMMM - 032	100 szt. × 25 mm × 76 mm	100	10
MA - 167 - MMMM - 033	100 szt. × 19 mm × 76 mm	100	14

ZESTAW plastrów



TRANSPARENT

PRZEZROCZYSTE

- Transparentne plastry z beżowym wkładem chłonnym, są prawie niewidoczne na skórze.
- Cienkie, dobrze dostosowują się do konturów ciała.
- Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów, które pozwalają zabezpieczyć różnej wielkości skaleczenia.



ZASTOSOWANIE

do dyskretnej ochrony drobnych ran, np. na twarzy, rękach czy szyi (na przykład po goleniu)



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 005	4 szt. × 25 mm × 76 mm 6 szt. × 19 mm × 76 mm 4 szt. × 15 mm × 58 mm 4 szt. × 9 mm × 38 mm 2 szt. × Ø 22 mm	20	12
MA - 167 - MMMM - 035	100 szt. × Ø 22 mm	100	10

ZESTAW plastrów

KIDS ZOO

WESOŁE ZWIERZAKI

- Plastry w jaskrawych kolorach, z bajecznym nadrukiem wizerunku zwierząt: lwa, żyrafy i zebry.
- Zabawne miny zwierząt rozśmieszają i odwracają uwagę od skaleczenia.
- Wykonane z bezpiecznych i przebadanych surowców.



ZASTOSOWANIE

do ochrony drobnych ran i otarć szczególnie u dzieci



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMMM - 082	12 szt. × 19 mm × 76 mm	12	12

ZESTAW plastrów



HAPPY

GARFIELD

- Plastry w jaskrawych kolorach, z nadrukiem wizerunku kota Garfielda.
- Zabawne miny Garfielda rozbawiają i odwracają uwagę od skaleczenia.
- Wykonane z bezpiecznych i przebadanych surowców.



ZASTOSOWANIE

do ochrony drobnych ran i otarć szczególnie u dzieci



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 006	2 szt. × 25 mm × 76 mm 10 szt. × 19 mm × 76 mm	12	12
MA - 167 - MMMM - 034	100 szt. × 19 mm × 76 mm	100	14

PLASTRY okulistyczne dla dzieci



OPTIMED JUNIOR

DO TERAPII WAD WZROKU

- Plastry o specjalnym kształcie dostosowanym do oka, wykonane z delikatnej, beżowej włókniny.
- Wkład chłonny posiada ciemną warstwę filtrującą światło, która dobrze izoluje oko od środowiska zewnętrznego.
- Aby zwiększyć komfort noszenia i zdejmowania plastra, klej został nałożony paskowo.
- Wybór oka poddawanego terapii oraz czas zakrycia określa lekarz.



ZASTOSOWANIE

do zasłaniania zdrowego oka w terapii wad wzroku u dzieci



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 081	10 szt. × 6 cm × 4,8 cm	10	12

ZESTAW plastrów



HAPPY TATTOO

WODOSZCZELNE TATUAŻE

- Plastry imitujące tatuaż.
- Wykonane z ultracienkiego, przezroczystego poliuretanu, który działa na ranie jak „nowa warstwa skóry”.
- Poliuretan od lat wykorzystywany jest w profesjonalnym leczeniu ran.
- Wodoszczelne, stanowią barierę dla wody, brudu oraz bakterii.
- Wykonane z bezpiecznych i przebadanych surowców.



ZASTOSOWANIE

do wodoszczelnej ochrony drobnych ran, skaleczeń i otarć szczególnie u dzieci



NIESTERYLNE


INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	IŁOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 049	12 szt. × 25 mm × 57 mm	12	12

ZESTAW plastrów

COMFORT

OCHRONA PRZED UCISKIEM

- Plastry wykonane z grubej pianki, dzięki której spada ryzyko otarć i powstania odcisków.
- Zapewniają komfort na każdym kroku.



ZASTOSOWANIE


dla ochrony drobnych ran, skaleczeń i otarć skóry w miejscach szczególnie narażonych na mechaniczne uszkodzenia (na przykład na stopach)



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 009	4 szt. × 25 mm × 76 mm 8 szt. × 19 mm × 76 mm	12	12

ZESTAW plastrów



SPECIAL

OCHRONA DŁONI

- Zestaw zawiera plastry specjalnie zaprojektowane do opatrywania ran na dłoni.
- Każdy kształt ma inne zastosowanie „klepsydra” – umożliwia precyzyjną ochronę końcówek palców, natomiast „H” zabezpiecza stawy dłoni i obszary między palcami.
- Trwałe i elastyczne, dobrze przylegają, nawet podczas ruchu palców.



ZASTOSOWANIE


idealne do ochrony drobnych ran na koniuszkach palców oraz obszarów między palcami



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 008	4 szt. × kształt „H” 8 szt. × kształt „X”	12	12

ZESTAW plastrów



CLASSIC


DLA AKTYWNYCH

- Elastyczne i wytrzymałe plastry wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału.
- Dzięki dużej elastyczności idealnie przylegają do skóry i zapewniają pełną swobodę ruchów.



ZASTOSOWANIE

rekomendowane dla ochrony drobnych ran, skaleczeń i otarć skóry na stawach



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 007	4 szt. × 25 mm × 76 mm 8 szt. × 19 mm × 76 mm	12	12

PLASTRY dla przemysłu spożywczego

BLUE STRIPS

WYKRYWALNE PRZEZ
DETEKTOR METALI

- Plastry wykrywalne przez detektor metali zaprojektowane zostały do użytku w przedsiębiorstwach produkujących żywność.
- Wprowadzony do plastrów element wykrywalny przez detektor pomaga zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności w trakcie procesu produkcyjnego.
- Dodatkowym zabezpieczeniem jest ich niebieski kolor, który sprawia, że są zawsze widoczne.
- Zapakowane w plastikowe pudełko wielokrotnego użytku, które chroni plastry przed zabrudzeniem i zamoczeniem.



ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia drobnych ran, skaleczeń i otarć
w firmach stosujących detektory metali



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMMM - 003	200 szt. × 19 mm × 72 mm	200	14

PLASTER do cięcia



SOFT

MIĘKKI | ODDYCHAJĄCY

- Plaster o długości 1 m przeznaczony do samodzielnego cięcia.
- Dzięki tej możliwości zawsze można dobrać odpowiedni rozmiar plastra do rany.
- Wykonany z delikatnej, białej włókniny, która pozwala skórze "oddychać".
- Polecany dla skóry wrażliwej.
- Dostępny również w wersji o długości 10 cm.



ZASTOSOWANIE

do ochrony drobnych ran u osób o delikatnej skórze



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 037	6 cm × 100 cm	1	12
MA - 167 - MMPL - 038	8 cm × 100 cm	1	12
MA - 167 - MMMM - 041	6 cm × 10 cm	100	12

PLASTER do cięcia



CLASSIC

WYTRZYMAŁY

- Plaster o długości 1 m przeznaczony do samodzielnego cięcia.
- Dzięki tej możliwości zawsze można dobrać odpowiedni rozmiar plastra do rany.
- Wykonany z tkaniny bawełnianej z dodatkiem nylonu.
- Jest niezwykle wytrzymały i elastyczny.
- Idealnie przykleja się do skóry i nie krępuje ruchów ciała.
- Dostępny również w wersji o długości 10 cm.



ZASTOSOWANIE

do zabezpieczenia skaleczeń i otarć umiejscowionych na kolanach, łokciach i innych stawach oraz tam, gdzie potrzebny jest elastyczny i wytrzymały plaster



NIESTERYLNE

INDEKS	ZESTAW ZAWIERA	ILOŚĆ SZTUK W ZESTAWIE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
MA - 167 - MMPL - 039	6 cm × 100 cm	1	12
MA - 167 - MMPL - 040	8 cm × 100 cm	1	12
MA - 167 - MMMM - 042	6 cm × 10 cm	100	12



LECZENIE RAN

Opatrunki profesjonalne

Opatrunki tradycyjne

Przylepce mocujące

Bandaże mocujące

Bandaże kompresyjne

Siatki opatrunkowe



Co oznacza proces sterylizacji?

Proces sterylizacji opatrunku lub plastra definiuje się jako działania prowadzące do pozbowienia tych wyrobów wszystkich żywych mikroorganizmów oraz ich form przetrwalnych.

Przewaga plastrów sterylnych:

Sterylne opatrunki i plastry stanowią najbezpieczniejszy rodzaj ochrony dla ran, w których doszło do przerwania ciągłości skóry, ponieważ są najczystszy biologicznie materiałem opatrunkowym.

OPATRUNKI profesjonalne



MEDISORB F

STERYLNY POLIURETANOWY OPATRUNEK
FOLIOWY

Wykonany jest z ultracienkiego, przezroczystego poliuretanu, który działa na ranie jak „nowa warstwa skóry”. Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko, w którym rana goi się szybciej i bez powstania strupa. Brak strupa minimalizuje powstanie blizny. Opatrunek na zewnątrz jest wodoszczelny i stanowi barierę dla wody, brudu oraz bakterii, od środka jest przepuszczalny dla pary wodnej, pozwala skórze „oddychać”. Jest przezroczysty, co pozwala na wzrokową kontrolę rany w procesie gojenia.



ZASTOSOWANIE

- do leczenia drobnych oparzeń, miejsc, z których pobrano przeszczep, odleżyn I i II stopnia, ran pooperacyjnych, otarć i skaleczeń; może być stosowany profilaktycznie jako opatrunek dla ochronny skóry narażonej na odleżyny lub otarcia



STERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 152 - RATG - 109	6 cm × 7 cm	5	24
MA - 152 - RATG - 036	10 cm × 12 cm	50	8
MA - 152 - RATG - 110	10 cm × 12 cm	5	25

OPATRUNKI profesjonalne

FIXOPORE F

STERYLNY OPATRUNEK FOLIOWY
Z WKŁADEM CHŁONNYM

Opatrunek wykonany jest z ultracienkiego, przezroczystego poliuretanu, który działa na ranie jak „nowa warstwa skóry”. Na zewnątrz wodoszczelny, stanowi barierę dla wody, brudu oraz bakterii, od środka przepuszczalny dla pary wodnej, pozwala skórze „oddychać”. Centralnie rozmieszczony wkład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością, a zabezpieczenie z mikrosiateczki chroni przed jego przywieraniem do rany czy szwów pooperacyjnych. Zaokrąglone brzegi zabezpieczają przed przypadkowym odklejeniem. Nie zawiera lateksu.



ZASTOSOWANIE

- do wodoszczelnego, sterylnego opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych ran wydzielających, skaleczeń czy otarć; dzięki zaawansowanemu materiałowi, z którego są wykonane, nie muszą być zmieniane codziennie



STERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 161 - MMMM - 201	5 cm x 7,2 cm	50	30
MA - 161 - MMMM - 202	10 cm x 6 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 203	8 cm x 15 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 204	10 cm x 20 cm	50	6

OPATRUNKI profesjonalne

FIXOPORE S

STERYLNY OPATRUNEK WŁÓKNINOWY
Z WKŁADEM CHŁONNYM

Opatrunek wykonany jest z białej, elastycznej włókniny, dzięki której świetnie dopasowuje się do kształtów ciała i nie ogranicza ruchów pacjenta. Porowata struktura podłoża pozwala skórze „oddychać”. Wkład chłonny rozmieszczony centralnie charakteryzuje się wysoką chłonnością, a zabezpieczenie z mikrosiateczki chroni przed jego przywieraniem do rany czy szwów pooperacyjnych. Zaokrąglone brzegi zabezpieczają przed przypadkowym odklejeniem.

Szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach.



ZASTOSOWANIE

- do sterylnego opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych ran wydzielających, skaleczeń czy otarć; w wersji owalnej przeznaczony jest do opatrywania ran pooperacyjnych oka



STERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 161 - MMMM - 040	5 cm × 7,2 cm	100	15
MA - 161 - MMMM - 041	8 cm × 15 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 090	10 cm × 6 cm	3	30
MA - 161 - MMMM - 091	10 cm × 8 cm	3	30
MA - 161 - MMMM - 042	10 cm × 6 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 043	10 cm × 8 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 044	10 cm × 20 cm	50	6
MA - 161 - MMMM - 045	10 cm × 25 cm	25	8
MA - 161 - MMMM - 046	10 cm × 30 cm	25	12
MA - 161 - MMMM - 047	10 cm × 35 cm	25	9
MA - 161 - MMMM - 063	6,5 cm × 9,5 cm owalny	50	6

OPATRUNKI profesjonalne



CANNULA PLAST

STERYLNY OPATRUNEK
DO MOCOWANIA KANIUL

Podłoże wykonane jest z białej, elastycznej włókniny, dzięki której opatrunek świetnie dopasowuje się do ciała. Posiada specjalne nacięcie, które ułatwia aplikację opatrunku oraz zapewnia szybkie ustabilizowanie i zabezpieczenie kaniuli w miejscu wkłucia.

Dodatkowy wkład chłonny stanowi podkładkę pod stopkę kaniuli. Opatrunek nie ogranicza naturalnych funkcji skóry – przepuszcza parę i powietrze.



ZASTOSOWANIE

- do sterylnego mocowania i ochrony kaniul



STERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 161 - MMMM - 038	5,8 cm x 8 cm	50	45
MA - 161 - MMMM - 069	7,2 cm x 5 cm	50	45

OPATRUNKI profesjonalne



CODOSIL ADHESIVE

SILIKONOWY OPATRUNEK
DO REHABILITACJI BLIZN I BLIZNOWCÓW

Nowoczesny opatrunek warstwowy służący do rehabilitacji przerostowych blizn i bliznowców. Świetnie nadaje się do leczenia czerwonych, przerostowych blizn, a także do stosowania przy kompresyjnej terapii leczenia rozległych blizn pooparzeniowych przy użyciu ubrań uciskowych Codopress. Regularnie noszony opatrunek wygładza bliznę, redukuje zaczerwienienie i zmniejsza uczucie swędzenia.

Codosil ADHESIVE przeznaczony jest do wielokrotnego użytku. Może być cięty i dopasowany do rozmiaru i kształtu blizny, w zależności od wielkości rany.



ZASTOSOWANIE

- w leczeniu i rehabilitacji przerostowych blizn i bliznowców;
- profilaktycznie u osób ze skłonnością do tworzenia się rozległych blizn i keloidów



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 152 - RATG - 116	7 cm × 7 cm	1	10
MA - 152 - RATG - 117	7 cm × 14 cm	1	10
MA - 152 - RATG - 118	14 cm × 14 cm	1	10

OPATRUNKI tradycyjne



MATOCOMP

KOMPRESY Z GAZY

Kompresy wykonane w 100% z gazy bawełnianej 13- lub 17-nitkowej, białej bezchlorowo. Każdy kompres cechuje wysoka chłonność. Stanowią podstawowy materiał stosowany do opatrywania ran. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

W wersji sterylnej kompresy dostępne w saszetkach peel-pack zapakowanych w kartonik-dyspenser. Opakowanie typu peel-pack umożliwia bezpyłowe, higieniczne otwieranie bez konieczności przedzierania papieru. W pojedynczej saszetce znajduje się 3 lub 5 kompresów, z których każdy jest dodatkowo indywidualnie zapakowany.



ZASTOSOWANIE

- w wersji sterylnej do opatrywania ran i otarć;
- wersja niesterylna przed aplikacją na ranę powinna być poddana sterylizacji



STERYLNE GAZA 17-NITKOWA

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8 - WARSTWOWE			
MA - 102 - PS03 - 001	5 cm × 5 cm	20 x 3 szt.	9
MA - 102 - PS03 - 002	7 cm × 7 cm	20 x 3 szt.	8
MA - 102 - PS03 - 003	9 cm × 9 cm	20 x 3 szt.	10
12 - WARSTWOWE			
MA - 102 - PS03 - 004	5 cm × 5 cm	20 x 3 szt.	12
MA - 102 - PS03 - 005	7 cm × 7 cm	20 x 3 szt.	6
MA - 102 - PS03 - 006	9 cm × 9 cm	20 x 3 szt.	8
MA - 102 - PS05 - 001	5 cm × 5 cm	15 x 5 szt.	
MA - 102 - PS05 - 002	7 cm × 7 cm	15 x 5 szt.	
MA - 102 - PS05 - 003	9 cm × 9 cm	15 x 5 szt.	

NIESTERYLNE GAZA 17-NITKOWA

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8 - WARSTWOWE			
MA - 101 - A100 - 001	5 cm × 5 cm	100	40
MA - 101 - A100 - 002	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 003	10 cm × 10 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 004	10 cm × 20 cm	100	10
12 - WARSTWOWE			
MA - 101 - A100 - 005	5 cm × 5 cm	100	30
MA - 101 - A100 - 006	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 007	10 cm × 10 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 038	10 cm × 20 cm	100	5

NIESTERYLNE GAZA 13-NITKOWA

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
8 - WARSTWOWE			
MA - 101 - A100 - 011	5 cm × 5 cm	100	40
MA - 101 - A100 - 012	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 013	10 cm × 10 cm	100	10
12 - WARSTWOWE			
MA - 101 - A100 - 014	5 cm × 5 cm	100	40
MA - 101 - A100 - 015	7,5 cm × 7,5 cm	100	10
MA - 101 - A100 - 016	10 cm × 10 cm	100	10

OPATRUNKI tradycyjne



MATOVLIES

KOMPRESY Z WŁÓKNINY

4-warstwowe kompresy wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny kompresowej 30 lub 40 g. Spoista struktura wyrobu wyklucza luźne włókna. Każdy kompres cechuje się bardzo wysoką chłonnością. Stanowią delikatną alternatywę dla kompresów wykonanych z gazy. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

ZASTOSOWANIE

- w wersji sterylnej do delikatnego opatrywania wszelkiego rodzaju ran;
- wersja niesterylna przed aplikacją na ranę powinna być poddana sterylizacji



INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
STERYLNE WŁÓKNINA 40 g			
4 - WARSTWOWE			
MA - 104 - B003 - 004	5 cm × 5 cm	3	500
MA - 104 - B003 - 005	7,5 cm × 7,5 cm	3	500
MA - 104 - B003 - 006	10 cm × 10 cm	3	300
MA - 104 - B005 - 004	5 cm × 5 cm	5	300
MA - 104 - B005 - 005	7,5 cm × 7,5 cm	5	300
MA - 104 - B005 - 006	10 cm × 10 cm	5	240
NIESTERYLNE WŁÓKNINA 40 g			
4 - WARSTWOWE			
MA - 103 - A100 - 004	5 cm × 5 cm	100	48
MA - 103 - A100 - 005	7,5 cm × 7,5 cm	100	20
MA - 103 - A100 - 006	10 cm × 10 cm	100	20
MA - 103 - A100 - 029	10 cm × 20 cm	100	10
NIESTERYLNE WŁÓKNINA 30 g			
4 - WARSTWOWE			
MA - 103 - A100 - 001	5 cm × 5 cm	100	60
MA - 103 - A100 - 002	7,5 cm × 7,5 cm	100	28
MA - 103 - A100 - 003	10 cm × 10 cm	100	20
MA - 103 - A100 - 030	10 cm × 20 cm	100	10

OPATRUNKI tradycyjne



MATOCOMP

GAZA OPATRUNKOWA

Gaza wykonana w 100% z gazy bawełnianej 13- lub 17-nitkowej, bielonej bezchlorowo.

Cechuje się wysoką chłonnością i ma neutralny wskaźnik pH.

Stanowi podstawowy materiał opatrunkowy stosowany do opatrywania ran.

Dostępna w rozmiarach: 1 m², 1/2 m².



ZASTOSOWANIE

- w wersji sterylnej do opatrywania ran i otarć;
- wersja niesterylna przed aplikacją na ranę powinna być poddana sterylizacji

STERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	TYP GAZY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 107 - MMMM - 001	1 m ²	17-nitkowa	1	40
MA - 107 - MMMM - 010	1 m ²	17-nitkowa	2 × 1 szt.	60
MA - 107 - MMMM - 002	1/2 m ²	17-nitkowa	1	100
MA - 107 - MMMM - 004	1 m ²	13-nitkowa	1	40
MA - 107 - MMMM - 005	1/2 m ²	13-nitkowa	1	100

NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	TYP GAZY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 108 - MMMM - 001	1 m ²	17-nitkowa	1	60
MA - 108 - MMMM - 002	1/2 m ²	17-nitkowa	1	100

PRZYLEPCE mocujące

SOFT

HYPOALERGICZNY PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY

Delikatny przylepiec włókninowy, szczególnie polecany dla osób o wrażliwej skórze. Mikroporowata włóknina pozwala skórze oddychać i zapobiega maceracji. Zastosowany klej zapobiega powstawaniu podrażnień. Łatwo i delikatnie odkleja się, nie pozostawiając śladów na skórze. Struktura plastra pozwala na łatwe przerwanie bez użycia nożyczek.



ZASTOSOWANIE

- do podtrzymywania opatrunków i lekkich elementów medycznych (sond, cewników i innych)



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 161 - MMMM - 061	1,25 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	38
MA - 161 - MMMM - 062	2,5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	22
MA - 161 - MMMM - 095	5 cm × 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	12
MA - 161 - MMMM - 308 wersja limitowana	5 cm × 9,14 m	1 szpulka z plastikową nakładką	12

PRZYLEPCE mocujące

CLASSIC

PRZYLEPIEC TKANINOWY

Wykonany jest w 100% z tkaniny bawełnianej, co sprawia, że jest niezwykle wytrzymały. Idealnie przykleja się do skóry i nie krępuje ruchów ciała. Pokryty jest klejem z dodatkiem tlenku cynku, który zmniejsza ryzyko podrażnień. Wysoka wytrzymałość i przylepność daje gwarancję bezpiecznego i trwałego mocowania opatrunków.



ZASTOSOWANIE

- do podtrzymywania opatrunków i cięższych elementów medycznych



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 166 - MMMM - 021	1,25 cm x 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	38
MA - 166 - MMMM - 022	2,5 cm x 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	22
MA - 166 - MMMM - 082	5 cm x 5 m	1 szpulka z plastikową nakładką	12

BANDAŻE



MATOVIS

BANDAŻ NIEELASTYCZNY PODTRZYMUJĄCY WISKOZOWY

Lekki, dziany bandaż podtrzymujący, którego założenie nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

Komfort nakładania i użytkowania zapewniają niestrzępiące się brzegi i brak wystających nitek.

Wysoka przepuszczalność powietrza sprawia, że wyrób jest przyjazny dla skóry.

Bandaż pakowany jest indywidualnie, w opakowania z kolorową kodyfikacją rozmiaru, która ułatwia pracę farmaceutów.

Wyrób jednorazowego użytku.



ZASTOSOWANIE

- do mocowania opatrunków na ranach



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 122 - PE40 - 101	5 cm × 4 m	1	180
MA - 122 - PE40 - 102	10 cm × 4 m	1	125
MA - 122 - PE40 - 103	15 cm × 4 m	1	90



MATOLAST

BANDAŻ ELASTYCZNY PODTRZYMUJĄCY
TKANY

Lekki, wyjątkowo miękki i elastyczny bandaż podtrzymujący, którego założenie nie sprawia, żadnego problemu.

Stanowi wygodną alternatywę dla bandaży nieelastycznych.

Dzięki wysokiej elastyczności prawidłowo założony bandaż nie uciska nadmiernie zabezpieczanych miejsc, ale dobrze się trzyma.

Komfort użytkowania zapewniają niestrzępiące się brzegi i brak wystających nitek.

Wysoka przepuszczalność powietrza sprawia, że bandaż jest przyjazny dla skóry.

Każdy bandaż pakowany jest indywidualnie.

Wyrób jednorazowego użytku.

Rozciągliwość: około 150%.



ZASTOSOWANIE

- do mocowania opatrunków, szczególnie na stawach, a także na innych częściach ciała, gdzie tradycyjne, nieelastyczne bandaże są niewystarczające



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 123 - LA40 - 025	6 cm x 4 m	1	80
MA - 123 - LA40 - 026	8 cm x 4 m	1	60
MA - 123 - LA40 - 027	10 cm x 4 m	1	60
MA - 123 - LA40 - 028	12 cm x 4 m	1	40
MA - 123 - LA40 - 029	15 cm x 4 m	1	40

BANDAŻE



MATOPAT UNIVERSAL

UNIWERSALNY BANDAŻ ELASTYCZNY

Wysokiej jakości elastyczny bandaż z zapinką wykonany jest z kombinacji włókien naturalnych i syntetycznych.

Odpowiednia proporcja składników zapewnia stałą elastyczność wyrobu nawet po wielu praniach.

Krepowa struktura wyrobu skutecznie zapobiega zsuwaniu się wykonanego opatrunku, a 65% zawartość bawełny gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

Każdy bandaż pakowany jest indywidualnie, w opakowania z kolorową kodyfikacją rozmiaru, która ułatwia pracę farmaceutów.

Wyrób wielorazowego użytku.

Rozciągliwość: około 120%.



ZASTOSOWANIE WSZECHSTRONNE

- do mocowania opatrunków oraz jako bandaż odciążający w profilaktyce i leczeniu urazów układu ruchu, np. skręceń czy nadwyrężeń



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
W KARTONIKU			
MA - 123 - UN50 - 021	8 cm × 5 m	1	45
MA - 123 - UN50 - 022	10 cm × 5 m	1	45
MA - 123 - UN50 - 023	12 cm × 5 m	1	30
MA - 123 - UN50 - 024	15 cm × 5 m	1	30
W OPAKOWANIU FOLIOWYM			
MA - 123 - UN50 - 031	8 cm × 5 m	1	60
MA - 123 - UN50 - 032	10 cm × 5 m	1	60
MA - 123 - UN50 - 033	12 cm × 5 m	1	40
MA - 123 - UN50 - 034	15 cm × 5 m	1	40
MA - 123 - UN40 - 021	8 cm × 4 m	1	60
MA - 123 - UN40 - 022	10 cm × 4 m	1	60
MA - 123 - UN40 - 023	12 cm × 4 m	1	40
MA - 123 - UN40 - 024	15 cm × 4 m	1	40

BANDAŻE



MATOFIX COHESIVE

ELASTYCZNY SAMOPRZYLEPNY
BANDAŻ PODTRZYMUJĄCY

Wysokiej jakości samoprzylepny bandaż, który wykonany jest z kombinacji włókien syntetycznych i naturalnych.

Dzięki temu, że kolejne warstwy bandaża szczepiają się ze sobą, jest on komfortowy w użyciu i wyjątkowo prosty w nakładaniu.

Doskonale przylega do ciała nie krępując swobody ruchów.

Umożliwia bandażowanie we wszystkich kierunkach.

Jego struktura zapewnia optymalną wymianę wilgotności i ciepła.

Bandaż nie zsuwa się i nie klei do włosów, skóry czy ubrania.

Każdy bandaż pakowany jest indywidualnie.

Wyrób jednorazowego użytku.

Rozciągliwość: około 90%.



ZASTOSOWANIE

- do stabilnego mocowania opatrunków, szczególnie na zaokrąglonych częściach ciała i stawach oraz w terapii uzupełniającej po zdjęciu gipsu, do mocowania szyn usztywniających



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 123 - CX40 - 002	6 cm x 4 m	1	80
MA - 123 - CX40 - 003	8 cm x 4 m	1	60
MA - 123 - CX40 - 004	10 cm x 4 m	1	50
MA - 123 - CX40 - 005	12 cm x 4 m	1	40

BANDAŻE specjalistyczne



MATOPRESS

BANDAŻ UCISKOWY

Specjalistyczny bandaż klasy premium niezastąpiony w terapii uciskowej.

Został zaprojektowany do wywoływania wysokiego ucisku dynamicznego i niskiego ucisku statycznego.

Wysoki ucisk dynamiczny oddziałuje na głęboki układ żylny.

Niski ucisk statyczny sprawia, że bandaż może być noszony przez kilka dni.

Wraz z opatrunkiem specjalistycznym, idealny do leczenia owrzodzeń podudzi.

Wykonany w 100% z bawełny, może być wielokrotnie prany, sterylizowany i wykorzystywany w terapii, nie tracąc przy tym swoich właściwości.

Bandaż jest odporny na maści i balsamy, pochłania nadmiar potu i umożliwia przenikanie promieni rtg.

Wyrób wielorazowego użytku.

Rozciągliwość: około 90%.



ZASTOSOWANIE

specjalistyczne, po konsultacji z lekarzem lub rehabilitantem

- do wywoływania silnej kompresji;
- w profilaktyce przeciwzakrzepowej;
- w terapii obrzęku limfatycznego;
- po obliteracji żyłaków, a także we wszystkich stadiach schorzeń żylnych, między innymi w leczeniu żylnych obrzęków zastoinowych, owrzodzeń podudzi itp



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
MA - 123 - MS50 - 001	6 cm x 5 m	1	24
MA - 123 - MS50 - 002	8 cm x 5 m	1	22
MA - 123 - MS50 - 003	10 cm x 5 m	1	30
MA - 123 - MS50 - 004	12 cm x 5 m	1	30

BANDAŻE specjalistyczne



CODOBAN

BANDAŻ WYSOKOELASTYCZNY

Syntetyczny bandaż specjalistyczny, który został zaprojektowany do stopniowania ucisku.

Elastyczność wyrobu została osiągnięta dzięki odpowiedniej kombinacji surowców i zastosowanej technice dziania. Optymalnie dobrany skład gwarantuje stałość parametrów przy wielokrotnym ugięciu i praniu.

Wyrób wielorazowego użytku.

Rozciągliwość: około 100%.



ZASTOSOWANIE

specjalistyczne, po konsultacji z lekarzem lub rehabilitantem

- w leczeniu chorób układu krążenia obwodowego (żylnego, chłonnego);
- zmian pourazowych: kończyn, klatki piersiowej;
- po zabiegach operacyjnych w obrębie głowy, klatki piersiowej i kończyn;
- w celach profilaktycznych u kobiet ciężarnych;
- jako opaski usztywniające i opaski uciskowe



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
NM - 152 - MMMM - 001	8 cm × 3 m	1	100
NM - 152 - MMMM - 002	10 cm × 3 m	1	100
NM - 152 - MMMM - 004	12 cm × 3 m	1	100
NM - 152 - MMMM - 003	14 cm × 3 m	1	80

SIATKA opatrunkowa



CODOFIX

ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA

Wygodna i praktyczna alternatywa dla bandaży.

Siatka opatrunkowa służy do podtrzymania opatrunków zastępując tradycyjny bandaż.

Użycie siatki sprawia, że zakładanie opatrunku jest proste i szybkie, nawet u dzieci.

Dostępna jest w kształcie rękawów przeznaczonych do samodzielnego cięcia.

Na jedno zastosowanie potrzeba (w zależności od opatrywanego miejsca) od 25 do 50 cm wyrobu w stanie nierozciągniętym.

Długość oferowanej siatki to 1 m w stanie nierozciągniętym, co można przeliczyć na 2,5 m w stanie rozciągniętym.

Szerokość siatek dostosowana jest do opatrywania konkretnej części ciała, do wyboru mamy 8 różnych rozmiarów.



ZASTOSOWANIE

bezuciskowe mocowanie opatrunków

- na trudno dostępnych i niewygodnych miejscach (miednica, krocze);
- na ranach operacyjnych brzucha;
- przy zwichnięciach;
- w chirurgii dziecięcej



NIESTERYLNE siatka o długości 1m

ROZMIAR	SZEROKOŚĆ	INDEKS	ZASTOSOWANIE	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
1	max. 1,5 cm	MA - 152 - RATG - 002	palec	1	260
2	1,5 - 2,5 cm	MA - 152 - RATG - 008	palec, dłoń	1	260
3	2,5 - 3,5 cm	MA - 152 - RATG - 009	dłoń, stopa	1	120
4	3,5 - 4,5 cm	MA - 152 - RATG - 011	podudzie, kolano, stopa, ramię, łokieć	1	120
6	5,0 - 6,5 cm	MA - 152 - RATG - 014	głowa, ramię, podudzie, kolano	1	120
8	7,0 - 9,5 cm	MA - 152 - RATG - 015	udo, głowa, biodra	1	60
10	10,0 - 13,5 cm	MA - 152 - RATG - 004	biodra, brzuch	1	60
14	min. 14 cm	MA - 152 - RATG - 006	klatka piersiowa, brzuch, biodra	1	60



PRODUKTY CHŁONNNE

Podkłady ginekologiczne
Waty

PRODUKTY chłonne

ABSORGYN

PODKŁADY GINEKOLOGICZNE

Podkłady o wysokiej chłonności, zapewniają komfort po porodzie i operacjach ginekologicznych. Zachowują swoje właściwości chłonne nawet gdy pacjentka znajduje się w pozycji leżącej. Celulozowy wkład chłonny pokryty jest delikatną włókniną, która zapewnia przepuszczalność powietrza, a wewnętrzna folia skutecznie chroni przed przemakaniem.



ZASTOSOWANIE

- jako wysokochłonny wyrób dla kobiet w okresie połogu lub po przebytych zabiegach ginekologicznych

STERYLNE

ARTYKUŁ	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
BE - 139 - N010 - 009	34 cm × 9 cm	Opakowanie „folia/papier”	10	12
BE - 139 - N005 - 002	27 cm × 7,5 cm	Kartonowe pudełko	5	16
BE - 139 - N010 - 017	27 cm × 7,5 cm	Opakowanie „folia/papier”	10	24
BE - 139 - N010 - 022	27 cm × 7,5 cm	Kartonowe pudełko	10	16

NIESTERYLNE

ARTYKUŁ	ROZMIAR	RODZAJ OPAKOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
BE - 139 - N010 - 002	34 cm × 9 cm	Opakowanie polietynowe	10	36
BE - 139 - N010 - 003	27 cm × 7,5 cm	Opakowanie polietynowe	10	50

PRODUKTY chłonne

WATY

Najpopularniejszy materiał chłonny wykorzystywany do celów kosmetycznych, higienicznych oraz medycznych, na przykład do miejscowego oczyszczania skóry przed iniekcją. Dzięki wysokim właściwościom chłonnym nadaje się do pochłaniania dużej ilości płynów. Wata bawełniana wykonywana jest w 100% z najwyższej jakości bawełny. Wata bawełniano – wiskozowa jest kombinacją włókien bawełnianych oraz wiskozowych, a wata celulozowa wykonana jest z masy celulozowej.



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
WATA BAWEŁNIANA			
BC - 071 - A050 - 003	50 g	1	50
BC - 071 - A100 - 001	100 g	1	48
BC - 071 - A200 - 001	200 g	1	24
MA - 071 - A500 - 001	500 g	1	14
WATA BAWEŁNIANO - WISKOZOWA			
BC - 072 - A050 - 002	50 g	1	50
BC - 072 - A100 - 001	100 g	1	48
BC - 072 - A200 - 001	200 g	1	24
MA - 072 - A500 - 001	500 g	1	14
MATOCCELL WATA CELULOZOWA			
MA - 073 - A150 - 001	150 g	1	96



REKAWICE

ZABIEGOWE

Lateksowe

Nitrylowe

Winylowe

RĘKAWICE

AMBULEX

RĘKAWICE ZABIEGOWE Z LATEKSU

Niesterylne rękawice zabiegowe wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Stanowią optymalne połączenie komfortu i bezpieczeństwa. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i stanowią skuteczną barierę ochronną.

Dostępne w wersji pudrowanej: Ambulex i niepudrowanej – pokrytej polimerem: Ambulex P.



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
AMBULEX PUDROWANE			
MA - 144 - XS00 - 004	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 004	S	100	10
MA - 144 - M000 - 004	M	100	10
MA - 144 - L000 - 004	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 004	XL	100	10
AMBULEX P NIEPUDROWANE			
MA - 144 - XS00 - 006	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 006	S	100	10
MA - 144 - M000 - 006	M	100	10
MA - 144 - L000 - 006	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 006	XL	100	10

REKAWICE

AMBULEX NITRYL

REKAWICE ZABIEGOWE NITRYLOWE

Niesterylne rękawice zabiegowe wykonane z nitrilu. W swoim składzie nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozerwanie, a dzięki chropowatej powierzchni na końcówkach palców umożliwiają pewny chwyt nawet gładkich przedmiotów.

Szczególnie polecane dla osób z alergią na lateks kauczuku naturalnego. Rękawice niebieskie, czarne i białe spełniają wymagania normy EN 374 zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej. Wszystkie oferowane rękawice nitrilowe są niepuddrowane.



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
AMBULEX NITRYL NIEPUDDROWANE, KOLOR REKAWICY: NIEBIESKI			
MA - 144 - XS00 - 018	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 018	S	100	10
MA - 144 - M000 - 018	M	100	10
MA - 144 - L000 - 018	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 018	XL	100	10
AMBULEX NITRYL NIEPUDDROWANE, KOLOR REKAWICY: BIAŁY, MANKIET WYDŁUŻONY			
MA - 144 - XS00 - 020	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 020	S	100	10
MA - 144 - M000 - 020	M	100	10
MA - 144 - L000 - 020	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 020	XL	100	10
AMBULEX NITRYL NIEPUDDROWANE, KOLOR REKAWICY: FIOLETOWY			
MA - 144 - XS00 - 019	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 019	S	100	10
MA - 144 - M000 - 019	M	100	10
MA - 144 - L000 - 019	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 019	XL	100	10
AMBULEX NITRYL NIEPUDDROWANE, KOLOR REKAWICY: CZARNY			
MA - 144 - S000 - 017	S	100	10
MA - 144 - M000 - 017	M	100	10
MA - 144 - L000 - 017	L	100	10

RĘKAWICE

AMBULEX VINYL

RĘKAWICE ZABIEGOWE WINYLOWE

Niesterylne, syntetyczne rękawice zabiegowe wykonane z polichlorku winylu. W swoim składzie nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego. Rękawice winylowe rekomendowane są do pracy przy procedurach niskiego ryzyka zakażeń, podczas których nie występuje kontakt z płynami ustrojowymi, krwią czy środkami chemicznymi.

Dostępne w wersji pudrowanej i niepudrowanej.



NIESTERYLNE

INDEKS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (szt.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (op.)
AMBULEX VINYL NIEPUDROWANE			
MA - 144 - XS00 - 010	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 010	S	100	10
MA - 144 - M000 - 010	M	100	10
MA - 144 - L000 - 010	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 010	XL	100	10
AMBULEX VINYL PUDROWANE			
MA - 144 - XS00 - 009	XS	100	10
MA - 144 - S000 - 009	S	100	10
MA - 144 - M000 - 009	M	100	10
MA - 144 - L000 - 009	L	100	10
MA - 144 - XL00 - 009	XL	100	10

GRUPA TZMO

11-MAD-18CA-003/PL/05.2017



TZMO SA to globalny producent

i dostawca artykułów higienicznych, kosmetycznych, wyrobów i usług medycznych pod markami: bella, seni, matopat, happy, eva, dr Max, No1, Tricomed, Optus, CitoNet na rynek światowy.

TZMO SA jest właścicielem 55 spółek

w Polsce i za granicą, w których zatrudnionych jest ponad 7600 pracowników. Produkty TZMO SA są dostępne w ponad 80 krajach – w Europie, w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Jesteśmy obecni na rynkach zamieszkałych przez 1/3 ludności świata.

Grupa TZMO

dostarcza swoim Klientom produkty i usługi o najwyższej jakości, dzięki którym żyje im się łatwiej, wygodniej i bezpieczniej. Odpowiada nie tylko na ich aktualne potrzeby, ale także przewiduje, czego będą potrzebowali w przyszłości i stara się zapewnić im to już dziś. Od wielu lat poznajemy i spełniamy potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów. Chcemy podnosić jakość i komfort ich życia nie tylko dzięki naszym produktom.

 **TZMO SA**
| www.tzmo-global.com
| www.matopat.pl