













WYMIARY WYROBU GOTOWEGO

Lp.	Rodzaj wyrobu/ piktogram	Długość wyrobu	Szerokość wyrobu	Długość strefy krytycznej	Szerokość strefy krytycznej	Tolerancja
	Medidrape Serwety operacyjne Medidrape Pokrowiec na kończynę dolną Medidrape Pokrowiec na stolik Mayo					
1	 Serweta operacyjna (górna)	240	180	70	50	± 2,0
2	 Serweta operacyjna (dolna)	220	150	150	70	± 2,0
3	 Serweta operacyjna (boczna)	90	90	90	45	± 2,0
4	 Serweta na stolik do instrumentarium	180	140	180	70	± 2,0
5	 Pokrowiec na stolik Mayo	160	75	100	80	± 2,0

6	 <p>otwór 23 x 22 Serweta operacyjna (np. do artroskopii kolana)</p>	370	228	180	135	± 2,0
7	 <p>wycięcie "U" 80 x 15 Serweta operacyjna (np. do operacji biodra)</p>	240	220	150	75	± 2,0
8	 <p>z otworem 20 x 20 Serweta operacyjna (np. do operacji dłoni/stopy)</p>	300	240	40	40	± 2,0
9	 <p>wycięcie "U" 50 x 8,5 Serweta operacyjna (np. do laryngologii)</p>	100	150	60	30	± 2,0

<p>10</p>	 <p>(z otworem trójkątnym o podstawie 15 cm iz rozcięciem) Serweta operacyjna</p>	220	220	80	75	± 2,0
<p>11</p>	 <p>Pokrowiec na kończynę dolną (np. do zabezpieczenia nogi podczas operacji biodra)</p>	100	45	-	-	± 2,0
<p>12</p>	 <p>Pokrowiec na kończynę dolną (np. do zabezpieczenia nogi podczas artroskopii kolana)</p>	75	33	-	-	± 2,0